

Beoogd gebruik

Lichthardende lak voor dentale kunststoftoepassingen

Lichtgebreid beoogd gebruik

Lichthardende lak voor plaatjes, gedeeltelijke en volledige prothesen en voorlopige kronen in de C&B-techniek.

Indicatie

Voor gladde coating van kunststoftoepassingen om mechanische irritaties van tong en slijmvlies te voorkomen.

Contra-indicatie

Er kan een allergische reactie optreden als er een acryl-allergie aanwezig is.

Doelgroepen patiënten

Patiënten met tandverlies en defecten in de tandsubstantie, alsook patiënten voor wie een plaatjestherapie met kunststof opbouwdelen noodzakelijk is.

Voorziene gebruikers

Tandartsen, tandtechnici

Eisen / Uitrusting

EyeVision®, FotoDent® flash (met stikstof)

Basiseigenschappen van het materiaal

Zie Technisch informatieblad (TDS). Technisch informatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

Verwerkingsvoorwaarden

Voorzichtig

Bij de verwerking raden wij aan om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, bijv. beschermende werkkleding, geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. Gebruik een geschikt afzuigsysteem of mondbescherming tijdens het afwerken.

Beschrijving van het proces

Vorbereitung:

Het te lakken gedeelte moet gereed uitgewerkt, droog en vrij van stof en vetresten zijn. Wegens de dunne laagdikte is NanoVarnish niet geschikt als polijstmiddel; bijgevolg moeten de te coaten zones dienovereenkomstig vooraf gladgemaakt zijn.

Verwerking

Voor een optimaal coatingresultaat worden 10 MicroBrush meegeleverd. Deze applicatiehulpmiddelen zorgen voor een optimale verdeling van zelfs kleine hoeveelheden materiaal op het kunststofoppervlak. De lak moet vlug en slechts in een dunne, gelijkmatige laag aangebracht worden; evt. tussentijds polymeriseren. Uitsluitend de benodigde hoeveelheid nemen en de fles onmiddellijk weer afsluiten.

Uitharding

EyeVision® 7 min
FotoDent® flash (met stikstof) 1 min voorgassen + 4 min

Afvoeren

Afvoeren van de inhoud / verpakking volgens de plaatse-lijke / regionale / nationale / internationale voorschriften en het veiligheidsinformatieblad.

Waarschuwingen / Mogelijke gevaren

Waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen zijn te vinden op het productetiket en in het bijbehorende veiligheids-informatieblad.

Reiniging

Voor het eerste gebruik bij de patiënt en voor dagelijkse reiniging moeten de gelakte kunststoftoepassingen met specifiek gangbare reinigingsmiddelen gereinigd worden. Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen kan het materiaal en het oppervlak beschadigen.

Desinfectie

Voor desinfectie raden wij het gebruik aan van een 0,2 % chloorhexidineoplossing of een 0,5 % natriumhypochlo-rietoplossing met een inwerktijd van 5 minuten; daarna goed laten drogen.

Sterilisatie

NanoVarnish is niet steriliseerbaar.

Ernstige incidenten

Alle ernstige incidenten die in verband met het product optreden, dienen te worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt woonachtig is.

Scopo d'uso

Vernice fotoindurente per applicazioni dentali in materiale sintetico

Destinazione d'uso estesa

Vernice fotoindurente per placche, protesi parziali e totali e corone provvisorie nella tecnica C&B.

Indicazione

Per il rivestimento liscio di applicazioni in materiale sintetico al fine di prevenire irritazioni cutanee della lingua e della mucosa.

Controindicazioni

In presenza di allergia contro l'acrilico possono insorgere reazioni allergiche.

Gruppi di pazienti destinatari

Pazienti con perdita dei denti e difetti dei denti e pazienti per i quali è necessario uno splint terapeutico con sovra-struttura in resina.

Utenti previsti

Dentisti, odontotecnici

Requisiti / Attrezzatura

EyeVision®, FotoDent® flash (con azoto)

Proprietà fondamentali del materiale

Vedi scheda tecnica (TDS). Scheda tecnica disponibile su richiesta.

Requisiti di lavorazione

Attenzione

Durante la lavorazione si consiglia di indossare dispositivi di protezione personali, per es. indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione idonei. Durante l'elaborazione utilizzare un impianto di aspirazione o una mascherina adeguati.

Descrizione del processo

Preparazione

L'area da verniciare dovrebbe essere predisposta, asciutta e priva di polvere e residui di grasso. Per via dello spessore sottile dello strato, il NanoVarnish non è adatto come sostituto per la lucidatura, pertanto le parti da rivestire dovrebbe essere adeguatamente pre-lavate.

Numero di lotto / Data di scadenza

Il numero di lotto e la data di scadenza sono indicati sia all'esterno della confezione, sia sul prodotto. Per reclami

Lavorazione

Per ottenere il miglior risultato di verniciatura possibile, la confezione contiene 10 MicroBrush. Questi ausili per l'applicazione garantiscono una distribuzione ottimale anche di piccole quantità di materiale sulla superficie plastica. La vernice dovrebbe essere applicata e, se necessario, polimerizzata in modo rapido e solo in uno strato sottile e uniforme. Prelevare solo la quantità necessaria e richiudere subito il flacone.

Indurimento

EyeVision® 7 min
FotoDent® flash (con azoto) con fuoriuscita preliminare di gas per 1 min + 4 min

Smaltimento

Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla regola-mentazione locale / regionale / nazionale / internazionale e alla scheda dati di sicurezza.

Avvertenze / Potenziali pericoli

Per le informazioni sui pericoli e sulla sicurezza, fare riferimento all'etichetta del prodotto e alla relativa scheda di sicurezza.

Pulizia

Prima del primo utilizzo sul paziente e per la pulizia quo-tidiana, pulire le applicazioni in materiale sintetico con gli appositi detergenti di uso comune. L'uso di detergenti aggressivi può danneggiare il materiale e la superficie.

Disinfezione

Per la disinfezione raccomandiamo l'utilizzo di una soluzione a base di 0,2 % di clorexidina o una soluzione a base di 0,5 % di ipoclorito di sodio con un tempo di espo-sizione di 5 min., successivamente lasciar asciugare bene.

Sterilizzazione

NanoVarnish non può essere sterilizzato.

Incidenti gravi

Tutti gli incidenti gravi verificatisi in associazione al prodotto devono essere comunicati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

relativi al prodotto indicare sempre il numero di lotto. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza.

Utilização prevista

Verniz fotopolimerizável para aplicações de resina den-tárias

Utilização prevista alargada

Verniz fotopolimerizável para moldeiras, próteses parciais e totais e corosas provisórias na técnica C&B.

Indicação

Para o revestimento uniforme de aplicações de resina, de forma a prevenir irritações mecânicas da língua e mucosa.

Contraindicação

Em caso de alergia a materiais acrílicos, pode ocorrer uma reação alérgica.

Grupo-alvo de pacientes

Pacientes com perda dentária e anomalias da estrutura dentária, bem como pacientes que necessitem de trata-mento com moldeiras com restauração de resina.

Destinatários

Dentistas, técnicos dentários

Requisitos / Equipamento

EyeVision®, FotoDent® flash (com nitrogênio)

Características básicas dos materiais

Consultar a ficha técnica (TDS). Ficha técnica disponível a pedido.

Condições de preparação

Atenção

Durante o processamento, recomendamos usar equipa-mento de proteção individual, por exemplo vestuário de proteção, luvas adequadas e óculos de proteção. Durante a preparação, recomendamos usar um sistema de extração de ar adequado ou uma máscara.

Descrição do processo

Preparação

A zona a envernizar deve estar finalizada, seca e isenta e pó e resíduos de gordura. Devido à sua camada fina, o NanoVarnish não substitui o polimento, pelo que é necessário que as partes a revestir tenham sido previa-mente polidas.

Número do lote / Prazo de validade

O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações

Processamento

Para o melhor resultado de revestimento possível, 10 MicroBrush estão incluídos na embalagem. Estas ajudas de aplicação asseguram uma distribuição ótima mesmo de pequenas quantidades de material na superfície do plástico. O verniz deve ser aplicado de forma expedita, formando uma camada fina e uniforme, seguindo-se even-tualmente uma polimerização intermédia. Retirar apenas a quantidade necessária e fechar imediatamente o frasco.

Cura

EyeVision® 7 min.
FotoDent® flash (com nitrogênio) pré-gasear 1 min. + 4 min.

Eliminação

Eliminação dos conteúdos / recipientes de acordo com os regulamentos locais / regionais / nacionais / internacionais e com a folha de dados de segurança.

Indicações de aviso / Possíveis perigos

Para informações sobre perigos e segurança, consultar o rótulo do produto e a ficha de dados de segurança correspondente.

Limpeza

Antes da primeira utilização no paciente e para a lim-peza diária é necessário limpar as aplicações de resina com detergentes convencionais específicos. A utilizaçãode detergentes agressivos pode danificar o material e a superfície.

Desinfecção

Para a desinfecção, recomendamos utilizar uma soluçãode clorexidina a 0,2 % ou uma solução de hipoclorito de sódio a 0,5 %, com um tempo de atuação de 5 minutos. Depois, deixar secar completamente.

Esterilização


A resina NanoVarnish não pode ser esterilizada.

Acidentes graves

Todos os acidentes graves ocorridos resultantes do produto deverão ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e/ou o paciente reside.

sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

Lieferformen / Forms of delivery / Formes de livraison / Formas de entrega / Leveringsvormen / Forme di consegna / Formatos disponíveis



Glossar / Glossary / Glossaire / Glosario / Woordenlijst / Glossario / Glossário

CE 0044	CE-Kennzeichnung zur Konformität gemäß den Anforderungen an Medizinprodukte / CE marking of conformity according to the requirements for medical devices / Marquage CE de conformité selon les exigences applicables aux dispositifs médicaux / Marcado CE de conformidad según los requisitos de inscripción de productos médicos / CE-markering voor conformiteit conform de eisen aan medische hulpmiddelen / Marcatura CE di conformità secondo i requisiti per i dispositivi medici / Marcação CE de conformidade de acordo com os requisitos para dispositivos médicos
	Temperaturbegrenzung / Temperature limitation / Limite de température / Limitación de temperatura / Temperatuur gelimiteerd / Limitazione di temperatura / Limitação de temperatura
	Verwendbar bis / Use-by date / Date de péremption / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Data di scadenza / Prazo de validade
	Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabrikant / Fabbricante / Fabricante
REF	Artikelnummer / Item number / Numéro d'article / Número de artículo / Artikelnummer / Numero d'articolo / Número do artigo
LOT	Chargennummer / Batch number / Numéro de lot / Número de lote / Lotnummer / Numero di lotto / Número do lote
MD	Medizinprodukt / Medical Device / Dispositif médical / Producto sanitario / Medisch hulpmiddel / Dispositivo medico / Dispositivo médico
	Gebruiksaanwijzing beachten / Please note instructions for use / Respecter le mode d'emploi / Observar las instrucciones de uso / Gebruiksaanwijzing raadplegen / Osservare le istruzioni per l'uso / Ver por favor as instruções de uso
	Vor Sonneneinstrahlung schützen / Keep away from sunlight / Ne pas exposer à la lumière du soleil / Proteger de la radiación solar / Beschermen tegen zonlicht / Proteggere dai raggi solari / Proteger da luz solar

	Enthält Nanomaterialien / Contains nanomaterials / Contient des nanomatériaux / Contiene nanomaterials / Bevat nanomaterialen / Contiene nanomateriali / Contém nanomateriais
Rx only	Verwendung nur durch Fachpersonal / Use only by professionals / Utilisation par du personnel spécialisé uniquement / Sólo podrá ser utilizado por personal especializado / Gebruik alleen door gekwalificeerd personeel / Utilizzo solo da parte di professionisti / Use apenas por pessoal qualificado
	Enthält gefährliche Substanzen / Contains hazardous substances / Contient des substances dangereuses / Contiene sustancias peligrosas / Bevat gevaarlijke stoffen / Contiene sostanze pericolose / Contém substâncias perigosas / Zawiera substancje niebezpieczne
CH REF	Schweizer Bevollmächtigter / Swiss authorised representative / Mandataire suisse / Representante suizo / Zwiitserse gevolmachtigde / Mandatario svizzero / Mandatário suíço

NanoVarnish

Gebruiksaanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Instrucciones de uso

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso

Instruções de utilização



Rx only

Lotnummer / Houdbaarheidsdatum
Het lotnummer en de houdbaarheidsdatum bevinden zowel op de buitenverpakking als op het product. Bij reclamaties betreffende het product, gelieve steeds het

lotnummer aan te geven. Gebruik het product niet nadat de houdbaarheidsdatum verstreken is.

Zweckbestimmung
Lichthärtender Lack für dentale Kunststoffapplikationen

Erweiterte Zweckbestimmung
Lichthärtender Lack für Schienen, Teil- und Vollprothesen und Provisorische Kronen in der C&B Technik.

Indikation
Zur glatten Beschichtung von Kunststoffapplikationen, um mechanischen Reizungen von Zunge und Schleimhaut vorzubeugen.

Kontraindikation
Bei Bestehen einer Acryllallergie kann eine allergische Reaktion auftreten.

Patientenzielgruppe
Patienten mit Zahnverlust und Zahnsubstanzdefekten, sowie Patienten, für die eine Schienentherapie mit Kunststoffaufbauten notwendig ist.

Vorgesehene Anwender
Zahnärzte/-innen, Zahntechniker/-innen

Anforderungen / Equipment
EyeVolution®, FotoDent® flash (mit Stickstoff)

Grundlegende Materialeigenschaften
Siehe Technisches Datenblatt (TDS). Technisches Datenblatt auf Anfrage erhältlich.

Verarbeitungsbedingungen
Achtung
Während der Verarbeitung empfehlen wir das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung, z. B. von Arbeitsschutzkleidung, geeigneten Handschuhen und Schutzbrille. Bei der Ausarbeitung eine geeignete Absauganlage oder Mundschutz verwenden.

Prozessbeschreibung
Vorbereitung
Der zu lackierende Bereich sollte fertig ausgearbeitet, trocken und frei von Staub und Fettrückständen sein. Aufgrund der dünnen Schichtstärke eignet sich NanoVarnish nicht als Politursatz, daher sollten die zu beschichtenden Partien entsprechend vorgeglättet sein.

Verarbeitung
Für ein bestmögliches Beschichtungsergebnis sind der Packing 10 MicroBrush beigefügt. Diese Applikationshilfen gewährleisten eine optimale Verteilung auch geringer Materialmengen auf der Kunststoffoberfläche. Der Lack sollte zügig und nur in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht aufgetragen werden, ggf. zwischenpolymerisieren. Nur die benötigte Menge entnehmen und die Flasche sofort wieder verschließen.

Aushärtung
EyeVolution® 7 Min.
FotoDent® flash (mit Stickstoff) 1 Min. vorgasen + 4 Min.

Entsorgung
Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften und gemäß Sicherheitsdatenblatt.

Warnhinweise / Mögliche Gefahren
Gefahren- und Sicherheitshinweise sind dem Produktetikett und dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Reinigung
Vor der ersten Anwendung am Patienten und zur täglichen Reinigung sollten die lackierten Kunststoffapplikationen mit spezifisch üblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln kann das Material und die Oberfläche beschädigen.

Desinfektion
Für die Desinfektion empfehlen wir die Verwendung einer 0,2 % Chlorhexidin-Lösung oder 0,5 % Natriumhypochlorid-Lösung mit einer Einwirkzeit von 5 Minuten, anschließend gut trocknen lassen.

Sterilisation
NanoVarnish ist nicht sterilisierbar.

Schwerwiegende Vorfälle
Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

Intended use
Light-curing lacquer for plastic dental applications

Indication for use
Light-curing lacquer for splints, partial and full dentures and temporary dental crowns in C&B technology.

Indication
For smooth coating of plastic applications, to prevent mechanical irritation of the tongue and mucosa.

Contraindication
An allergic reaction might occur in case of any allergy to (meth)acrylates.

Patient target group
Patients with loss of teeth and dental substance defects, as well as well as patients who require splint therapy with plastic structures.

Intended users
Dentists, dental technicians

Requirements / equipment
EyeVolution®, FotoDent® flash (with nitrogen)

Basic Material Properties
See technical datasheet (TDS). Technical datasheet available on request.

Specific Manufacturing Considerations
Caution
During processing, we recommend wearing personal protective equipment, e. g. protective work clothing, suitable gloves and safety goggles. Use a suitable extraction system or face mask during finishing.

Process description
Preparation
The area to be lacquered should be completely finished, dry and free from dust and grease residues. Due to the thin coat thickness, NanoVarnish is not suited as polish replacement. Therefore, the areas to be coated should be appropriately pre-polished.

Lot number / Expiry date
The batch number and the use-by date are located on both the outer packaging and the product. When submitting a complaint about a product, please always quote the

Further processing
For the best possible coating result, 10 MicroBrush are included in the package. These application aids ensure optimum distribution of even small amounts of material on the plastic surface. The lacquer should only be applied quickly and as a thin, uniform film. Perform intermediate polymerization, if required. Only take the required quantity out of the bottle, and immediately close the bottle.

Curing
EyeVolution® 7 min
FotoDent® flash (with nitrogen) 1 min pre-gas + 4 min

Disposal
Disposal of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations and according to the safety data sheet.

Hazards identification
Hazard and safety notes can be found on the product label and the corresponding safety data sheet.

Cleaning
The plastic applications should be cleaned before first use in the patient and for daily cleaning using specifically available cleaning agents.

Disinfection
We recommend the use of a 0.2 % chlorhexidine solution or 0.5 % sodium hypochlorite solution with an exposure time of 5 minutes for disinfection, and then allow to dry completely.

Sterilization
NanoVarnish cannot be sterilised.

Serious incidents
All serious incidents occurring in relation to the product shall be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is settled.

batch number. Do not use the product after expiration of the use-by date.

Usage prévu
Vernis photopolymérisable pour applications dentaires en résine

Usage prévu étendu
Vernis photopolymérisable pour gouttières prothèses partielles et totales et couronnes provisoires dans le domaines des couronnes et des bridges.

Indication
Pour le revêtement lisse des applications en résine visant à prévenir des irritations mécaniques de la langue et de la muqueuse.

Contre-indication
En cas d'allergie à l'acrylique, une réaction allergique peut apparaître.

Groupes de patients ciblés
Patients avec pertes de dent et défauts de substance dentaire, ainsi que les patients pour lesquels un traitement avec gouttières avec structures en résine est nécessaire.

Utilisateurs visés
Dentistes, prothésistes dentaires

Exigences / équipement
EyeVolution®, FotoDent® flash (avec de l'azote)

Propriétés fondamentales des matériaux
Voir Fiche technique (TDS). Fiche technique disponible sur demande.

Conditions de traitement
Attention
Lors du traitement, nous recommandons de porter un équipement de protection individuelle, p. ex. des vêtements de travail protecteurs, des gants et lunettes de protection adaptés. Lors de la finition, utiliser un dispositif d'aspiration adapté ou un masque.

Description du procédé
Préparation
La zone à vernir devrait être finalisée, sèche et exempte de poussière et de résidus gras. En raison de la couche fine, NanoVarnish ne convient pas comme substitut de

Numéro de lot / Date de péremption
Le numéro de lot et la date de péremption se trouvent non seulement sur chaque emballage extérieur, mais également sur le produit. En cas de réclamation sur le

verniss. Par conséquent, les parties à revêtir devraient être prélassées en conséquence.

Traitement
Pour un résultat d'enduction optimal, 10 MicroBrush sont joints à l'emballage. Ces aides à l'application garantissent une répartition optimale, même de petites quantités de produit, sur la surface du plastique. Le vernis devrait être appliqué rapidement en une couche fine et régulière uniquement, avec une polymérisation intermédiaire éventuelle. Prélever uniquement la quantité nécessaire et refermer le flacon immédiatement.

Durcissement
EyeVolution® 7 min
FotoDent® flash (avec de l'azote) 1 min pré-gazage + 4 min

Élimination
Élimination du contenu / du récipient conformément aux dispositions locales / régionales / nationales / internationales et à la fiche de données de sécurité.

Avertissements / Dangers possibles
Relever les consignes de sécurité et de danger sur l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité afférente.

Nettoyage
Avant la première utilisation sur le patient et pour le nettoyage quotidien, nettoyer les applications en résine vernies avec des produits nettoyants spécifiques habituels. L'utilisation de produits nettoyants agressifs est susceptible d'endommager le matériau et la surface.

Désinfection
Pour la désinfection, nous recommandons d'utiliser une solution de chlorhexidine de 0,2 % ou une solution d'hypochlorite de sodium de 0,5 % avec un temps d'action de 5 minutes. Laisser bien sécher ensuite.

Stérilisation
NanoVarnish ne peut pas être stérilisé.

Incidents graves
Tous les incidents graves apparus en rapport avec le produit doivent être signalés au fabricant et aux autorités compétentes de l'état membre dans lequel se situe l'utilisateur et/ou le patient.

produit, prière de toujours indiquer le numéro de lot. N'utilisez pas le produit une fois la date de péremption dépassée.

Finalidad de uso
Barniz fotopolimerizable para aplicaciones plásticas dentales

Finalidad de uso ampliada
Barniz fotopolimerizable para férulas y prótesis totales o parciales, así como coronas provisionales en la tecnología coronas y puentes.

Indicación
Para el revestimiento liso de aplicaciones plásticas, para prevenir irritaciones mecánicas de la lengua y las mucosas.

Contraindicaciones
En caso de alergia a los acrilatos, puede provocar una reacción alérgica.

Grupos destinatarios de pacientes
Pacientes con dientes perdidos y defectos en la estructura dental, así como pacientes para los que sea necesaria una terapia con férulas con módulos de plástico.

Usuarios previstos
Dentistas, técnicos dentales

Requisitos / Equipamiento
EyeVolution®, FotoDent® flash (con nitrógeno)

Propiedades básicas de los materiales
Véase la hoja de información técnica. Hoja de datos técnica disponible a petición.

Condiciones de procesamiento
Atención
Durante el procesamiento, recomendamos llevar un equipo de protección personal, por ejemplo, vestimenta protectora de trabajo, guantes adecuados y gafas protectoras. Utilice un sistema de aspiración adecuado o una mascarilla durante la elaboración final.

Descripción del proceso
Preparación
El área a barnizar debe haberse terminado y estar seca y libre de polvo y restos de grasa. Debido al escaso grosor de su capa, NanoVarnish no es apto para sustituir el pulimentado, por lo que las partes a revestir deben estar previamente alisadas en correspondencia.

Número de lote / fecha de caducidad
El número de lote y la fecha de caducidad aparecen tanto en el embalaje externo como en el producto. En caso de reclamaciones del producto, indique siempre el número

Procesamiento
Para obtener el mejor resultado de recubrimiento posible, el paquete incluye 10 MicroBrush. Estas ayudas para la aplicación garantizan una distribución óptima incluso de pequeñas cantidades de material sobre la superficie de plástico. El barniz debe aplicarse rápidamente y tan solo en una capa fina y homogénea; realice un polimerizado intermedio en caso necesario. Tome solo la cantidad necesaria y vuelva a cerrar el frasco de inmediato.

Endurecimiento
EyeVolution® 7 min
FotoDent® flash (con nitrógeno) 1 min de gaseado previo + 4 min

Desechamiento
Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional y a la hoja de datos de seguridad.

Advertencias / Posibles riesgos
Las indicaciones de peligros y seguridad pueden verse en la etiqueta del producto y la correspondiente hoja de datos de seguridad.

Limpieza
Antes de su primera aplicación en el paciente y para la limpieza diaria, las aplicaciones Plásticas barnizadas deberán limpiarse con productos de limpieza convencionales específicos. El uso de productos de limpieza agresivos puede dañar el material y la superficie.

Desinfección
Para la desinfección recomendamos usar una solución de 0,2 % de clorhexidina o del 0,5 % de hipoclorito de sodio con un tiempo de actuación de 5 minutos, debiendo dejar secar bien a continuación.

Esterilización
El NanoVarnish no puede esterilizarse.

Incidentes graves
Todos los incidentes graves que se produzcan en relación con el producto deberán comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente.

de lote. No utilice el producto una vez pasada la fecha de caducidad.

Ausgabedatum / Date of information / Date d'édition / Fecha de emisión / Datum van publicatie / Data pubblicazione / Data de edição: 2025-10-29 / Rev.01