

Maxima® by  HENRY SCHEIN®

Maxima Non-Alcoholic Surface Disinfection Concentrate

- Fast effective ready-to-use rapid surface disinfectant for disinfecting non-invasive medical device. Suitable for alcohol sensitive surfaces i.e. acrylic glass.
- Desinfectante líquido para superficies, listo para usar y de resultados rápidos, para la desinfección de no invasivos productos sanitarios, por ejemplo, piezas de mano. Especialmente adecuado para superficies sensibles al alcohol, por ejemplo, vidrio acrílico.
- Solution désinfectant de surface, agissant rapidement et prêt à l'emploi, pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs comme les pièces à main. Convient spécialement aux surfaces sensibles à l'alcool (comme le verre acrylique).
- Gebrauchsfertige wässrige Flächendesinfektion für den ärztlichen und zahnärztlichen Bereich zur Schnelldesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten. Besonders geeignet zur Anwendung auf alkoholempfindlichen Flächen wie Acrylglas.
- Disinfettante pronto per l'uso, ad azione rapida, per la disinfezione di dispositivi non invasivi medici, quali manipoli. Particolarmente idoneo per superfici sensibili all'alcol, per es. vetro acrilico.
- Snel werkend, gebruiksklare vloeistof voor het desinfecteren van niet-invasieve medische hulpmiddelen, zoals b.v. handstukken. Speciaal geschikt voor alcohol-gevoelige oppervlakken zoals acrylglas.



DISTRIBUTED BY:

DISTRIBUIDO POR:

VERTRIEB DURCH:

DISTRIBUÉ PAR:

DISTRIBUTO DA:

HENRY SCHEIN INC.

MELVILLE, NY 11747 USA



HENRY SCHEIN U.K. HOLDINGS LTD.

GILLINGHAM ME8 0SB U.K.

WWW.HENRYSCHEINBRAND.COM



LOT

CE 0473 250 ml e

Microbiological Effectiveness/Contact Time: Bacteria (incl. MRSA) according to VAH/DGHM, EN 1040, EN 1276, EN 13697 (high bio load): 1min. Candida albicans according to VAH/DGHM, EN 1275, EN 1650, EN 13697 (high bio load): 1min. membrane covered viruses (i.e. HBV, HIV, HCV, H1N1, H5N1) according to BGA (RKI)/DVV (with bio load): 1min. (with bio load). Rota-viruses according to BGW/DVV: 1min. Noro-viruses according to EN 14476 (clean): 30min. **100g contains:** 0,24g Dialkyldimethylammoniumchlorid 0,48g Alkyl(Aryl)dimethylammoniumchlorid

Eficacia microbiológica/Eficacia: Bacterias (incluido el MRSA) conforme a las VAH/DGHM, EN 1040, EN 1276, EN 13697 (alta carga biológica): concentrado 1 min. Candida albicans conforme a las VAH/DGHM y EN 1275, EN 1650, EN 13697 (alta carga biológica): concentrado 1 min. Virus envueltos en membrana (a saber, VHB, VIH, VHC, H1N1, H5N1) conforme a las BGA (RKI)/DVV (con carga biológica): concentrado 1 min. (con carga biológica). Rotavirus conforme a la BGW/DVV: concentrado 1 min. Virus-Noro conforme a las EN14476 (carga biológica menor) concentrado 30 min **100g contienen:** 0,24g de cloruro de dialquildimetilamonio 0,48g de cloruro de alquil(aril)dimetilamonio

Efficacité microbiologique/Efficacité: Bactéricide (y compris MRSA) selon les normes VAH/DGHM, EN 1276, EN 1040, EN 13697 (haute charge biologique): concentré 1 min. Levurocide (Candida albicans), selon les normes VAH/DGHM et EN 1275, EN 1650, EN 13697 (haute charge biologique): concentré 1 min. Virus enveloppés (comme HBV, HIV, HCV, H1N1, H5N1), selon les normes BGA (RKI)/DVV (avec charge biologique): concentré 1 min. (avec charge biologique). Rotavirus selon les normes BGW /DVV: concentré 1 min. Virus Noro selon les normes EN 14476 (charge biologique inférieure). concentré 30 min. **100 g contiennent:** 0,24 g de chlorure de dialkyl diméthylammonium 0,48 g de chlorure d'alkyl(aril) diméthylammonium

Wirkungsspektrum/Einwirkzeiten: Bakterien (inkl. MRSA) nach VAH/DGHM, EN 1040, EN 1276, EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1min. Candida albicans nach VAH/DGHM, EN 1275, EN 1650, EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, H1N1, H5N1) nach BGA(RKI)/DVV (mit Belastung): Konz. 1min. Rota-Viren nach BGW/DVV: Konz. 1min. Noro-Viren nach EN 14476 (niedrige Belastung): Konz. 30min. **In 100g sind enthalten:** 0,24g Dialkyldimethylammoniumchlorid 0,48g Alkyl(Aryl)dime-thylammoniumchlorid Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen. **VAH/DGHM gelistet** BAUA-Nr.: N-38828

Efficacia microbiologica/Efficacia: Battericida (incl. MRSA) secondo VAH/DGHM, EN 1040, EN 1276, EN 13697 (alta carica biologica): concentrato 1 min. Candida albicans secondo VAH/DGHM e EN 1275, EN 1650, EN 13697 (alta carica biologica): concentrato 1 min. Virus capsulati (HBV, HIV, HCV, H1N1, H5N1) secondo BGA (RKI)/DVV (con carica biologica): concentrato 1 min. (con carica biologica) Rotavirus secondo BGW /DVV: concentrato 1 min. Virus Noro secondo EN 14476 (bassa carica biologica): concentrato 30 min. **100 g contengono:** 0,24 g cloruro dialchil-dimetil-ammonio 0,48 g cloruro alchil-(aril)-dimetil-ammonio

Microbiologische doeltreffendheid/Werkzaamheid: Bacteriën (incl. MRSA) conform VAH/DGHM, EN 1040 en EN 1276, EN 13697 (hoge biologische belasting): geconcentreerd 1 min. Candida albicans conform VAH/DGHM en EN 1275, EN 1650, EN 13697 (hoge biologische belasting): geconcentreerd 1 min. met membraan omhulde virussen (d.w.z. HBV, HIV, HCV, H1N1, H5N1) conform BGA(RKI)/DVV met biologische belasting: geconcentreerd 1 min. (met biologische belasting). Rotavirussen conform BGW /DVV: geconcentreerd 1 min Norovirussen conform EN 14476 (lagere biologische belasting) geconcentreerd 30 min **100 g bevat:** 0,24 g dialkyldimethylammoniumchloride 0,48 g alkyl (aryl)dimethylammoniumchloride

Maxima Non-Alcoholic Disinfection Wipes, Refill
+ 250 ml Maxima Non-Alcoholic Surface Disinfection Concentrate

- Disinfection Wipes, dry
- Toallitas desinfectantes, secas
- Lingettes désinfectantes, sèches
- Desinfektionstücher, trocken
- Panni disinfettanti, asciutti
- Ontsmettende doekjes, droog



DISTRIBUTED BY:

DISTRIBUIDO POR:

VERTRIEB DURCH:

DISTRIBUÏE PAR:

DISTRIBUITO DA:

HENRY SCHEIN INC.

MELVILLE, NY 11747 USA



HENRY SCHEIN U.K. HOLDINGS LTD.

GILLINGHAM ME8 0SB U.K.

WWW.HENRYSCHEINBRAND.COM



LOT



75 wipes

250 ml e non-alcoholic
Surface disinfection concentrate