

Labor 4.2020

Zahnlager: Free-Tel. 08 00-92 46 835 | FreeFax 08 00-92 46 329
zahnlager@henryschein.de | www.henryschein-dental.de/zaehne

Alle gängigen Zahnlinien der führenden Hersteller sind in unserem bestens bestückten Zahnlager vorrätig.

**Newsletter
abonnieren**
und Rabatte sichern

www.henryschein-dental.de/newsletter



NEU

3Shape RED Scanner – 20% schneller

Mehr dazu auf Seite 3

INHALTSVERZEICHNIS

INEOS X5, INLAB MC X5	4	
CERCON HT MULTILAYER, INOVAPRINT WASH	5	
FORM 3B, FORM WASH, FORM CURE	6	
FORM 3BL, DRUCKERHARZE	7	
PROGRAMILL PM7, PROGRAMILL PM3	8	
PROGRAMAT S1, IPS E.MAX ZIRCAD, IPS E.MAX PRESS	9	
R5, K5+	10	
ZIRLUX ANTERIOR MULTI, ZIRLUX 16+	11	
BRILLIANT CRIOS DISCS, SINFONY	12	
BIOSTAR®/MINISTAR S®, CA® PRO/CA® PRO+	13	
SUPERSTEAM, POLIRET CLASSIC	14	
UNIVERSAL PRIMER, DURA POLISH	15	
ERKOFORM-3D MOTION + OCCLUSFORM-3, ERKOPRESS_MOTION	16	
LABOLIGHT DUO, PATTERN RESIN	17	
NASSTRIMMER MT3, TWISTER EVOLUTION	18	
BASIC QUATTRO IS, SILENT EC2, SILENT POWERCAM EC	19	
FLEXSPACE EINZELPLATZ COMFORT, SMARTAIR (MOBILE) EVO	20	
LABORANTRIEBE KAVO, EYE EVOLUTION®, LIGHTPLAST BASISPLATTEN OK	21	
WASI-STEAM, GIPSTRIMMER HSS-88	22	

Jetzt neu: Sonderpreise mit Promocode sichern!

Um den angegebenen Sonderpreis bei Ihrer Bestellung zu erhalten, geben Sie bitte die Artikel-Nummer inklusive des Promocodes an.

Bei Online-Bestellungen nutzen Sie das Direkteingabefeld für die Eingabe der Artikel-Nummer inkl. Promocode – so sichern Sie sich den Sonderpreis auch Online.

PS: Unsere Rechnungen sind auch digital verfügbar. Gleich unter www.henryschein-dental.de/online-rechnung-registrieren. Schnell, einfach und bequem.

Promocode

710L



LABOR-HOTLINE

FreeTel: 08 00-150 00 55
FreeFax: 0 80 00-40 00 44
labor@henryschein.de

ZAHNLAGER

FreeTel Zahnlager-Hotline: 08 00-92 46 835 (0800 ZAHNTEL)
FreeFax Zahnlager: 08 00-92 46 329 (0800 ZAHNFAX)
zahnlager@henryschein.de

CONNECTDENTAL

ConnectDental-Support-Hotline: 08 00-17 000 77
Kostenpflichtige Priority-Hotline: 09 00-23 73 23 (€ 1,99 pro Minute)
connectdental@henryschein.de

HENRY SCHEIN DENTAL ÖSTERREICH

Tel: 05-99 92-33 33
Fax: 05-99 92-99 99

info@henryschein.at
www.henryschein.at

E2 RED MIT DS PREMIUM, 3SHAPE

Höhere Produktivität und Scannen von Texturen

- 2 x 5-MP-Kameras, blaue LED, mehrzeilig
- Präzision (ISO 12836): 10 µm
- Scandauer (Vollkiefen): 24 Sek.
- Scandauer (Vollkiefenabdruck): 72 Sek.
- Textur: S/W

Alle Leasingangebote sind auch mit
6 Monaten Zahlungsfreiheit möglich!



3shape

NEU

50618
E2 RED mit DS Premium und LabCare

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

mtl. € **239,-**

E3 RED MIT DS COMPLETE RESTORATIVE, 3SHAPE

Hohe Leistungsfähigkeit und Genauigkeit der Implantatsteg

- 2 x 5-MP-Kameras, blaue LED, mehrzeilig
- Präzision (ISO 12836): 7 µm
- Scandauer (Vollkiefen): 18 Sek.
- Scandauer (Vollkiefenabdruck): 64 Sek.
- Textur: Farbig

Special Trade-Up
Fragen Sie Ihren Außendienst!



3shape

NEU

50622
E3 RED mit DS Complete Restorative und LabCare

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

mtl. € **369,-**

E4 RED MIT DS COMPLETE RESTORATIVE, 3SHAPE

Extrem hohe Geschwindigkeit und Präzision

- 4 x 5 MP-Kameras
- Präzision (ISO 12836): 4 µm
- Scandauer (Vollkiefen): 9 Sek.
- Scandauer (Vollkiefenabdruck): 45 Sek.
- Textur: Farbig
- Scanstrategie:
Stumpf im Modell

Special Trade-Up
Fragen Sie Ihren Außendienst!



3shape

NEU

50625
E4 RED mit DS Complete Restorative und LabCare

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

mtl. € **467,-**

INEOS X5 MIT INLAB SW (ALLE MODULE), DENTSPY SIRONA LAB

Der schnelle Alles-Scanner – Abdrucklöffel,
Modelle und mehr in Sekunden digitalisieren

- 5-achsiger Scanner mit Roboterarm
- Streifenlicht-Technologie
- Sehr schnelle Scangeschwindigkeit
(Ganzkiefermodelle in weniger als 60 Sekunden)
- Hohe Genauigkeit
- Multi-Die-Scanning
- Offene Schnittstellen

AKTIONSPAKET 1

inEos X5 mit inLab SW Basis-,
Schnittstellen-, Implantologie- und
herausnehmbarer Zahnersatz Modul

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

mtl. € **378,-**

Alle Leasingangebote sind auch mit
6 Monaten Zahlungsfreiheit möglich!

INLAB MC X5 MIT INLAB SW (ALLE MODULE), DENTSPY SIRONA LAB

Die neue Freiheit im Labor

- Offenes 5-Achs-System für die Bearbeitung von STL-Dateien
- Verarbeitung von Standard-Ronden und Blöcken
- Schleifen und Fräsen
- Nass- und Trockenbearbeitung
- Große Material- und Indikationsvielfalt
- Easy-Clean-Konzept
- Inkl. inLab CAM SW

AKTIONSPAKET 2

inLab MC X5 mit inLab SW Basis-,
Schnittstellen-, Implantologie- und
herausnehmbarer Zahnersatz Modul, Material
Demokit und inLab MC X5 4-Jahres-Garantie

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

mtl. € **662,-**



Dentsply
Sirona
Lab

Austauschaktion:

Bei Rückgabe Ihres Altgeräts sparen
Sie beim Kauf eines inEos X5 zusätz-
lich. Fragen Sie Ihren Außendienst!

AKTIONSPAKET 3

inEos X5 und inLab MC X5 mit inLab CAD SW
Basis-, Schnittstellen-, Implantologie- und
herausnehmbarer Zahnersatz Modul, Material
Demokit und inLab MC X5 4-Jahres-Garantie

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

mtl. € **947,-**

4 Jahre Garantie
auf inLab MC X5



Dentsply
Sirona
Lab

CERCON HT MULTILAYER, DENTSPLY SIRONA LAB

Cercon® ht ML -hoch transluzentes Multilayer Zirkonoxid

- Cercon® ht ML Multilayer Zirkonoxid für alle Bedürfnisse
- Großspannige Brücken mit bis zu 14 Gliedern
- Biegefestigkeitsverlauf von 1200 MPa im Dentinbereich bis zu 750 MPa in der Schneide
- Natürliche Zahnästhetik in einer Scheibe
- Erhältlich in allen 16-VITA-Farben und BL2



* Gültig für gleiche Größe, Packungseinheit. Die Farben sind frei wählbar.
1x pro Labor gültig.

NEU

**AKTION
1+1***



CERCON HT MULTILAYER

ab € **207,60**

INOVAPRINT WASH, HPDENT

Universal 3D-print resin cleaner

- Reinigt LCD, DLP und SLA Druckobjekte
- Rasend schnell und enorm effektiv
- Keine weißlichen Rückstände auf der Oberfläche
- Mindestens 3 x höhere Reinigungskapazität als Isopropanol
- Kein Gefahrgut, biologisch abbaubar



896058
1 LITER KANISTER

€ **19,50**



896059
5 LITER KANISTER

€ **89,-**

FORM 3B, FORMLABS

formlabs 

Form 3B - Die nächste Generation des dentalen 3D-Drucks

- Neue Low Force Stereolithography (LFS)™ Technologie reduziert die Abziehkräfte drastisch und bietet somit bahnbrechende Druckqualität und Zuverlässigkeit
- Maßgefertigte Light Processing Unit (LPU) im Drucker nutzt ein kompaktes System aus Linsen und Spiegeln, um genaue, wiederholbare Druckteile zu ermöglichen
- Integrierte Sensoren helfen dabei, die idealen Druckbedingungen aufrechtzuerhalten, und senden Hinweise über den Zustand des Druckers
- Kartuschensystem ermöglicht Materialwechsel innerhalb von Sekunden



Form Wash:
Automatische Reinigung



Form Cure:
Zuverlässige, professionelle Aushärtung

FORM 3B COMPLETE PACKAGE

3D-Drucker Form 3B mit Harztank, Build Platform, Finish Kit, Form Wash, Form Cure, eine Kartusche Dental Model Resin

+ 1 Jahr	Dental Service Plan*	€ 5.799,-
+ 2 Jahre	Dental Service Plan*	€ 6.899,-
+ 3 Jahre	Dental Service Plan*	€ 7.799,-

* Dental Service Plan:

- Online Training von Formlabs
- Telefonischer Support von Formlabs
- Hot Swap Service: Austausch des defekten Druckers
- Priorisierter E-Mail Support (schnelleres Bearbeiten von E-Mail-Anfragen.)
- Garantie für die Laufzeit des Dental Service Plans

FORM 3BL, FORMLABS

NEU
formlabs 

Betriebsinterner großformatiger 3D-Druck

- Skalieren Sie Ihre betriebsinterne Produktion mit dem Form 3BL, einem benutzerfreundlichen, großformatigen 3D-Drucker der auf der bewährten Formlabs Technologie aufbaut.
- Dank des vergrößerten Druckvolumens druckt der Form 3BL eine große Menge Modelle an einem Tag, mit nur zwei Druckerinteraktionen.
- Die automatisierten Nachbearbeitungsoptionen machen den gesamten Prozess einfach.
- Der Form 3BL kann zwei leicht austauschbare Harzkartuschen aufnehmen. So werden Unterbrechungen bei großen Druckaufträgen verhindert.
- Der Form 3BL bietet die unglaubliche Oberflächengüte und die feinen Details, für die Stereolithografie-3D-Druck bekannt ist.
- Verringerte Abzugskräfte führen zu einer beeindruckenden Oberflächenbeschaffenheit und Teiletransparenz.
- Arbeiten Sie nahtlos innerhalb des Formlabs Ökosystems aus Standard- und Spezialmaterialien und der bekannten Bedienfreundlichkeit.



FORM 3BL BASIC PACKAGE

3D-Drucker Form 3BL mit Harztank, Build Platform und Finish Kit (Cleaning Tools und Rinse Bucket)

+ 1 Jahr	Dental Service Plan*	€ 12.999,-
+ 2 Jahre	Dental Service Plan*	€ 15.499,-
+ 3 Jahre	Dental Service Plan*	€ 17.499,-

Kartusche 1 Liter

731939	Dental Model Resin Für die allgemeine Modellanfertigung	€ 135,-
893765	Surgical Guide Resin Autoklavierbares, biokompatibles Kunstharz für Bohrschablonen	€ 225,-
706587	Grey Resin Für Zahnmodelle und Aligner-Modelle	€ 135,-
813454	Castable Wax Resin Zum Pressen und Gießen von Kronen, Brücken und RPDs	€ 249,-
747140	Dental LT Clear Resin Biokompatibles transparentes Material für Schienen und Aufbisschienen	€ 359,-
894850	Custom Tray Resin Biokompatibles Material für individuelle Abformlöffel	€ 225,-
894851 (A2)	Temporary CB Resin*	
894852 (A3)	Biokompatibles, zahnfarbendes Harz für temporäre Restaurationen	€ 449,-
894853 (B1)	(Kronen, Brücken, Inlays, Onlays und Fourniere), erhältlich in A2, A3,	
894854 (C1)	B1, C2	

*Für die Verwendung des Temporary CB Resins ist eine Stainless Steel Built Platform erforderlich:

896036	Stainless Steel Built Platform	€ 228,-
--------	---------------------------------------	----------------

formlabs 


PROGRAMILL PM7, IVOCLAR DIGITAL



Die Hochleistungsmaschine bietet eine zukunftsfähige High-End-Lösung für die präzise und wirtschaftliche Fertigung von prothetischen Restaurationen

- Hybrid-Betrieb: Automatischer Wechsel zwischen Nass- und Trockenbearbeitung
- Integrierter Ionisator und automatische Selbstreinigung durch Active Air Suction

- 20-facher Werkzeugwechsler für ein eigenständiges Fertigen
- Vollautomatische Materialverwaltung
- Intuitives User-Interface mit Touch-Display für komfortable Bedienung
- 970 Watt Leistung für solide Ergebnisse
- Servomotoren für höchste Beschleunigungen

GESAMTPAKET

- PrograMill PM7 System mit 8fach Disc-Wechsler
- PrograMill CAM Set (CAM V4 + RFID-Reader)
- PrograMill CAM PC mit Tastatur
- Bildschirm Widescreen
- PrograMill Base Set
- CAD/CAM Labside for PrograMill Starter Kit
- PrograMill Fluid 1 Liter
- Einweisung in Ellwangen

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

mtl. € **1.134,-**



Alle Leasingangebote sind auch mit 6 Monaten Zahlungsfreiheit möglich!

Optimale Druckluftversorgung mit dem Kompressor Quattro Tandem von Dürr Dental

PROGRAMILL PM3, IVOCLAR DIGITAL



Wirtschaftlich und präzise

GESAMTPAKET

- PrograMill PM3 System
- PrograMill CAM Set (CAM V4 + FID-Reader)
- PrograMill CAM PC mit Tastatur
- Bildschirm Widescreen
- PrograMill Base Set
- CAD/CAM Labside for PrograMill Starter Kit
- PrograMill Fluid 1 Liter
- Einweisung in Ellwangen

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

mtl. € **878,-**

- Vielfältige Bearbeitungsmöglichkeiten durch Nass- und Trockenfunktion
- Eigenständige Fertigung durch integrierten Werkzeugwechsler
- Intuitives User Interface für eine komfortable Bedienung
- Hohe Präzision und konstante Ergebnisse
- Integrierter CNC-PC und intelligentes Maschinen-Management



Optimale Druckluftversorgung mit dem Kompressor Quattro Tandem von Dürr Dental

PROGRAMAT S1 IVOCLAR DIGITAL

Leichter und kompakter Sinterofen.

- Sinterprozesse bis 1600 °C
- Sintern von Einzelzahngerüsten in 75 Minuten und von Brückengerüsten in 90 Minuten
- Integrierte Speed-Programme für vollanatomische Restaurationen mit höherer Transluzenz
- Einfache und sprachneutrale Bedienung dank bewährter Kombination von Folientastatur und Grafik-Display
- Power Saving Technology
- Kompaktes Design und nur 27 kg schwer
- Kalibrationsmöglichkeit



- OSD-Anzeige (Optisches Status-Display)
- Fernbedienung über PC/Laptop mittels PrograBase3-Software

575612
Programat S1 1600

Kündbares Leasing mit
60 Monatsraten.

mtl. € **193,-**

IPS E.MAX ZIRCAD, IVOCLAR DIGITAL

Das innovative und vielseitige Zirkoniumoxid

IPS e.max ZirCAD MT Multi ist prädestiniert für den Front- und Seitenzahnbereich

IPS e.max ZirCAD MT ist der Kreative im Portfolio

IPS e.max ZirCAD LT - der Allrounders

IPS e.max ZirCAD MO wurde klassisch für die Verblendtechnik entwickelt

Vorteile

- Hohe Festigkeit und Bruchzähigkeit ermöglichen geringe Wandstärken – für noch schonendere Präparationen
- Natürliche Ästhetik durch abgestimmtes Farb- und Transluzenzkonzept
- Auf die Belastbarkeit optimierte Rohstoffmischung für IPS e.max ZirCAD MT Multi und IPS e.max ZirCAD MT
- Individuelle Freiheit durch vielfältige Verarbeitungsoptionen



**AKTION
3 + 1***

IPS E.MAX ZIRCAD

ab € **121,60**

* Bei Kauf von 3 x identischen IPS e.max ZirCAD Ronden (LT, MT, Multi) erhalten Sie eine weitere Runde der selben Größe dazu. Farbe frei wählbar. Gilt nicht für ZirCAD Prime Ronden.

Alle Ausführungen finden Sie in unserem Online-Shop unter: www.henryschein-dental.de/ips-emax-zircad

IPS E.MAX PRESS, IVOCLAR VIVADENT

IPS e.max Press ist die erstklassige, originale Lithium-Disilikat-Glaskeramik (LS2) für die Presstechnik

IPS e.max Press – die Highlights

- Stabile, äusserst passgenaue Restaurationen
- Größte Indikationsvielfalt
- Naturgetreue, verlässliche Ästhetik
- Einfache und intuitive Verarbeitung
- Je nach Indikation: adhäsive, selbstadhäsive oder konventionelle Eingliederung mit geprüften und abgestimmten Befestigungsmaterialien

IPS E.MAX PRESS

ab € **90,50**



* Gültig für gleiche Größe, Packungseinheit.

R5, VHF

Das Multi-Talent für jeden Einsatz

- Wassergekühlte Schnelfrequenzspindel mit Präzisionslagerung
- 800 Watt und 80.000 U/min
- 3 µm Wiederholgenauigkeit
- Maximale Indikationsvielfalt durch ± 35° Drehwinkel in der fünften Achse und Blanks bis 40 mm Stärke
- Umfassende Sensorik zur Kontrolle aller wichtigen Systemfunktionen
- Rondenfixierung mit Direct Disc Technology (zum Patent angemeldet)

AKTIONSPAKET

R5 mit Zirlux 16+-Starterkit und Werkzeugset Erstausrüstung, Montage und Einweisung

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

mtl. € **956,-**

Alle Leasingangebote sind auch mit **6 Monaten Zahlungsfreiheit** möglich!

- Automatischer Wechsler für 10 Ronden oder 60 Blöcke bzw. 60 Prefab-Abutments
- Durch Direct Clean Technology erfolgt Nass- und Trockenbearbeitung im fliegenden Wechsel: Ionisator, Selbstreinigung und integrierter Trockner (zum Patent angemeldet)
- Zu 100 Prozent in Deutschland entwickelt und gefertigt



Inkl. Montage und Einweisung.

K5+, VHF

Wenn Gutes noch besser wird: K5+

- Ausgestattet mit der revolutionären **DirectDisc** Technology zur **werkzeuglosen Blankspannung**, wodurch die Maschine noch einfacher und schneller mit Material bestückt werden kann
- **Integrierter Ionisator** zur Neutralisierung der statischen Ladung von Acrylpartikeln sowie eine verbesserte Luftzirkulation im Arbeitsraum minimieren den Reinigungsaufwand erheblich
- **Eingebaute Kamera** für einen vereinfachten Support

AKTIONSPAKET

K5+ mit Zirlux 16+-Starterkit und Werkzeugset Erstausrüstung, Montage und Einweisung

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

mtl. € **487,-**

- Ein integrierter **Ethernet-Anschluss** erhöht zudem die Verbindungsstabilität und Flexibilität am Aufstellort



Inkl. Montage und Einweisung.

ZIRLUX ANTERIOR MULTI, ZIRLUX

Zirlux Anterior Multi

- Hochästhetisches Multi-Layer-Zirkonoxid
- Voreingefärbt mit natürlichem Farbverlauf für naturgetreue, zuverlässige Ergebnisse
- Keine Färbung oder Charakterisierung nötig
- Vielseitig verwendbar für Kronen, zwei- und dreigliedrige Brücken, Teleskopkronen und Veneers
- Erhältlich in den Farben A1, A2, A3, A3.5, B1, C2
- In unterschiedlichen Stärken von 10 mm bis 25 mm verfügbar



Für weitere Informationen wie Sinterempfehlungen, Technische Daten und noch mehr rund um Zirlux Anterior Multi scannen Sie bitte den QR Code.

**AKTION
3+1***

Zirlux



ZIRLUX ANTERIOR MULTI

ab € **106,-**

Alle Ausführungen finden Sie in unserem Online-Shop unter www.henryschein-dental.de/zirlux-anterior-multi

* Gültig für gleiche Größe, Packungseinheit.

ZIRLUX 16+, ZIRLUX

Voreingefärbtes Zirkonoxid in 16 Vita Classic-Farben

- Für die monolithische Verarbeitung und Gerüsterstellung
- Hohe Transluzenz, höchste Ästhetik der fertigen Restaurationen
- Gleichbleibende, zuverlässige Farbgenauigkeit
- Hohe Festigkeit bei maximaler Antagonisten-Freundlichkeit (Bruxismus geeignet)
- Erhältlich in den Farben A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 und weiß
- Standardronden Ø 98,5 mm der Stärke 10 mm bis 25 mm sowie Ronden für Fräsmaschinen von Zirkonzahn oder Amann Girrbach und Blöcke für Sirona inLab verfügbar



Für weitere Informationen wie Sinterempfehlungen, Technische Daten und noch mehr rund um Zirlux 16+ scannen Sie bitte den QR Code.

**AKTION
3+1***

Zirlux



ZIRLUX 16+

ab € **100,-**

Alle Ausführungen finden Sie in unserem Online-Shop unter www.henryschein-dental.de/zirlux16+

* Gültig für gleiche Größe, Packungseinheit.

BRILLIANT CRIOS DISCS, COLTENE

BRILLIANT Crios ist ein Hochleistungs-Komposit.

- Zuverlässige, ästhetische und schnelle Produktion von Restaurationen ohne separaten Brennvorgang
- Gleiche Zusammensetzung wie die Blöcke d. h. gleich hoher Qualitätsstandard
- Mehrere Restaurationen können in einem Schleif-/Frässhritt geschliffen werden

Refillpackung

Low Translucent (LT)

	14 mm	18 mm
A1	828827	828840
A2	828828	828834
A3	828829	828835
A3,5	828830	828836

je € 379,- je € 439,-

Refillpackung

High Translucent (HT)

	14 mm	18 mm
A1	828831	828837
A2	828832	828838
A3	828833	828839

je € 379,- je € 439,-



Alle Ausführungen finden Sie in unserem Online-Shop unter www.henryschein-dental.de/crios

SINFONY, 3M

3M

Ästhetische Restaurationen aus Composite

- Exzellente Ästhetik und Transluzenz
- Schnelle und exakte Farbproduktion
- Überragende Verschleißfestigkeit
- Einfache Verarbeitung
- Sehr gute Polierbarkeit
- Hohe Plaquesresistenz
- Überzeugende physikalische Eigenschaften

AKTION 4 + 1*



Je Spritze Sinfony Dentin oder Enamel, Packung 5 g

€ 42,10

Alle Ausführungen finden Sie in unserem Online-Shop unter: www.henryschein-dental.de/sinfony

*Sie können wählen zwischen Dentin A3, A3,5 oder Enamel E3

BIOSTAR®/MINISTAR S®, SCHEU-DENTAL

Für Hochleistung bei allen Tiefziehenanwendungen

- In nur 1 Sekunde auf Betriebstemperatur
- Scantechnologie zum einfachen Programmieren
- Patentierte thermostatische Strahlerregelung
- Übersichtliches Display
- Akustische und optische Bedienerführung
- Ergonomischer Granulatbehälter
- Umlaufende Rinne zur Rückführung von Granulat
- **MINISTAR S®:** 4 bar Arbeitsdruck
- **BIOSTAR®:** 6 bar Arbeitsdruck, Datenbank mit Informationen zu eingescannten Folien und Indikationen, bebilderte Anwendungshinweise und Videoanimationen.

656323

MINISTAR S® mit Materialpaket im Wert von € 150,- und Einweisung

€ **1.498,-**



545957

BIOSTAR® mit Materialpaket im Wert von € 150,- und Einweisung

€ **3.085,-**

SCHEU
SCHEUGROUP

CA® PRO/CA® PRO+, SCHEU-DENTAL

Dreischichtige Alignerfolie

- Flexibler Elastomerkern in einer hartelastischen Doppelschale
- Kontinuierliche Kraftübertragung mit minimalem Kraftverlust
- Flexible Elastomerschicht für hohe Elastizität und Bruchsicherheit bei reduzierter Initialkraft
- Als autarkes Alignermaterial oder innerhalb des 3-Schienen-Systems nach dem CA® Protokoll verwendbar

CA® Pro+ mit zusätzlich aufgebrachter Isolierfolie

Durchmesser 125mm:

896712 CA® Pro+ 0,5 mm € **32,05**

896713 CA® Pro+ 0,625 mm € **35,10**

896714 CA® Pro+ 0,75 mm € **37,10**

Durchmesser 125mm:

896403 CA® Pro 0,5 mm € **31,65**

896402 CA® Pro 0,625 mm € **34,70**

896401 CA® Pro 0,75 mm € **36,70**



SCHEU
SCHEUGROUP

SUPERSTEAM, REITEL



Der robuste Dampfstrahler

- Großer Tank (5 Liter)
- Einfache manuelle Befüllung
- Trockendampf, Nassdampf und Ausbrühfunktion
- Stufenlose Feuchtigkeits- und Mengenregulierung
- Druckluftfunktion zur Trocknung der Objekte
- Druck: 0-6 bar, stufenlos einstellbar
- Integrierte Druckluftfunktion über separaten Taster
- Druckluft: bis 6 bar
- Praktische Einhandbedienung

637645
Supersteam

€ **2.120,-**



POLIRET CLASSIC, REITEL



Poliereinheit im hochwertigen Edelstahlgehäuse

- Zum schnellen und wirtschaftlichen Polieren, Schleifen, Säubern und Bürsten von Metall-, Kunststoff- und Keramikteilen
- Waschbare Filterbeutel, lichtstarke Arbeitsbeleuchtungen, Sichtschutzscheiben und ein Not-Ausschalter gewährleisten Sicherheit und Komfort
- Mit integrierter Staub- und Schmutzabsaugung
- Drehzahl: 1.500/3.000 U/min
- Leistung Motor: 400 W, Absaugung: 190 W
- Volumenstrom Absaugung: 600 m³/h
- Größe (H x B x T): 500 x 730 x 560 mm



643611
Poliret Classic

€ **2.770,-**

UNIVERSAL PRIMER, SHOFU

Haftvermittler zwischen Komposit und Metall,
Zirkon- und Aluminiumoxid

- Sicherer und beständiger Verbund zwischen Kunststoffmaterialien und allen Dentallegierungen sowie zu Zirkonoxid und Aluminiumoxid
- Auch ohne Retentionsperlen
- Kann direkt im Mund angewendet werden
- Herausragende Haftung in Verbindung mit den lichthärtenden Pastenpakern des SHOFU Universal Opaque Systems

710L878392
Flasche 5ml

€ **115,90**



SONDERPREIS

SHOFU

DURA POLISH, SHOFU

Polierpastensystem

- Dura Polish - mit feinen Aluminiumoxid-Partikeln imprägniert
- Dura Polish Dia - hoher Anteil an Industriediamanten

Anwendungsbereiche

- Dura-Polish - Vorpolitur und Politur von Komposit, Metall und Prothesenkunststoff
- Dura-Polish Dia: Hochglanzpolitur von Komposit und Keramik, Zirkoniumdioxid und Metallen

Vorteile:

- Gutes Haftvermögen und damit sicherer Kontakt zur Oberfläche
- Feste Konsistenz, daher geringe Spritzgefahr
- Sparsam im Verbrauch
- Herausragende Poliereigenschaften

710L182634
Dura Polish
Packung 20 g

€ **36,80**

710L182635
Dura Polish Dia
Packung 5 g

€ **61,95**



SONDERPREIS

SHOFU



AKTIONSPAKET ERKOFORM-3D MOTION + OCCLUFORM-3 MIT ZUBEHÖR, ERKODENT

Tiefziehgeräte mit automatisiertem Tiefziehvorgang

Erkoform-3d motion

Die Automatik beschränkt sich auf den wirklich sinnvollen Arbeitsschritt, den eigentlichen Tiefziehvorgang. Dies erspart den notwendigen Gang zum Gerät, um die heiße Folie zum Modell zu bewegen und tiefzuziehen.

- Folie programmieren
- Folie einlegen
- Modell platzieren
- Heizvorgang starten
- Zeit für anderes, alles Weitere erledigt das Erkoform-3d motion

Occluform-3

- Während des Tiefziehens den Gegenbiss einprägen! Adjustierung und Tiefziehen in einem Arbeitsgang. Zur Herstellung von Aufbissschienen, Knirscherschienen, Sportmundschutz u.v.m



ERKODENT®

AKTIONSPAKET

- Erkoform-3d motion + Occluform-3
- Materialien:
 - Erkoloc-pro 1,0 mm, 20 St.
 - Erkoflexbleach 1,0 mm, 20 St.
 - Erkolen 1,0 mm, 20 St.
 - Erkodur 1,0 mm, 20 St.
 - Erkodur 2,5 mm, 10 St
 - Erkoloc-pro 3,0 mm, 10 St
- Zubehör:
 - Take-off Zange
 - Ausarbeitungsset Quick 3
 - Erkoskin, 50 ml
 - Spezialschere XL

€ 2.154,-

AKTIONSPAKET ERKOPRESS _MOTION MIT ZUBEHÖR, ERKODENT

Erkopress _motion - Druckformgerät mit automatisiertem Tiefziehvorgang für alle Anwendungen in der dentalen Tiefzieh-technik

- Zum Anschluss an das vorhandene Druckluftsystem
- Die mittelwellige Infrarotheizung ohne Vorheizzeit erhitzt das Material auch in der Tiefe und nicht nur oberflächlich
- Frei zugängliches Modell während der Heizzeit
- H 32 / B 35 / T 43 cm
- Gewicht 18,9 kg
- Durchmesser Folien 120 mm
- Folienstärke 0 - 5,5 mm



ERKODENT®

AKTIONSPAKET

- Erkopress motion
- Materialien:
 - Erkoloc-pro 1,0 mm, 20 St
 - Erkoflex-bleach 1,0 mm, 20 St
 - Erkolen 1,0 mm, 20 St
 - Erkodur 1,0 mm, 20 St
 - Erkodur 2,5 mm, 10 St
 - Erkodur freeze 3,0 mm, 10 St
 - Erkoloc-pro 3,0 mm, 10 St.
 - Erkoloc-pro blu 4,0 mm, 10 St.
- Zubehör:
 - Take-off Zange
 - Ausarbeitungsset Quick 3
 - Erkoskin, 50 ml
 - Spezialschere XL
 - HM-Fräse, birnenförmig

€ 2.480,-

LABOLIGHT DUO, GC

LED-Lichthärtegerät mit zwei Modi für die indirekte Compositetechnik

- Hochmodernes, multifunktionales Lichthärtegerät für Techniker, das zwei Härtingsmodi kombiniert: Vorhärtung (Schrittmodus) und Endaushärtung (Vollmodus)
- Neueste LED-Technologie mit doppelter Wellenlänge sorgt für eine optimale Aushärtung aller lichthärtenden Dentalmaterialien, während die hohe Ausgangsleistung die Lichthärtezyklen reduziert
- Das preisgekrönte, elegante, kompakte und ergonomische Design mit den glatten Oberflächen ermöglicht eine problemlose Reinigung und benötigt nur wenig Platz
- Das Interface ist intuitiv gestaltet, die Innenteile sind dank der breiten Öffnung problemlos zugänglich
- Die reflektierende Platte und das automatisierte Drehsystem sorgen für eine optimale Lichtverteilung und für freie Sicht auf den Arbeitsbereich - von allen Seiten



609234
LABOLIGHT DUO

€ 2.040,-

PATTERN RESIN AKTIONSPAKET + ALUSTÄNDER, GC

Modellierkunststoff mit geringer Schrumpfung

- Schnellhärtender roter Modellierkunststoff, der durch die Pinselftechnik leicht zu applizieren ist.
- Fugenloser Übergang bei Nachschichtung.
- Für Konuskronen, Sekundärkronen, in der Frästechnik für Bügel, Verbindungsteile usw.
- Durch die LS-Flüssigkeit noch geringere Schrumpfung.
- Hohe Festigkeit nach der Aushärtung, auch für dünnwandige, deformierungsfreie Käppchen.
- Verbrennt rückstandslos.

Packung: 100 g Pulver, 100 g Flüssigkeit, 2 Mischbecher, Aluständer und 1 Pinsel.



PATTERN RESIN AKTIONSPAKET

210760
1 Packung Pattern Resin + Aluständer

€ 91,90

NASSTRIMMER MT3, RENFERT

Renfert

Überzeugend stark – überraschend günstig

- Schneller Wechsel des Trimmertisch-Winkels über praktischen Kippmechanismus (90°/98°)
- Sicherheit: Motor- und Wasserstopp durch Schutzschalter beim Öffnen der Fronttür
- Optimal positioniertes Sprührohr verhindert das Zusetzen der Trimmerscheibe durch gleichmäßige Benetzung
- Optimale Sicht auf das Modell aufgrund einer 10° Geräteneigung
- Leichte Führung der Gipsmodelle mit Hilfe von geschlitzten Winkellinien im Trimmertisch



408527
Gerät mit Marathon

€ 999,-

TWISTER EVOLUTION, RENFERT

Renfert

Die zuverlässigen Vakuumanmischer

Twister evolution

- Einfachste Bedienung und höchste Qualität
- High-Tech Gerät für Profis
- Intuitive Programmierung und verlässliche Ergebnisse auf Knopfdruck
- Der starke Rührmotor verarbeitet auch große Mengen zuverlässig

Gerät mit 1 x 500 ml Anmischbecher
im Lieferumfang.

385881
TWISTER EVOLUTION

€ 1.249,-



Stativ nicht im Lieferumfang enthalten

BASIC QUATTRO IS, RENFERT

Feinstrahlen auf den Punkt gebracht

- Professioneller, komfortabler Feinstrahler mit 2 - 4 Tanks
- Kontrolliertes und punktgenaues Abstrahlen von filigranen Objekten durch integrierte Schnellstopp-technik ‚IS‘ (Immediate Stopp) - sekundenschneller Start/Stopp des Strahlvorgangs
- Präzises und prozesssicheres Arbeiten bei bester Kosteneffizienz dank einzigartiger Mischkammer-Technologie
- Schnelles und sicheres Arbeiten mit Hilfe einer individuellen Druckeinstellung und -anzeige auf jedem Tank
- Dank spezieller Tageslicht-LED-Technik nehmen Sie stärkere Kontraste und deutlichere Farbunterschiede auf dem beleuchteten Objekt wahr



Renfert

408533
Basic Quattro IS,
Grundversion mit 2 Tanks

€ **1.490,-**

SILENT EC2, RENFERT

Zweiplatzabsaugung für Power-User mit zwei Saugstellen ohne Staubbeutel und damit verbundene Folgekosten

- Sorgloses Arbeiten durch eine wartungsarme EC-Motortechnologie (> 5.000 Betriebsstunden)
- Konstant hohe Saugleistung durch intelligente Saugleistungsregulierung für eine optimale Stauberfassung
- Arbeiten ohne Unterbrechung durch einen unkomplizierten Motorwechsel innerhalb weniger Minuten
- Einsparung des Staubbeutelwechsels durch eine beutellose Feinfiltertechnik, inkl. automatischer Filterabreinigung
- Keine zusätzliche Lärmbelastung dank des geringen Betriebsgeräusches von nur 55 dB(A)



Renfert

654968
Silent EC2

€ **1.990,-**

Lieferumfang: SILENT EC2, Quick Start Guide, Quick Reference Card, Druckluftschlauch (fest angeschlossen), Anschlussset, 2 Quetschventile mit Saugstutzen (bereits montiert), Saugschlauch 4 m, 4 Endmuffen

SILENT POWERCAM EC, RENFERT

Leistungsstarke, staubbeutellose Absaugung mit automatischer Filterabreinigung und EC-Motortechnologie für stark ausgelastete CAM-Einheiten

- Bidirektionale Kommunikation zwischen Absaugung und CAM-Maschine durch SPS-Schnittstelle
- Geringes Betriebsgeräusch von max. 54,3 dB(A)
- Gesicherter Produktionsablauf durch wartungsarme EC-Motortechnologie (> 5 000 Betriebsstunden)
- Hoher Volumenstrom mit ca. 4.000 l/min
- Keine Folgekosten durch beutellose Stauberfassung
- Sichere Entsorgung feiner Frässtäube mit Hilfe eines Entsorgungsbeutels



Renfert

654964
SILENT powerCAM EC

€ **1.670,-**

Lieferumfang SILENT powerCAM EC, Quick Start Guide, Quick Reference Card, 3 Entsorgungssäcke (1 St. in Staubschublade eingelegt), Saugschlauch 2 m inkl. 2 Endmuffen

FLEXSPACE EINZELPLATZ COMFORT, KAVO

Der perfekte Arbeitsplatz

- Ergonomisch perfekte Arbeitsposition durch integrierte Höheneinstellung
- Dank unzähligen Aufstellvarianten passt sich KaVo FLEXspace jeder Raumsituation an.
- KaVo Funktion und Qualität zu einem erstklassigen Preis-/Leistungsverhältnis
- Modulares Konzept bietet höchste Investitionssicherheit durch leichte Anpassung an neue Raumlayouts

194372
FLEXspace Einzelplatz
Comfort*

€ **3.498,-**

* 1 Basiselement, 1 Abfallschublade 50, 1 SMARTair Evo,
1 Absaugmaul Vortisch 1 Hängecontainer 222, 1 Laminatplatte gerade,
2 Seitenblenden Metall, Gas-, Elektro-, DL-Anschlüsse, Sicherheits-
bunsenbrennerschlauch

** Lieferumfang: Leuchte Taneo LED mit Adapter für FLEXspace,
Ablageboard und 2x Armauflage gerade

Taneo:
Bewegliche LED-Leuchte mit drehbarem
Kopfgelenk, inkl. Adapter zur Befestigung
am Flexspace.

809780
Flexspace Funktionspaket Einzelplatz**

€ **1.338,-**



Abb. ähnlich

SMARTAIR (MOBILE) EVO, KAVO

Die kraftvollen Einzelplatzabsaugungen

- Zum Einbau in Fremdtische
- Konstante Saugleistung dank automatischer Leistungsregulierung
- Einfache Bedienung
- Integrierte Ein- und Abschaltautomatik
- Einschließlich 2 Filterbeutel und Feinstfilter (mobile: Saugschlauch zusätzlich)
- DGUV geprüfte Absaugleistung



502866
SMARTair Evo

€ **1.348,-**



502874
SMARTair mobile Evo

€ **1.568,-**



LABORANTRIEBE, KAVO

KAVO

Geben Sie Ihrem Labor neue Power

K-ERGOgrip:

- Gelenkschonende Arbeitshaltung durch die ergonomische Form der Griffhülsen
- Drehzahlen bis 50.000 min⁻¹ im Rechts- und Linkslauf

K-POWERgrip:

- Durchzugsstark mit hohem Drehmoment
- Drehzahlbereich: 1.000 - 50.000 min⁻¹

K5plus:

- Der kompakte Allrounder
- Drehzahlbereich: 1.000 - 35.000 min⁻¹



245191	K-ERGOgrip mit K-Control TLC Anlage Knie	€ 1.558,-
437825	K-POWERgrip mit K-Control TLC Anlage Knie	€ 1.558,-
437826	K-POWERgrip mit K-Control TLC Anlage Fuß	€ 1.558,-
437822	K5plus mit K-Control TLC Anlage Knie	€ 1.179,-
437823	K5plus mit K-Control TLC Anlage Fuß	€ 1.179,-



EYEVOLUTION®, DREVE

Lichtpolymerisationsgerät

- Speziell entwickelt für marktübliche Basismaterialien wie Aufbaukunststoffe in der Schienentechnik, individuelle Löffelmaterialien, Versiegelungslacke und Ausblockkunststoffe
- Polymerisationspeak: 385-390 (UV-Licht) sowie 465-470 nm (Blaulicht)
- Sehr wartungsarm durch langlebige LEDs
- Geräuschloser Betrieb
- Abmessungen (HBT): 205 x 205 x 255 mm, Gewicht: 1,5 kg


Dreve
**465037
EYEVOLUTION®**
€ 497,-

LIGHTPLAST BASISPLATTEN OK, DREVE

Vorgefertigte, lichtpolymerisierende OK-Kunststoff-Basisplatten, Stärke 2,2 mm

Basisplatten erhältlich in den Farben rosa oder natur.

Indikationen:

- Individuelle Abformlöffel
- Bisschablonen
- Kunststoffbasis für die Zahnaufstellung in der Totalprothetik
- Individueller Frontzahn-Führungsteller
- Übertragungskäppchen

Eigenschaften:

- stabil, bruchfest, geruchsneutral, schrumpfungssarm, geringe Klebrigkeit

Verarbeitung:

- Polymerisation in allen handelsüblichen Laborlichtgeräten mit 300 - 500 nm
- Polymerisationszeit 3 bis 5 Minuten

1310791 Packung 50St. Rosa. € 55,95

2894439 Packung 50St. Natur. € 55,95

Dreve


WASI-STEAM DAMPFSTRAHL-GERÄTE, WASSERMANN

WASSERMANN
Hamburg · Germany

Minimaler Platzbedarf, maximaler Nutzen!

- Kompakter Dampfstrahler
- Optimal für den Einsatz bei kleinem Platzangebot
- Variabler Arbeitsdruck, regelbar bis zu 5 bar
- Manuell befüllbar mit einem Volumen von 3,3 Liter
- Komfortable Anwendung durch Einhandbedienung an der Dampfpestole
- Kurze Aufheizphase durch 1.200 Watt-Edelstahlheizung
- Hohe Sicherheit durch Trockenlaufschutz
- Wandhalterung im Lieferumfang enthalten

245732

Wasi-Steam Classic

€ **1.169,-**

6314652

Wasi-Steam 2, ohne Abbildung

€ **3.129,-**



GIPSTRIMMER HSS-88, WASSERMANN

WASSERMANN
Hamburg · Germany

Leistungsstarker Gipstrimmer für den täglichen Einsatz

- Schwere Gehäuseausführung
- Vollkommen verschleiß- und wartungsfreier Kurzschlussläufermotor
- Völlig vibrationsfreier Lauf
- Besonders geräuscharm
- Magnetventil zur automatischen Wasserzuführung
- Starke Innenraumspülung

3920639

Gerät mit Diamant-Scheibe

€ **2.598,-**



HENRY SCHEIN - DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER FÜR IHR DENTALLABOR



Trusted
Digital
Solutions

CONNECT DENTAL:

Unsere CAD/CAM-Spezialisten unterstützen Sie bei der Digitalisierung Ihres täglichen Workflows: Kompetente Beratung, Offene Systeme und Software-Lösungen, Schnittstelle Praxis/Labor, Training, Integration und Support




HOTLINE-SUPPORT:

Spezielle Hotlines für Labor und digitale Systeme



TECHNISCHER SERVICE

Wartung und zertifizierter Reparatur-Service: 380 Servicetechniker sind bundesweit im Einsatz; sofortige Verfügbarkeit von Original-Ersatzteilen, Wartungsverträge für Einzelgeräte oder gesamte Prozessketten



DICs

Acht regionale Dentale Informations Center (DIC) bieten individuelle Beratung, ein umfangreiches Trainingsprogramm und zahlreiche Möglichkeiten zur Besichtigung und Präsentation ausgewählter Produkte – garantiert auch in Ihrer Nähe



HENRY SCHEIN ACADEMY

Bundesweite Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen für Zahntechnik und Praxis



ONLINESHOP

Vollsortiment Verbrauchsmaterialien und Kleingeräte, 24-Stunden-Logistik

2% Rabatt
auf jede Onlinebestellung
www.henryschein-dental.de/shop



ZAHNLAGER

Zahnlinien führender Hersteller, Betreuung des Zahnlabors im Labor, kostenlose Hotline 0800-9246835 (Zahntel)



HENRY SCHEIN FINANCIAL SERVICES

Individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen, ganz auf Ihren Bedarf abgestimmt




SERVICE

- Individuelle Existenzgründungsberatung
- Labor- und Objektvermittlung,
- Laborplanung und -einrichtung

DOCma[®] Labor

MDR Produktdokumentation für
Dentallabore und dentale Praxislabore

NEU



info@henryschein.de
FreeTel: 0800 - 14 000 44

 **DOC_{ma}[®]**

Erfolg verbindet.

HENRY SCHEIN[®]
DENTAL

VITA LUMEX AC, VITA

Leuzitverstärktes, glaskeramisches Verblendsystem mit innovativer Materialformel für farbtreue, lebendige und verlässliche Ergebnisse. Geeignet für die Verblendung und Herstellung von:

- Vollkeramischen Grüstmaterialien (Zirkondioxid, LiSi-Glas- und Feldspatkeramik)
- Herstellung gerüstfreier Rekonstruktionen (z. B. Veneers)

NEU! Jetzt auch in 50g und VITA SYSTEM 3D-Master Farben!

Alle Ausführungen finden Sie in unserem Onlineshop unter www.henryschein-dental.de/lumex



SONDERPREIS

VITA

VITA LUMEX AC

ab € **27,-**

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Promocode 710L mit an!

VITA AMBRIA, VITA AMBRIA INVEST P+F, VITA

Zirkondioxidverstärktes Lithiumdisilikat-Presskeramiksystem für naturgetreue, verlässliche Ergebnisse bei gleichzeitig passgenauer und effizienter Verarbeitung.

Zur Herstellung von:

- Veneers, Inlays/Onlays
 - Voll-/Teilkronen
 - Dreigliedrigen Brücken bis zum 2. Prämolaren
- Inklusive abgestimmter, phosphatgebundener und speedfähiger Einbettmasse.

Alle Ausführungen finden Sie in unserem Onlineshop unter www.henryschein-dental.de/ambria



SONDERPREIS

VITA

VITA AMBRIA

ab € **91,-**

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Promocode 710L mit an!

VITA VACUMAT 6000 M/MP / VITA ZYRCOMAT 6100 MS, VITA

Die wirtschaftlichen VITA Ofensysteme stehen für höchste Qualität, Funktionalität, bewährte Technik, Individualität, Flexibilität.

Sparen Sie dank VITA Energy Efficiency bis zu 70% Ihrer Energiekosten ein. Wählen Sie zwischen Keramikbrenn-, Kombipress-, Sintereinheit für alle dentalkeramische Brände und alle auf dem Markt angebotenen Keramik-, Press-, Gerüstmaterialien (Basis ZrO_2 ; Al_2O_3).

AKTIONSPAKET

Geräte-Paket VITA VACUMAT:

- 1 x VITA VACUMAT (Variante frei wählbar*)
- 1 x VITA Vakuumpumpe
- 1 x VITA vPad comfort oder vPad excellence

ab € **4.379,-**



* VITA VACUMAT 6000 M, lackiert (Anthrazit, Tiefschwarz, Himmelblau, Türkisblau, Karminrot, Verkehrsweiß), VITA VACUMAT 6000 MP (Anthrazit), VITA ZYRCOMAT 6100 MS, VITA V60 i-Line, VITA SMART.FIRE

Abbildungen sind beispielhaft (Geräte ohne Zubehör). Angebote gültig vom 01.10.2020 bis 31.12.2020 oder solange der Vorrat reicht. Alle Preise und Leasingraten in Euro zzgl. MwSt., Finanzierungs- und Leasingangebote freibleibend. Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. Abbildungen können mehrpreisliche Ausstattungen enthalten. Sie können der Übermittlung dieser Werbung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Dental Deutschland GmbH unter werbewidersprueche@henryschein.de widersprechen.

