

# Labor 2.2020

Zahnlager: Free-Tel. 08 00-92 46 835 | FreeFax 08 00-92 46 329  
zahnlager@henryschein.de | [www.henryschein-dental.de/zaehne](http://www.henryschein-dental.de/zaehne)  
Alle gängigen Zahnlinien der führenden Hersteller sind in unserem bestens bestückten Zahnlager vorrätig.

**AKTION  
5+1**

**Newsletter  
abonnieren**  
und Rabatte sichern  
[www.henryschein-dental.de/newsletter](http://www.henryschein-dental.de/newsletter)



**NEU**



**Shofu Disks ZR Lucent  
Zirkonoxid Ronden**

**Vintage Art Universal  
Malfarbe**

Mehr dazu auf Seite 17

Mehr dazu auf Seite 17

# INHALTSVERZEICHNIS

R5, K5+ _____	4	
N4+, S5 _____	5	
MULTIMAT CUBE, GENIOS VENEERS, CERCON BASE _____	6	
INEOS X5, INLAB MC X5 _____	7	
PROGRAMILL PM7, PROGRAMILL PM3 _____	8	
PROGRAMAT S1, IPS E.MAX ZIRCAD PRIME _____	9	
FORM 3, FORM WASH, FORM CURE, DRUCKERHARZE _____	10	
E2, E3, E4 SCANNER _____	11	
ZIRLUX ANTERIOR MULTI, ZIRLUX 16+, ZIRLUX NP _____	12	
ZIRLUX NP, ZIRLUX WAX, POLYMAX 5 & CASTODON STARTER KIT _____	13	
BRILLIANT CRIOS DISCS, SINFONY _____	14	
INITIAL MC, HS-EDELKORUND 110MY ALUBLAST _____	15	 
STEAMY MINI, POLIRET _____	16	
SHOFU DISKS ZR LUCENT, VINTAGE ART UNIVERSAL MALFARBE _____	17	
NASSTRIMMER MT3, BASIC MASTER 25-70/70- 250µm _____	18	
VITA VM CC, VITA VM LC / LC FLOW _____	19	
FLEXSPACE EINZELPLATZ COMFORT, SMARTAIR (MOBILE) EVO _____	20	
LABORANTRIEBE KAVO, HINRISTONE® SAPHIR, HINRISIL SPEED _____	21	 
POLIEREINHEIT WP-EX 2000 II, GIPSTRIMMER HSS-88 _____	22	

## Jetzt neu: Sonderpreise mit Promocode sichern!

Um den angegebenen Sonderpreis bei Ihrer Bestellung zu erhalten, geben Sie bitte die Artikel-Nummer inklusive des Promocodes an.

Bei Online-Bestellungen nutzen Sie das Direkteingabefeld für die Eingabe der Artikel-Nummer inkl. Promocode – so sichern Sie sich den Sonderpreis auch Online.

PS: Unsere Rechnungen sind auch digital verfügbar. Gleich unter [www.henryschein-dental.de/online-rechnung](http://www.henryschein-dental.de/online-rechnung) registrieren. Schnell, einfach und bequem.

**Promocode**

**704L**



### LABOR-HOTLINE

FreeTel: 08 00-150 00 55  
FreeFax: 0 80 00-40 00 44  
labor@henryschein.de

### ZAHNLAGER

FreeTel Zahnlager-Hotline: 08 00-92 46 835 (0800 ZAHNTEL)  
FreeFax Zahnlager: 08 00-92 46 329 (0800 ZAHNFAX)  
zahnlager@henryschein.de

### CONNECTDENTAL

ConnectDental-Support-Hotline: 08 00-17 000 77  
Kostenpflichtige Priority-Hotline: 09 00-23 73 23 (€ 1,99 pro Minute)  
connectdental@henryschein.de

### HENRY SCHEIN DENTAL ÖSTERREICH

Tel: 05-99 92-33 33  
Fax: 05-99 92-99 99

info@henryschein.at  
www.henryschein.at

## FERTIGUNG VON ALIGNERN IM LABOR

### DRUCKEN

# 1

#### ASIGA MAX™, SCHEU-DENTAL

##### Asiga MAX™ - 3D-Druck in High Definition

- Kompakt, leise und schnell: ca. 90 Minuten für bis zu 7 Zahnkränze in 100 µm-Schichten in senkrechter Ausrichtung mit dem Harz IMPRIMO® LC Model
- Einfaches z-Alignment
- Validierter Prozess für die Verwendung zahlreicher Materialien
- SPS®: Intelligentes Positionsanfahrssystem für exakte Druckergebnisse
- Inkl. Einweisung und Installation sowie Support über die gesamte Gerätelebensdauer

##### IMPRIMO® Clean

Reinigungsgerät für die schonende Reinigung von 3D-gedruckten Objekten.

##### IMPRIMO® Cure

Lichtofen für die Polymerisation von 3D-gedruckten Objekten mit LED-Belichtungstechnologie und Schutzgasvorrichtung (Stickstoff)

##### IMPRIMO® LC Model:

Methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung hochpräziser Dentalmodelle, beige



### GESAMTPAKET

- 3D-Drucker Asiga MAX™
- Tray 1l für Asiga MAX™
- Reinigungsgerät IMPRIMO® Clean
- Lichtofen IMPRIMO® Cure mit Zubehörset
- 4x IMPRIMO® Cleaning Liquid
- 1x Harz IMPRIMO® LC Model

Kündbares Leasing  
mit 36 Monatsraten

mtl. € **406,-**



MATERIALIEN

3D DRUCKEN

REINIGEN

HÄRTEN

### TIEFZIEHEN

# 2

#### BIOSTAR®/MINISTAR S®, SCHEU-DENTAL

##### Für Hochleistung bei allen Tiefziehenanwendungen

- In nur 1 Sekunde auf Betriebstemperatur
- Scantechnologie zum einfachen Programmieren
- Patentierte thermostatische Strahlerregelung
- Übersichtliches Display
- Akustische und optische Bedienerführung
- Ergonomischer Granulatbehälter
- Umlaufende Rinne zur Rückführung von Granulat
- MINISTAR S®: 4 bar Arbeitsdruck
- BIOSTAR®: 6 bar Arbeitsdruck, Datenbank mit Informationen zu eingescannten Folien und Indikationen, bebilderte Anwendungshinweise und Videoanimationen.

545957

BIOSTAR® mit Materialpaket und Einweisung

€ **2.889,-**

656323

MINISTAR S® mit Materialpaket und Einweisung

€ **1.498,-**



## R5, VHF

### Das Multi-Talent für jeden Einsatz

- Wassergekühlte Schnellfrequenzspindel mit Präzisionslagerung
- 800 Watt und 80.000 U/min
- 3 µm Wiederholgenauigkeit
- Maximale Indikationsvielfalt durch ± 35° Drehwinkel in der fünften Achse und Blanks bis 40 mm Stärke
- Umfassende Sensorik zur Kontrolle aller wichtigen Systemfunktionen
- Rondenfixierung mit Direct Disc Technology (zum Patent angemeldet)
- Automatischer Wechsler für 10 Ronden oder 60 Blöcke bzw. 60 Prefab-Abutments
- Durch Direct Clean Technology erfolgt Nass- und Trockenbearbeitung im fliegenden Wechsel: Ionisator, Selbstreinigung und integrierter Trockner (zum Patent angemeldet)
- Zu 100 Prozent in Deutschland entwickelt und gefertigt



**vhf**

### AKTIONSPAKET

**811699**

R5 mit Zirlux 16+-Starterkit und Werkzeugset Erstausrüstung

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

mtl. € **938,-**

## K5+, VHF

### Wenn Gutes noch besser wird: K5+

- Ausgestattet mit der revolutionären **DirectDisc** Technology zur **werkzeuglosen Blankspannung**, wodurch die Maschine noch einfacher und schneller mit Material bestückt werden kann
- **Integrierter Ionisator** zur Neutralisierung der statischen Ladung von Acrylpartikeln sowie eine verbesserte Luftzirkulation im Arbeitsraum minimieren den Reinigungsaufwand erheblich
- **Eingebaute Kamera** für einen vereinfachten Support
- Ein integrierter **Ethernet-Anschluss** erhöht zudem die Verbindungsstabilität und Flexibilität am Aufstellort

### AKTIONSPAKET

**815052**

K5+ mit Zirlux 16+-Starterkit und Werkzeugset Erstausrüstung

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

mtl. € **475,-**



**vhf**

## N4+, VHF



### Mehr als ein Upgrade

- Hochleistungs-Spindel mit kraftvollen 800 Watt und schnellen 80.000 U/min für eine effiziente Bearbeitung
- Deutlich längerer Lebensdauer der Pumpe als beim Vorgängermodell
- Einzel entnehmbarer Wassertank – ohne umständliches Aushängen der Schublade
- Dreifach-Blockhalter für Blöcke bis 45 mm
- Integrierten Kameraüberwachung für noch besseren Support, per Live-Schaltung auf die Maschine
- Neuer Ethernetanschluss und überarbeitete Hauptsteuerung für noch mehr Zuverlässigkeit bei der Bearbeitung
- Überarbeitete, bedienerfreundliche Tür



### AKTIONSPAKET

**887301**

N4+ mit Zirlux 16+-Starterkit und Werkzeugset Erstausrüstung

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

mtl. € **374,-**

## S5, VHF



### Eine neue Ära der Performance

- Fünfschichtige Maschine zur Nass- und Trockenbearbeitung
- Achtfacher Rondenwechsler erlaubt komfortable Materialverwaltung, z.B. von verschiedenen Zirkonsorten
- Drei integrierte Ionisatoren neutralisieren die statische Ladung von Kunststoffspänen wie PMMA weitestgehend und vermindern erheblich den Reinigungsaufwand
- Nassschleifoption zum Schleifen von Glaskeramik oder Fräsen von Titan
- Noch stabiler und robuster dank vieler verbesserter Komponenten, z.B. einem optimierten Schließmechanismus des Rondenhalters
- Überarbeitetes Design im neuen vhf-Look



### AKTIONSPAKET

**887302**

S5 mit Zirlux 16+-Starterkit und Werkzeugset Erstausrüstung

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

mtl. € **645,-**

## MULTIMAT CUBE, DENTSPLY SIRONA LAB

Der Multimat Cube ist die ultimative Kombination aus Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit.

- Hohe Temperaturstabilität und intelligente, mehrstufige Aufheiz- und Kühlprogramme
- Brennen von handelsüblichen Dental-Keramiken, inklusive Lithium-Silikat/Disilikat-Glaskeramik.
- Brenn- und Pressprogramme der Dentsply Sirona Keramiksysteme vorinstalliert  
Automatische Programmfortführung nach kurzzeitigem Stromausfall (Spannungsausfallüberbrückung)
- Intelligentes Aufheizprogramm
- LED-Statusanzeige
- 2 USB-Anschlüsse für die Datensicherung, Update-Funktion per USB-Stick und zum Anschluss einer Standard-Tastatur
- WiFi-Stick (optional)

### Aus gebraucht mach neu!

Bei Rückgabe Ihres gebrauchten Keramikofens sparen Sie zusätzlich mindestens € 500,-.



Dentsply  
Sirona  
Lab

**NEU**

### AKTIONSPAKET

Multimat Cube mit  
Biodent Vakuumpumpe

€ **5.600,-**

## GENIOS® VENEERS, DENTSPLY SIRONA LAB

Qualität und Ästhetik für Front- und Seitenzähne

### Genios® Veneers:

- Speziell entwickelt für Genios® Zähne
- Besitzen die gleichen ästhetischen und funktionellen Highlights der Genios® Zähne
- Ideal für Restaurationen in denen sowohl Zähne als auch Veneers eingesetzt werden
- Sie können entsprechend Form und Farbe kombiniert werden
- Durch Ihre optimierte Wandstärke sind sie extra dünn und stabil



Dentsply  
Sirona  
Lab

**SONDERPREIS**

Genios® Veneers  
Testset

€ **149,-**

- Der „Extra Wide“ Halsbereich eignet sich zur Abdeckung bei allen Indikationen

Genios Veneers Testset bestellen unter 0800 - 9246 835

## CERCON® BASE, DENTSPLY SIRONA

Cercon® Base 98er disk white, medium, colored

Mit den Cercon® Base 98er Disk in den Farben white, medium und colored wird das Sortiment für neue Indikationen erweitert.

Cercon Base eignet sich aufgrund der geringeren Transluzenz zum Abdecken devitaler Stümpfe oder Titanabutments.



Dentsply  
Sirona  
Lab

**AKTION  
1+1\***

Cercon® Base

ab € **99,-**

\* Gültig für gleiche Größe, Packungseinheit. Die Farben bei medium und colored sind frei wählbar. 1x pro Labor gültig.

Alle Ausführungen finden Sie in unserem Online-Shop unter [www.henryschein-dental.de/cerconbase](http://www.henryschein-dental.de/cerconbase)

## INEOS X5 MIT INLAB SW, DENTSPLY SIRONA LAB

**Dentsply  
Sirona**  
Lab

**Der schnelle Alles-Scanner – Abdrucklöffel,  
Modelle und mehr in Sekunden digitalisieren**

- 5-achsiger Scanner mit Roboterarm
- Streifenlicht-Technologie
- Sehr schnelle Scangeschwindigkeit  
(Ganzkiefermodelle in weniger als 60 Sekunden)
- Hohe Genauigkeit
- Multi-Die-Scanning
- Offene Schnittstellen

**Fragen Sie Ihren Außendienst nach  
dem aktuellen Aktionsangebot!**



## INLAB MC X5 MIT INLAB SW, DENTSPLY SIRONA LAB

**Dentsply  
Sirona**  
Lab

**Die neue Freiheit im Labor**

- Offenes 5-Achs-System für die Bearbeitung  
von STL-Dateien
- Verarbeitung von Standard-Ronden und Blöcken
- Schleifen und Fräsen
- Nass- und Trockenbearbeitung
- Große Material- und Indikationsvielfalt
- Easy-Clean-Konzept
- Inkl. inLab CAM SW

**4 Jahre Garantie  
auf inLab MC X5**

**Fragen Sie Ihren Außendienst nach  
dem aktuellen Aktionsangebot!**



## PROGRAMILL PM7, IVOCLAR DIGITAL



Die Hochleistungsmaschine bietet eine zukunftsfähige High-End-Lösung für die präzise und wirtschaftliche Fertigung von prothetischen Restaurationen

- Hybrid-Betrieb: Automatischer Wechsel zwischen Nass- und Trockenbearbeitung
- Integrierter Ionisator und automatische Selbstreinigung durch Active Air Suction
- 20-facher Werkzeugwechsler für ein eigenständiges Fertigen

- Vollautomatische Materialverwaltung
- Intuitives User-Interface mit Touch-Display für komfortable Bedienung
- 970 Watt Leistung für solide Ergebnisse
- Servomotoren für höchste Beschleunigungen

### GESAMTPAKET

- PrograMill PM7 System mit 8fach Disc-Wechsler
- PrograMill CAM Set (CAM V4 + RFID-Reader)
- PrograMill CAM PC mit Tastatur
- Bildschirm Widescreen
- PrograMill Base Set
- CAD/CAM Labside for PrograMill Starter Kit
- PrograMill Fluid 1 Liter
- Einweisung in Ellwangen

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

mtl. € **1.106,-**



Optimale Druckluftversorgung mit dem Kompressor Quattro Tandem von Dürr Dental

## PROGRAMILL PM3, IVOCLAR DIGITAL



Wirtschaftlich und präzise

- Vielfältige Bearbeitungsmöglichkeiten durch Nass- und Trockenfunktion

- Eigenständige Fertigung durch integrierten Werkzeugwechsler
- Intuitives User Interface für eine komfortable Bedienung
- Hohe Präzision und konstante Ergebnisse
- Integrierter CNC-PC und intelligentes Maschinen-Management

### GESAMTPAKET

- PrograMill PM3 System
- PrograMill CAM Set (CAM V4 + RFID-Reader)
- PrograMill CAM PC mit Tastatur
- Bildschirm Widescreen
- PrograMill Base Set
- CAD/CAM Labside for PrograMill Starter Kit
- PrograMill Fluid 1 Liter
- Einweisung in Ellwangen

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

mtl. € **862,-**



Optimale Druckluftversorgung mit dem Kompressor Quattro Tandem von Dürr Dental

## PROGRAMAT S1 IVOCLAR DIGITAL



### Leichter und kompakter Sinterofen.

- Sinterprozesse bis 1600 °C
- Sintern von Einzelzahngerüsten in 75 Minuten und von Brückengerüsten in 90 Minuten
- Integrierte Speed-Programme für vollanatomische Restaurationen mit höherer Transluzenz
- Einfache und sprachneutrale Bedienung dank bewährter Kombination von Folientastatur und Grafik-Display
- Power Saving Technology
- Kompaktes Design und nur 27 kg schwer
- Kalibrationsmöglichkeit
- OSD-Anzeige (Optisches Status-Display)
- Fernbedienung über PC/Laptop mittels PrograBase3-Software

575612

Programat S1 1600

Leasing mit 60 Monatsraten.  
Restwert € 1.148,-

mtl. € **192,-**



## IPS E.MAX ZIRCAD PRIME, IVOCLAR DIGITAL

Kennlern-Aktion\*  
**50% Rabatt**



### IPS e.max ZirCAD Prime definiert Zirkoniumoxid neu

Es zeichnet sich durch eine einzigartige Rohstoffkombination von hochfestem, und von hochtranslucentem Zirkoniumoxid in Verbindung mit der neuen innovativen Prozesstechnologie Gradient Technology aus, und ist das einzige seiner Art. IPS e.max ZirCAD Prime ist die «One-Disc-Solution».

- High-end-Ästhetik (vergleichbar mit LS2)
- Echter stufenloser, schichtfreier Farb- und Transluzenzverlauf
- Alle Indikationen von der Einzelzahnkrone bis zur 14-gliedrigen Brücke - dank sehr hoher Festigkeit (biaxiale Biegefestigkeit: 1200 MPa, Bruchzähigkeit: > 5 MPa · m<sup>1/2</sup>)
- Alle Verarbeitungstechniken: Mal-, Cut-Back-, Verblend- und Infiltrationstechnik



ab € **123,50**

\* Beim Kauf einer IPS e.max ZirCAD Prime Runde O 98,5 / 20 mm – Farbe frei wählbar – erhalten Sie einmalig 50 % Rabatt. Aktion nur einmal pro Kunde und Bestellung.

Alle Ausführungen finden Sie in unserem Online-Shop unter [www.henryschein-dental.de/zircadprime](http://www.henryschein-dental.de/zircadprime)

## FORM 3B, FORMLABS

### Form 3 - Die nächste Generation des dentalen 3D-Drucks

- Neue Low Force Stereolithography (LFS)<sup>TM</sup> Technologie reduziert die Abziehkräfte drastisch und bietet somit bahnbrechende Druckqualität und Zuverlässigkeit
- Maßgefertigte Light Processing Unit (LPU) im Drucker nutzt ein kompaktes System aus Linsen und Spiegeln, um genaue, wiederholbare Druckteile zu ermöglichen
- Integrierte Sensoren helfen dabei, die idealen Druckbedingungen aufrechtzuerhalten, und senden Hinweise über den Zustand des Druckers
- Kartuschensystem ermöglicht Materialwechsel innerhalb von Sekunden



**Form Wash:**  
Automatische Reinigung



**Form Cure:**  
Zuverlässige, professionelle Aushärtung

**NEU**

**formlabs**



### FORM 3B EXTENDED COMPLETE PACKAGE

3D-Drucker Form 3B mit Harztank, Build Platform, Finish Kit, Form Wash, Form Cure, eine Kartusche Dental Model Resin und Extended Dental Service Plan mit Extended Warranty

€ **6.799,-**

#### Kartusche 1 Liter

731939	<b>Dental Model Resin</b> Für die allgemeine Modellanfertigung	€ <b>135,-</b>
706599	<b>Dental SG Resin</b> Autoklavierbares, biokompatibles Kunstharz für Bohrschablonen	€ <b>270,-</b>
706587	<b>Grey Resin</b> Für Zahnmodelle und Aligner-Modelle	€ <b>135,-</b>
813454	<b>Castable Wax Resin</b> Zum Pressen und Gießen von Kronen, Brücken und RPDs	€ <b>249,-</b>
747140	<b>Dental LT Clear Resin</b> Biokompatibles transparentes Material für Schienen und Aufbisschienen	€ <b>359,-</b>

**formlabs**



## E2 MIT DS PREMIUM, 3SHAPE

### Höhere Produktivität und Scannen von Texturen

- 2 x 5-MP-Kameras, blaue LED, mehrzeilig
- Präzision (ISO 12836 / Implantat): 10 µm/12 µm
- Scandauer (Kiefer): 30 Sek.
- Scandauer (Stumpf): 20 Sek.
- Scandauer (Vollkieferabdruck): 90 Sek.
- Textur: S/W
- Auch ohne LabCare erhältlich

**Special trade-up bei Rückgabe  
Ihres alten Scanners!**  
Fragen Sie Ihren Außendienst!



**50479**

E2 mit DS Premium mit LabCare

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

**mtl. € 245,-**

## E3 3D SCANNER DS COMPLETE RESTORATIVE, 3SHAPE

### Hohe Leistungsfähigkeit und Genauigkeit der Implantatsteg

- 2 x 5-MP-Kameras, blaue LED, mehrzeilig
- Präzision (ISO 12836/Situationsmodell): 7 µm/10 µm
- Scandauer (Kiefer): 24 Sek.
- Scandauer (Stumpf): 18 Sek.
- Scandauer (Vollkieferabdruck): 80 Sek.
- Textur: Farbig
- Auch ohne LabCare erhältlich

**Special trade-up bei Rückgabe  
Ihres alten Scanners!**  
Fragen Sie Ihren Außendienst!



**50484**

E3 3D Scanner DS Complete Restorative  
mit LabCare

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

**mtl. € 376,-**

## E4 3D SCANNER DS COMPLETE RESTORATIVE, 3SHAPE

### Extrem hohe Geschwindigkeit und Präzision

- 4 x 5 MP-Kameras
- Präzision (ISO 12836): 4 µm
- Scandauer (vollst. Zahnbogen): 11 Sek.
- Scandauer (Abformung des vollst. Zahnbogens):  
45 Sek.
- Textur: Farbig
- Scanstrategie: Stumpf im Modell

**Special trade-up bei Rückgabe  
Ihres alten Scanners!**  
Fragen Sie Ihren Außendienst!



**50527**

E4 3D Scanner DS Complete Restorative  
mit LabCare

Kündbares Leasing mit 60 Monatsraten.

**mtl. € 454,-**

## ZIRLUX ANTERIOR MULTI, ZIRLUX

### Zirlux Anterior Multi

- Hochästhetisches Multi-Layer-Zirkonoxid
- Voreingefärbt mit natürlichem Farbverlauf für naturgetreue, zuverlässige Ergebnisse
- Keine Färbung oder Charakterisierung nötig
- Vielseitig verwendbar für Kronen, zwei- und dreigliedrige Brücken, Teleskopkronen und Veneers
- Erhältlich in den Farben A1, A2, A3, A3.5, B1, C2
- In unterschiedlichen Stärken von 10 mm bis 25 mm verfügbar



Für weitere Informationen wie Sinterempfehlungen, Technische Daten und noch mehr rund um Zirlux Anterior Multi scannen Sie bitte den QR Code.



**AKTION  
3+1\***



ZIRLUX ANTERIOR MULTI

ab € **106,-**

Alle Ausführungen finden Sie in unserem Online-Shop unter [www.henryschein-dental.de/zirlux-anterior-multi](http://www.henryschein-dental.de/zirlux-anterior-multi)

\* Gültig für gleiche Größe, Packungseinheit.

## ZIRLUX 16+, ZIRLUX

### Voreingefärbtes Zirkonoxid in 16 Vita Classic-Farben

- Für die monolithische Verarbeitung und Gerüsterstellung
- Hohe Transluzenz, höchste Ästhetik der fertigen Restaurationen
- Gleichbleibende, zuverlässige Farbgenauigkeit
- Hohe Festigkeit bei maximaler Antagonisten-Freundlichkeit (Bruxismus geeignet)
- Erhältlich in den Farben A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 und weiß
- Standardronden Ø 98,5 mm der Stärke 10 mm bis 25 mm sowie Rondens für Fräsmaschinen von Zirkonzahn oder Amann Girrbach und Blöcke für Sirona inLab verfügbar



Für weitere Informationen wie Sinterempfehlungen, Technische Daten und noch mehr rund um Zirlux 16+ scannen Sie bitte den QR Code.

**AKTION  
3+1\***

Zirlux



ZIRLUX 16+

ab € **100,-**

Alle Ausführungen finden Sie in unserem Online-Shop unter [www.henryschein-dental.de/zirlux16+](http://www.henryschein-dental.de/zirlux16+)

\* Gültig für gleiche Größe, Packungseinheit.

## ZIRLUX NP, ZIRLUX

### NEM-Fräslegierung auf Kobalt-Chrom-Basis

- Fräsronden auf CoCr-Basis, nickel- und berylliumfrei
- Hohe Korrosionsbeständigkeit und Biokompatibilität
- Härte: (HV10) 285



Zirlux NP, CoCr Discs mit Stufe, Ø 98,3 mm	Stück	
8 mm	9793168	€ 143,-
10 mm	9793169	€ 158,-
12 mm	9793170	€ 169,-
13,5 mm	9793171	€ 184,-
15 mm	9793172	€ 199,-
18 mm	9793173	€ 219,-
20 mm	9793174	€ 235,-
24,5 mm	9793175	€ 246,-



## ZIRLUX WAX, ZIRLUX

### Wachs-Ronden

- Fräsronden aus rückstandsfrei ausbrennbarem Wachs, zur Herstellung von Wachsgerüsten für den K&B-Zahnersatz mit Hilfe eines CAD/CAM-Systems
- Fräsronden mit Schulter in den Stärken 20 mm mit Ø 98,5 mm, erhältlich in den Farben blau, grau und zahnweiß



### Zirlux Wax, Ø 98,5 mm

	14 mm	20 mm	Stück
<b>Grau</b>	9793690	9793164	€ 24,95
<b>Blau</b>	9793691	9793165	€ 24,95
<b>Zahnweiß</b>	9793692	9793166	€ 24,95



## POLYMAX 5 UND CASTDON STARTER KIT, DREVE

### Polymax 5: Robustes Druckpolymerisationsgerät

- Für alle Heiß- und Kaltpolymerisate
- Individuelle Temperaturregelung von 0–95°
- Stufenlos regelbarer Druck von 3–6 bar
- Für drei Messingküvetten inkl. Bügel oder 4 Castdon Küvetten
- 90 Minuten Timer
- Automatisches Sicherheits-Dichtsystem
- Großes Drucktopfvolumen auch zur Aufnahme von großen Artikulatoren



### AKTIONSPAKET

Polymax 5 rot und Castdon  
Starter Kit

€ 2.098,-

### Castdon: Gießkunststoff für die Prothesenherstellung

Umfassendes Komplettpaket mit allen benötigten Systemkomponenten für die Herstellung von totalen und partiellen Prothesen. Beinhaltet Material zur Erstellung von ca. acht Vollprothesen. Alle Set-Bestandteile sind auch separat erhältlich.

- Hohe Bruch- und Farbfestigkeit
- Hervorragende Fließeigenschaften
- Geringer Schrumpfung
- Minimaler Restmonomergehalt



Auch für das Pressverfahren und für Unterfütterungen / Reparaturen geeignet. Auf Biokompatibilität getestet.

Packungsinhalt: 1 Castdon Küvette transparent, 750 g Pulver rosa-transparent, 500 ml Flüssigkeit, 20 ml Castdon Bonding, 2 x 850 ml (1 kg) Siliform, 1.000 ml Isolat film und 1 Kanalstechröhrchen Ø 8 mm.

## BRILLIANT CRIOS DISCS, COLTENE

**BRILLIANT Crios ist ein Hochleistungs-Komposit.**

- Zuverlässige, ästhetische und schnelle Produktion von Restaurationen ohne separaten Brennvorgang
- Gleiche Zusammensetzung wie die Blöcke d. h. gleich hoher Qualitätsstandard
- Mehrere Restaurationen können in einem Schleif-/Frässhritt geschliffen werden

### Refillpackung

#### Low Translucent (LT)

	14 mm	18 mm
A1	828827	828840
A2	828828	828834
A3	828829	828835
A3,5	828830	828836

je € 379,- je € 439,-

### Refillpackung

#### High Translucent (HT)

	14 mm	18 mm
A1	828831	828837
A2	828832	828838
A3	828833	828839

je € 379,- je € 439,-

\* Gültig für gleiche Größe, Packungseinheit Farbe frei wählbar.

## COLTENE

### AKTION 3 + 1\*



Alle Ausführungen finden Sie in unserem Online-Shop unter [www.henryschein-dental.de/crios](http://www.henryschein-dental.de/crios)

## SINFONY, 3M

## 3M

### Ästhetische Restaurationen aus Composite

- Exzellente Ästhetik und Transluzenz
- Schnelle und exakte Farbproduktion
- Überragende Verschleißfestigkeit
- Einfache Verarbeitung
- Sehr gute Polierbarkeit
- Hohe Plaquesresistenz
- Überzeugende physikalische Eigenschaften

### AKTION 4 + 1\*



Je Spritze Sinfony Dentin oder Enamel, Packung 5 g

€ 42,10

Alle Ausführungen finden Sie in unserem Online-Shop unter: [www.henryschein-dental.de/sinfony](http://www.henryschein-dental.de/sinfony)

\*Sie können wählen zwischen Dentin A3, A3,5 oder Enamel E3

## INITIAL MC, GC

GC Initial MC ist perfekt an alle konventionellen Edelmetall- und NEM-Dentallegierungen angepasst.

Mit dem modularen System können Sie von der Dreischichttechnik ausgehend schrittweise ein individuelles Mehrschichtverfahren einsetzen.

Das System kann mit Lustre Pastes NF und allen anderen Systemkomponenten von Initial MC kombiniert werden, wie beispielsweise Bleach-, Zahnfleisch- CST-Farben und den Spectrum Stains.

- Optimierte Schrumpfungseigenschaften und gute Polierbarkeit
- Effektmassen und Farben für die Schicht- und Maltechnik
- Opaker sind als Pasten oder als Pulver erhältlich
- Perfekt abgestimmte Komponenten, inklusive Bleach- und Zahnfleischfarben
- Systemübergreifendes Schichtschema
- Einfaches Handling und eine kurze Lernkurve
- Schnelle, ästhetische und wirtschaftliche Ergebnisse

**AKTION  
6+1\***

**GC**



\* Gleiche Preiskategorie. Farbe frei wählbar.

Alle Ausführungen finden Sie in unserem Online-Shop unter [www.henryschein-dental.de/initialmc](http://www.henryschein-dental.de/initialmc)

INITIAL MC

ab € **25,45**

## HS-EDELKORUND 110MY, ALUBLAST, HENRY SCHEIN

Reiner, weißer Edelkorund mit einem Aluminiumoxid-Anteil von 99,7 %

- Keine Silikosegefahr
- Körnung 110 µ: Abstrahlen von Edelmetall- und NEM-Legierungen

704L9003794  
Kanister 5 Kg

€ **13,50**

**HENRY SCHEIN®**



Sonderpreis mit Eingabe des Promocodes 704L

## STEAMY MINI, REITEL



### Perfektes Preis-/Leistungsverhältnis für Mehrplatzanwender

- Einfache manuelle Befüllung
- 4,5 bar Dampfdruck und 3,5 Liter Kesselinhalt
- Dampf in einer Feuchtigkeitsstufe
- Schonende und schnelle Reinigung von zahntechnischen Arbeiten
- Minimaler Platzbedarf
- Praktische Einhandbedienung
- Kesseltemperatur einstellbar
- Wechseldüse und Außen-Reinigungsbürste optional erhältlich



466421

Dampfbürste für  
Außenreinigung

€ 40,-



Mit Luer-Lock-Set

5312785

Steamy Mini

€ 1.068,-

## POLIRET, REITEL



### Poliereinheit aus Edelstahl

- Die zweispindelige Poliereinheit ist in der Drehzahl von 270-4.500 U/min. stufenlos regelbar
- Zum Schleifen, Polieren, Säubern und Bürsten von Metall- und Kunststoffobjekten
- Die Filter der integrierten Absaugung sind auswasch- und wiederverwendbar
- LED-Beleuchtung für blendfreie Objektbetrachtung und verstellbarer Sichtschuttscheibe
- Leicht erreichbarer Not-Ausschalter mit Wiedereinschaltenschutz
- Herausnehmbare Poliertröge für einfache Reinigung
- TWIN: links und rechts getrennt einstellbar



5312777

Poliereinheit Poliret, Stück

€ 3.498,-

5797035

Poliereinheit Poliret TWIN

€ 3.998,-

## SHOFU DISKS ZR LUCENT, SHOFU

Hochtransluzentes 5Y-PSZ-Zirkonoxid zur Herstellung von ästhetischen Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich

- Multilayer-Zirkonoxid mit einer Biegefestigkeit von mehr als 1.000 MPa
- Hohe Transluzenz (vergleichbar mit Lithiumdisilikat)
- Für Frontzahnkronen und -brücken bis zu 6 Einheiten
- Für Seitenzahnkronen und -brücken bis zu 3 Einheiten
- Natürlich feiner Farbverlauf – von inzisal nach zervikal



NEU

AKTION  
5 + 1\*



Alle Ausführungen finden Sie in unserem Onlineshop unter [www.henryschein-dental.de/shofudisks](http://www.henryschein-dental.de/shofudisks)

SHOFU DISKS ZR LUCENT

ab € **189,-**

\* Gültig für gleiche Größe, Packungseinheit. Farbe frei wählbar.

## VINTAGE ART UNIVERSAL MALFARBE, SHOFU

Universell, charakteristisch, natürlich

Neben dem Finish monolithischer Restaurationen aus Lithiumdisilikat und Zirkonoxid, bietet das System mit der Glasurmasse GP eine ergänzende Variante, mit der Sie alle bereits fluoreszierenden niedrig- und hochschmelzenden Schichtkeramiken perfekt vergüten.

- Glasur mit und ohne Fluoreszenz
- Abgestimmt auf Lithiumdisilikat und Zirkonoxid
- Für niedrig- und hochschmelzende Keramiken
- Hervorragende Oberflächenadaption
- Brillanter Glanz

**Lieferumfang Basic Color Set:**

- 16 Pulvermalffarben, je 2 g
- Glasurmasse (Glazing Powder) GP-F, 15 g
- Vintage Art Universal Liquid, 50 ml
- Farbtafel
- Erweiterte Produktinformationen



NEU



886541

Vintage Art Universal Basic Color Set

€ **450,-**

## NASSTRIMMER MT3, RENFERT

Renfert

### Überzeugend stark – überraschend günstig

- Schneller Wechsel des Trimmertisch-Winkels über praktischen Kippmechanismus (90°/98°)
- Sicherheit: Motor- und Wasserstopp durch Schutzschalter beim Öffnen der Fronttür
- Optimal positioniertes Sprührohr verhindert das Zusetzen der Trimmerscheibe durch gleichmäßige Benetzung
- Optimale Sicht auf das Modell aufgrund einer 10° Geräteneigung
- Leichte Führung der Gipsmodelle mit Hilfe von geschlitzten Winkellinien im Trimmertisch



408527  
Gerät mit Marathon

408525  
Gerät mit Klettfix

€ 998,-

€ 528,-

## BASIC MASTER 25-70/70- 250µm, RENFERT

Renfert

### Feinstrahlgerät mit 2 Strahl tanks und grosser Strahlkammer

- Wirtschaftliches Arbeiten mit der speziellen Mischkammertechnik (Venturi-Prinzip)
- Präzises Abstrahlen durch optimale Ausleuchtung der Strahlkammer mittel LED-Technik.
- Hohe Bewegungsfreiheit in der großvolumigen Strahlkammer (20 l).
- Lang anhaltend gute Sicht auf die Objekte durch silikonisierte Glasscheibe
- Strahl tank-Kombination: 1 x 25–70 µm, 1 x 70–250 µm, inkl. 2 Strahldüsen 0,8 mm / 1,2 mm



408531  
Basic Master 25-70/70-250 µm

€ 948,-

## VITA VM CC, VITA

### Füllstofffreies Kaltpolymerisat

Das ideale Material zur extraoralen Herstellung provisorischer Versorgungen und Reparaturen.

#### Vorteile:

Ausgezeichnete Material- und Verarbeitungseigenschaften erleichtern die Verarbeitung:

- Sehr gutes Anmischverhalten, erstklassige Fließfähigkeit
- Leichte Polierbarkeit und homogene Materialstruktur für glatte Oberflächen und Minimierung von Plaqueakkumulation
- Farbstabiler als vergleichbare Systeme
- Sehr gute Materialstabilität und geringere Bruchgefahr durch die ideale Abstimmung von Biegefestigkeit und Elastizitätsmodul
- Blasenfreie Aushärtung, mit und ohne Drucktopf
- Langlebige, ästhetische Provisorien, die dem Patienten einen hohen Tragekomfort bieten

#### Indikationen:

- Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken
- Befestigung von VITA Kunststoffzähnen, z. B. auf Modellgussarbeiten
- Abdecken von Geschieben bei kombinierten Arbeiten

**SONDERAKTION**

**VITA**



VITA VM CC

**3 Stück ab € 19,55**

Beim Kauf von 3 gleichen Artikeln erhalten sie einen Sonderpreis. Alle weiteren Infos erhalten sie unter [www.henryschein-dental.de/VITA-VM](http://www.henryschein-dental.de/VITA-VM)

## VITA VM LC / LC FLOW, VITA

### Lichthärtendes Mikropartikel-Komposit

Verblendkomposit zur extraoralen Anwendung bei fest-sitzenden und herausnehmbaren Restaurationen.

#### Vorteile:

- Für Dentallegierungen, Hybridkeramik, Zirkondioxid, CAD/CAM-Komposit, PEEK, Komposit-/Polymer-Prothesenzähne
- Zwei Konsistenzen - Paste oder flow - für nahezu unbeschränkte Möglichkeiten
- Präzise modellierbar, einfach polierbar
- Hohe Belastbarkeit und Oberflächenbeständigkeit
- Optimale physikalische Eigenschaften und gutes Handling mit einer brillanten, natürlich wirkenden Ästhetik und exzellenten Farbwiedergabe

#### Indikationen:

- Voll-/Teilverblendung von Metallgerüsten: Kronen, Brücken, Teleskopkronen, Implantat-Suprakonstruktionen, Inlays, Veneers
- Individualisierung und Überschichtung von VITA ENAMIC
- Verblendung von Yttrium-teilstabilisierten ZrO<sub>2</sub>-Gerüsten (WAK ca. 10,5 · 10<sup>-6</sup> · K-1) z. B. VITA YZ
- Individualisierung von VITA Kunststoffzähnen

**SONDERAKTION**

**VITA**



VITA VM LC / LC FLOW

**3 Stück ab € 17,70**

- Reproduktion von Gingivaanteilen
- Individualisierung und Überschichtung von Langzeitprovisorien aus VITA CAD-Temp
- Metallfreie Kronen und 3-gliedrige Frontzahnbrücken aus VITA VM LC

Beim Kauf von 3 gleichen Artikeln erhalten sie einen Sonderpreis. Alle weiteren Infos erhalten sie unter [www.henryschein-dental.de/VITA-VM](http://www.henryschein-dental.de/VITA-VM)

## FLEXSPACE EINZELPLATZ COMFORT, KAVO

KAVO

### Der perfekte Arbeitsplatz

- Ergonomisch perfekte Arbeitsposition durch integrierte Höheneinstellung
- Dank unzähligen Aufstellvarianten passt sich KaVo FLEXspace jeder Raumsituation an.
- KaVo Funktion und Qualität zu einem erstklassigen Preis-/Leistungsverhältnis
- Modulares Konzept bietet höchste Investitionssicherheit durch leichte Anpassung an neue Raumlayouts

### Taneo:

Bewegliche LED-Leuchte mit drehbarem Kopfgelenk, inkl. Adapter zur Befestigung am Flexspace.



809780

Flexspace Funktionspaket Einzelplatz\*\*

€ 1.198,-

194372

FLEXspace Einzelplatz  
Comfort\*

€ 3.498,-



Abb. ähnlich

\* 1 Basiselement, 1 Abfallschublade 50, 1 SMARTair Evo, 1 Absaugmaul Vortisch 1 Hängecontainer 222, 1 Laminatplatte gerade, 2 Seitenblenden Metall, Gas-, Elektro-, DL-Anschlüsse, Sicherheitsbunsenbrennerschlauch

\*\* Lieferumfang: Leuchte Taneo LED mit Adapter für FLEXspace, Ablageboard und 2x Armauflage gerade

## SMARTAIR (MOBILE) EVO, KAVO

KAVO

### Die kraftvollen Einzelplatzabsaugungen

- Zum Einbau in Fremdtische
- Konstante Saugleistung dank automatischer Leistungsregulierung
- Einfache Bedienung
- Integrierte Ein- und Abschaltautomatik
- Einschließlich 2 Filterbeutel und Feinstfilter (mobile: Saugschlauch zusätzlich)
- DGUV geprüfte Absaugleistung



502866

SMARTair Evo

€ 1.348,-



502874

SMARTair mobile Evo

€ 1.568,-



## LABORANTRIEBE, KAVO

# KAVO

Geben Sie Ihrem Labor neue Power

### K-ERGOgrip:

- Gelenkschonende Arbeitshaltung durch die ergonomische Form der Griffhülsen
- Drehzahlen bis 50.000 min<sup>-1</sup> im Rechts- und Linkslauf

### K-POWERgrip:

- Durchzugsstark mit hohem Drehmoment
- Drehzahlbereich: 1.000 - 50.000 min<sup>-1</sup>

### K5plus:

- Der kompakte Allrounder
- Drehzahlbereich: 1.000 - 35.000 min<sup>-1</sup>



245191	K-ERGOgrip mit K-Control TLC Anlage Knie	€ 1.558,-
437825	K-POWERgrip mit K-Control TLC Anlage Knie	€ 1.558,-
437826	K-POWERgrip mit K-Control TLC Anlage Fuß	€ 1.558,-
437822	K5plus mit K-Control TLC Anlage Knie	€ 1.179,-
437823	K5plus mit K-Control TLC Anlage Fuß	€ 1.179,-



## HINRISTONE® SAPHIR, ERNST HINRICHS

ERNST HINRICHS Dental



### Die neue Superhartgips-Generation

Ein extrem harter Superhartgips mit Snap-Set Effekt (lange Verarbeitungszeit).

- Kann bereits nach 30 Minuten entformt und umgehend weiter verarbeitet werden.
- Cremiges Fließverhalten bei hoher Thixotropie
- Absolut homogen und schlierenfrei
- Abbindeexpansion in % nach 2 h: 0,08
- In den Farben elfenbein, goldbraun, maisgelb und lichtgrau

Alle Ausführungen finden Sie in unserem Onlineshop unter [www.henryschein-dental.de/hinristone-saphir](http://www.henryschein-dental.de/hinristone-saphir)  
Sonderpreis mit Eingabe des Promocodes 704L



Beutel 5 kg

€ 25,-



## HINRISIL SPEED, ERNST HINRICHS

ERNST HINRICHS Dental



### 1:1 Doublersilikon

- Additionsvernetzendes, schnell ausvulkanisierbares Doublersilikon
- Für die Klebeband- und die Kuvettentchnik.
- Nach 10 Minuten entformbar
- Für den Einsatz im Dosierautomaten geeignet
- Shore-A Härte 24
- Farbe gelb

Alle Ausführungen finden Sie in unserem Online-Shop unter: [www.henryschein-dental.de/hinrisil](http://www.henryschein-dental.de/hinrisil)  
Sonderpreis mit Eingabe des Promocodes 704L



704L341790  
2x1 kg A+B

€ 50,70



704L341791  
2x6 kg A+B

€ 286,40

## POLIEREINHEIT WP-EX 2000 II, WASSERMANN

**WASSERMANN**  
Hamburg · Germany


### Der Klassiker in neuem Design

- Kompakte und leistungsstarke Edelstahl-Polier-einheit für den täglichen Laboreinsatz
- Vereint die Vorzüge vom WSM-2 und einer wirkungsvollen geräuscharmen Absaugung
- Integrierte Schublade
- Extra große Filter
- Integriertes Tageslicht LED-Ausleuchtung
- Umfangreiche Sicherheitsausstattung
- Ansaugschutzgitter und Tageslicht-LED-Spot als Zubehör erhältlich

515096

Poliereinheit WP-EX 2000 II

€ **3.248,-**



Lieferumfang: Bürstenspindel links und rechts, Zuleitung, Mikro-Feinstaubtasche (1 Satz = 2 Stück), 2 Poliertröge, Schublade, 2 Ablageschalen

## GIPSTRIMMER HSS-88, WASSERMANN

**WASSERMANN**  
Hamburg · Germany

### Leistungsstarker Gipstrimmer für den täglichen Einsatz

- Schwere Gehäuseausführung
- Vollkommen verschleiß- und wartungsfreier Kurzschlussläufermotor
- Völlig vibrationsfreier Lauf
- Besonders geräuscharm
- Magnetventil zur automatischen Wasserzuführung
- Starke Innenraumspülung

3920639

Gerät mit Diamant-Scheibe

€ **2.540,-**



# HENRY SCHEIN - DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER FÜR IHR DENTALLABOR



Trusted  
Digital  
Solutions

## CONNECT DENTAL:

Unsere CAD/CAM-Spezialisten unterstützen Sie bei der Digitalisierung Ihres täglichen Workflows: Kompetente Beratung, Offene Systeme und Software-Lösungen, Schnittstelle Praxis/Labor, Training, Integration und Support



## HOTLINE-SUPPORT:

Spezielle Hotlines für Labor und digitale Systeme



## TECHNISCHER SERVICE

Wartung und zertifizierter Reparatur-Service: 380 Servicetechniker sind bundesweit im Einsatz; sofortige Verfügbarkeit von Original-Ersatzteilen, Wartungsverträge für Einzelgeräte oder gesamte Prozessketten



## DICs

Acht regionale Dentale Informations Center (DIC) bieten individuelle Beratung, ein umfangreiches Trainingsprogramm und zahlreiche Möglichkeiten zur Besichtigung und Präsentation ausgewählter Produkte – garantiert auch in Ihrer Nähe



## HENRY SCHEIN ACADEMY

Bundesweite Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen für Zahntechnik und Praxis



## ONLINESHOP

Vollsortiment Verbrauchsmaterialien und Kleingeräte, 24-Stunden-Logistik



## ZAHNLAGER

Zahnlinien führender Hersteller, Betreuung des Zahnlabors im Labor, kostenlose Hotline 0800-9246835 (Zahntel)



## HENRY SCHEIN FINANCIAL SERVICES

Individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen, ganz auf Ihren Bedarf abgestimmt




## SERVICE

- Individuelle Existenzgründungsberatung
- Labor- und Objektvermittlung,
- Laborplanung und -einrichtung

# DOCma<sup>®</sup> Labor

MDR Produktdokumentation



info@henryschein.de  
FreeTel: 0800 - 14 000 44



**Erfolg verbindet.**

**HENRY SCHEIN<sup>®</sup>**  
DENTAL

# TOPANGEBOT

## BEGO-DRUCKERPAKETE, BEGO



### Varseo XS - preisgünstigster hochauflösender DLP 3D-Drucker mit überragender Detailgenauigkeit

- Baugeschwindigkeit unabhängig von der Anzahl der zu produzierenden Elemente
- Handliche Bauplatte – Druck von bis zu 20 Kronen oder zwei großspannigen Brücken bis zu sieben Gliedern möglich
- Netzwerkfähigkeit über W-LAN oder Ethernet Anschluss des Gerätes erlaubt schnellen und unkomplizierten Datenaustausch zum PC
- Geeignet für folgendes Materialspektrum:
  - VarseoSmile Crown<sup>plus</sup>  
Das zahnfarbene, keramisch gefüllte Hybridmaterial für den 3D-Druck von permanenten Einzelkronen, Inlays, Onlays und Veneers
  - VarseoSmile Temp  
Das zahnfarbene Harz für den 3D-Druck von temporären Kronen und Brücken, Inlays, Onlays und Veneers
- Auswechselbare Harzwanne ermöglicht einfachen Materialwechsel



### PAKET VARSEO XS CROWN PLUS

- BEGO Varseo XS inkl. Lieferumfang
- BEGO Otofflash
- Aufstellung und Einweisung
- VarseoSmile Crown<sup>plus</sup> 250 ml A3
- 2. Harzwanne für weitere Farbe
- Varseo Zubehör Set
- Perlablast Micro 8 kg

€ **7.734,70**



**BEGO Varseo XS**

### PAKET VARSEO XS TEMP

- BEGO Varseo XS inkl. Lieferumfang
- BEGO Otofflash
- Aufstellung und Einweisung
- VarseoSmile Temp 250 ml A3
- 2. Harzwanne für weitere Farbe
- Perlablast Micro 8 kg

€ **7.258,80**

**BEGO Otofflash**  
Nachbelichtungsgerät mit Schutzgasvorrichtung zur schnellen und sicheren Aushärtung



