



TOP NEWS UND HIGHLIGHTS



NEU!

**GC MIH
Behandlungslösungen**

Siehe Seite 21

PRAXIS

Angebote gültig
bis 30. April 2020



Since 1921
Towards Century of Health

GC AUSTRIA GmbH
Tel. +43.3124.54020
info.austria@gc.dental

G-ænial® Universal Injectable

Hochfestes Composite für Restaurationen

Fließfähige Konsistenz – dauerhafte Festigkeit
Optimieren Sie Ihre Arbeitsweise!
Injizieren Sie unser stärkstes Material für direkte Restaurationen



NEU!



Einfaches Ausdrücken für maximalen Komfort

Dr. Ahmed Al-Jaff, Iraq

Kein Wegfließen: alles bleibt, wo Sie es platzieren

Perfektes Design: kein unkontrolliertes Nachfließen von Material und einfaches Trennen des Materials vom Tip, ohne Fäden zu ziehen.

Formbare Tips für einen einfachen Zugang zu allen Kavitäten

- Ultra-feine Bariumfüller (150µm)
- hoher Fülleranteil
- Full-coverage Silane Coating (FSC) Technologie verbessert: das Ausbringen & den Verbund der Füller in der Matrix
- Klebt nicht
- Geringer Auspressdruck
- Hohe Röntgensichtbarkeit

Injection Moulding Kit 129,- EUR*

Art.-Nr. 901532 Injection Moulding Kit
Inhalt: je 1 Spritze G-ænial Universal Injectable (1 ml / 1,7 g) A1, A2, A3; 1 Exaclear Kartusche 48 ml

G-ænial® Universal Injectable G-Premio Bond Promopackung 25% Preisvorteil! 165,- EUR* ~~220,90 EUR*~~

Art.-Nr. 901509 G-ænial Universal Injectable + G-Premio Bond Promopackung
Beinhaltet: je 1 x G-ænial Universal Injectable Spritze (1 ml / 1,7 g) A1, A2, A3, G-Premio Bond 5 ml Flasche, Zubehör

Art.-Nr. 901471 XBW
Art.-Nr. 901472 BW
Art.-Nr. 901473 A1
Art.-Nr. 901474 A2
Art.-Nr. 901475 A3
Art.-Nr. 901476 A3.5

Art.-Nr. 901477 A4
Art.-Nr. 901478 B1
Art.-Nr. 901479 B2
Art.-Nr. 901480 CV
Art.-Nr. 901481 CVD

Art.-Nr. 901482 AO1
Art.-Nr. 901483 AO2
Art.-Nr. 901484 AO3
Art.-Nr. 901485 JE
Art.-Nr. 901486 AE

everX Flow™

Mit Glasfasern verstärktes fließfähiges Composite für den Dentinersatz

Überzeugend stabile Struktur

EverX Flow™ ist die neue Lösung aus dem Hause GC für die widerstandsfähige und unkomplizierte Verstärkung all ihrer Restaurationen. Mit seiner einfachen Anwendung, zwei Farbtönen und seiner herausragenden Festigkeit wird everX Flow™ schnell zu Ihrem neuen Nummer-1-Produkt für alle Restaurationen, die einen starken Aufbau erfordern. Die „Bulk-Farbe“ mit einer Aushärtungstiefe von 5,5 mm eignet sich optimal für tiefe posteriore Kavitäten, während die „DentinFarbe“ die erste Wahl für herausragende ästhetische Ergebnisse ist.

Optimal zur Verstärkung großer Kavitäten und für langanhaltende ästhetische Ergebnisse



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Ludie Dahan, Frankreich

Zwei Farbtöne, mit denen Sie sämtlichen Anforderungen gerecht werden können

Hervorragend geeignet für tiefe Seitenzahnkavitäten
Aushärtungstiefe 5,5 mm

Bestens für ästhetischere Ergebnisse und für Stumpfaufbauten
Aushärtungstiefe 2,0 mm



everX Flow™ 3+1! 59,- EUR¹ (Preis pro Packung)

Kaufe 3 x everX Flow Spritze Dentin Farbe oder Bulk Farbe (à 2ml) + 1 x everX Flow Spritze Dentin-Farbe oder Bulk-Farbe (à 2 ml) gratis! Farbmix möglich.

¹Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

everX Flow™ / Essentia Starter Kit Syringe 17% Preisvorteil! 139,- EUR* ~~169,- EUR*~~

Art.-Nr. 901533 everX Flow™ / Essentia Starter Kit Syringe
Inhalt: everX Flow Spritze 2 ml Bulk-Farbe x 1, everX Flow Spritze 2 ml; Dentin-Farbe x 1, Essentia Spritze 2 ml; Universal-Farbe x 1, Dispensing Tip III Kunststoff x 40, Lichtschutzkappe x 2


everX Flow™ / G-ænial Universal Injectable Starter Kit 17% Preisvorteil! 139,- EUR* ~~169,- EUR*~~

Art.-Nr. 890475 everX Flow™ / G-ænial Universal Injectable Starter Kit
Inhalt: everX Flow Spritze 2 ml Bulk-Farbe x 1, everX Flow Spritze 2 ml Dentin-Farbe x 1, G-ænial Universal Injectable 1ml A2 x1, G-ænial Universal Injectable 1ml A3 x 1, Dispensing Tips III Kunststoff x 40, Dispensing Tip Long Needle x 20, Lichtschutzkappe x 4



Art.-Nr. 012898 everX Flow Bulk Spritze 2 ml (3,7 g) Bulk, 20 Dispensing Tip III Kunststoff, Lichtschutzkappe; 59,- EUR*

Art.-Nr. 012899 everX Flow Dentin Spritze 2 ml (3,7 g) Dentin, 20 Dispensing Tip III Kunststoff, Lichtschutzkappe; 59,- EUR*



- **Überragende Bruchfestigkeit** für langlebige und umfangreiche Restaurationen
- **Perfekte Thixotropie** für einfache Applikation und hervorragende Anpassung
- **Optimal zur Verstärkung großer Kavitäten** und für langanhaltende ästhetische Ergebnisse

G-ænial® Universal Injectable everX Flow™

NEU!



EQUIA Forte™ HT

Das neueste Glas-Hybrid-Bulk-Fill-Restorationssystem –
Ihr verlässlicher Partner für Seitenzahnrestaurationen

EQUIA Forte™ HT – Hybrid Technologie

- verbesserter Transluzenz
- noch einfachere Verarbeitung

EQUIA Forte™ HT Klinikpackung

**Silvermix +
Applier gratis!** **547,90 EUR¹**

Art.-Nr. 901581 EQUIA Forte™ HT Klinikpackung A2
Art.-Nr. 901582 EQUIA Forte™ HT Klinikpackung A3
1 Packung beinhaltet 200 Kapseln EQUIA Forte™ HT, 0,40 g Pulver und 0,13 g (0,10 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel 0,14 ml, 1 Equia Forte Coat FlipCap Flasche 4 ml, Zubehör

Kaufe 1 Packung EQUIA Forte™ HT Klinikpackung
+ 1 Capsule Applier und 1 Silvermix Kapselmischer gratis!
(im Gesamtwert von 450,- EUR)

Aktion für alle erhältlichen Equia Forte HT Klinikpackungen gültig.
¹Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Fordern Sie Ihr Gratismuster an!

EQUIA Forte™ HT Nachfüllpackung

5+1! oder 10+3! **165,90 EUR¹** (Preis pro Kapselpackung)

Art.-Nr. 901585 EQUIA Forte™ HT, Kapseln A2
Art.-Nr. 901586 EQUIA Forte™ HT, Kapseln A3
1 Packung beinhaltet 50 Kapseln EQUIA Forte™ HT,
0,40 g Pulver und 0,13 g (0,10 ml) Liquid.
Gemischter Inhalt pro Kapsel 0,14 ml

Kaufe 5 oder 10 Packungen EQUIA Forte™ HT Nachfüllpackung (à 50 Kapseln)
+ je nach gekaufter Menge 1 oder 3 Packungen EQUIA Forte™ HT
Nachfüllpackung (50 Kapseln) gratis!

Aktion für alle verfügbaren Farben gültig. Farbmix möglich.
¹Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Symbolbild



NEU!



INDIKATIONEN

- Klasse-I-Restaurationen/permanent
- Kaudruck-belastete Klasse-II-Restaurationen/permanent
- Interimsfüllungen
- Klasse-V- und Wurzeloberflächen-restaurationen Stumpfaufbau
- Stärkeres und nicht klebriges Material, perfekt für die Bulk-Fill-Platzierung
- Erhöhte Transluzenz
- Kofferdam-Platzierung und das Auftragen des Adhäsivs fallen weg
- Hervorragende Biokompatibilität
- Einfache Seitenzahnrestaurationen in wenigen Schritten – ohne absolute Isolation
- Restauration empfindlicher, hypomineralisierter MIH-Zähne bei jungen Patienten

NEUE Kapselaktivierung!

Nähere Details auf Seite 5!



EQUIA Forte™ HT ist in folgenden Packungen und Farben verfügbar:
EQUIA Forte™ HT Intropackung, 93,45 EUR*
(20 Kapseln, 20 Equia Forte Coat Unitdose): A2, A3, B2
EQUIA Forte™ HT Promopackung, 323,80 EUR*
(100 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml): A2, A2-A3, A3, A3-B2
EQUIA Forte™ HT Nachfüllpackung, 165,90 EUR*
(50 Kapseln): sortiert, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4
EQUIA Forte™ HT Klinikpackung, 547,90 EUR*
(200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml): A2, A3, B2
Art.-Nr. 901593 **EQUIA Forte Coat FlipCap**
4 ml Flasche, Zubehör; 81,20 EUR*
Art.-Nr. 900959 **EQUIA Forte Coat, Unitdose-Packung**
50 Unitdose (à 0,1 ml); 107,50 EUR*



3D-Konfigurator GC
Restorative Dentistry Guide
zum GRATIS-Download:
www.gceurope.com



GC Fuji II LC

Lichthärtendes, kunststoffmodifiziertes
Glasionomer-Restaurationsmaterial

Besonders geeignet zur Verwendung bei Klasse III- und bei Klasse V-Fällen, bei denen hohe Anforderungen an die Ästhetik gestellt werden und Wurzelkaries, Sandwich-Technik, Restaurationen bei Kindern und für Stumpfaufbauten, Unterfüllungen oder als Liner.

Fuji II LC Kapseln

5+1! oder 10+3! **171,20 EUR¹** (Preis pro Kapselpackung)

Art.-Nr. 000139 Fuji II LC Kapseln A2 | Art.-Nr. 000140 Fuji II LC Kapseln A3
Kaufe je 5 oder 10 Packungen à 50 Kapseln in gewünschter Farbe
(0,33 g Pulver und 0,10 g (0,085 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel 0,10 ml)
+ je nach gekaufter Menge 1 oder 3 Packungen Fuji II LC Kapseln (à 50 Kapseln) gratis!

Fuji II LC Kapseln (50 Stk. Packung) sind in folgenden Farben erhältlich:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2; Aktion für alle Farben gültig.

¹Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

- Kontrollierter Lichteinsatz für ein direktes und einfaches Verfahren
- Ausgezeichnete Ästhetik & Transluzenz
- Ideal für zervikale Erosion, Ausbrechungen, Restaurationen der Wurzeloberfläche & die Behandlung von Kindern
- Optimal auch bei der geschlossenen und offenen Sandwich-Technik
- Hohe chemische Haftung für eine perfekte Randintegrität
- Hervorragende praxiserprobte, klinische Leistung



Fragen Sie zusätzlich Ihren GC Fachberater nach Ihren individuellen Angeboten zu unseren Glasionomer-Restaurationsmaterialien!

GC Fuji IX GP FAST

Selbsthärtendes, hochviskoses, stopfbares
Glasionomer-Restaurationsmaterial

Die stopfbare, nicht klebende Konsistenz von Fuji IX GP Fast macht ihn zu einem idealen Glasionomer für Restaurationen der Klassen V, I & II, als Basis- oder Stumpfaufbaumaterial. Die charakteristischen Glasionomereigenschaften in Kombination mit leichter Handhabung stellen die Anforderungen der heutigen Füllungsmaterialien sicher.

Fuji IX GP FAST Kapseln

5+1! oder 10+3! **150,90 EUR¹** (Preis pro Kapselpackung)

Art.-Nr. 000212 Fuji IX GP FAST Kapseln A2
Art.-Nr. 000213 Fuji IX GP FAST Kapseln A3
Kaufe 5 oder 10 Packungen à 50 Kapseln in gewünschter Farbe (0,40 g Pulver und 0,11 g (0,09 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel 0,14 ml) + je nach gekaufter Menge 1 oder 3 Packungen Fuji IX GP Fast Kapseln (à 50 Kapseln) gratis!

Aktion für alle Farben gültig. Fuji IX GP Fast Kapseln sind in folgenden Farben erhältlich: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

¹Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

- Breites Indikationsspektrum
- Sehr guter chemischer Verbund
- Schnelle Bulkapplikation
- Keine Mikropaltbildung
- Hervorragende Druckfestigkeit und Oberflächenhärte
- Schutz durch Fluoride
- Biokompatibel



NEUE Kapselaktivierung!

Wechsel zu „Push & Mix“!

Restaurations- und Befestigungsmaterialien in Kapseln

GC verbessert die Kapselnutzung mit einer schnelleren und einfacheren Aktivierungstechnik für alle GC-Kapseln! Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre/n zuständige/n Vertriebsmitarbeiter/in oder Händler.



1. Schütteln oder klopfen, um das Pulver zu lösen

2. Kolben drücken und für **2 Sekunden gedrückt halten**


3. **Nicht vor dem Anmischen klicken**

4. Anmischen für 10 Sekunden

5. Zweimal die Kapsel zum Aktivieren klicken und langsam ausdrücken

G-Premio BOND

Ein Universaladhäsiv für alle GC Kunststoffindikationen...



G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv für alle Bonding Techniken und ideal für Reparaturen und als Desensitizer einsetzbar!



NEUE FLIP-TOP VERSCHLUSSKAPPE

Genießen Sie die gewohnte Performance und entdecken Sie gleichzeitig ein einfaches Handling



300 Applikationen pro 5 ml Flasche

GC Composite-Material (5 Packungen)

1 x G-Premio BOND Refill gratis!

Kaufe 5 Packungen GC Composite-Material (G-ænial, Essentia, everX Flow) + 1 G-Premio BOND Refill (5 ml im Wert von 90,50 EUR) gratis!

Aktion gültig für G-ænial Spritzen, Unitips sowie Essentia Spritzen oder Unitips und everX Flow Spritzen. Nur gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



G-ænial® Universal Injectable
G-Premio BOND Promopakung

25% Preisvorteil! 165,- EUR* 220,90 EUR*

Art.-Nr. 901509 G-ænial Universal Injectable + G-Premio BOND Promopakung
Beinhaltet: je 1 x G-ænial Universal Injectable Spritze (1 ml / 1,7 g) A1, A2, A3, G-Premio BOND 5 ml Flasche, Zubehör



- Hervorragende Haftung an Schmelz und Dentin
- Exzellente Konsistenz und Benetzung
- Sofortige Dentinversiegelung
- Für Composites, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metalle sowie alle Glaskeramiken (Feldspat, leuzitverstärkt & Lithium-Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombination mit G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = duale Härtung
- Weniger Verfärbungen
- Weniger postoperativen Sensibilitäten
- Weniger Zeit- und Materialaufwand

Fordern Sie Ihr Gratismuster an!



3D-Konfigurator GC Restorative Dentistry Guide zum GRATIS-Download: www.gceurope.com



Weitere erhältliche Verpackungseinheiten:

- Art.-Nr. 012688 G-Premio BOND 3-Flaschen-Packung (3 x 5 ml); 231,80 EUR*
- Art.-Nr. 009034 G-Premio BOND Unitdose 50 Stück (à 0,1 ml), Zubehör; 113,85 EUR*
- Art.-Nr. 012687 G-Premio BOND Kit 1 Flasche 5 ml, Zubehör; 114,90 EUR*
- Art.-Nr. 012694 G-Premio BOND Bottle 1 Flasche 5 ml, 90,50 EUR*
- Art.-Nr. 009552 G-Premio BOND DCA 1 Flasche 3 ml Dual Cure Activator (DCA); 47,30 EUR*

Die aktuellen Kurstermine für unsere Essentia Workshops finden Sie unter <https://www.gceurope.com/education/courses/>



G-CEM™ Veneer

Lichthärtender Kunststoffzement für hohe ästhetische Ansprüche bei einfacher Applikation

Perfekte Fließfähigkeit

G-CEM™ Veneer kombiniert eine optimal ausgewogene Viskosität mit herausragenden physikalischen und optischen Eigenschaften. Das Ergebnis: ausgesprochen ästhetische und langlebige Restaurationen. Einfache Applikation und Entfernung von Überschüssen, außergewöhnliche Festigkeit, stabile Farben und ausgezeichnete Ästhetik machen G-CEM™ Veneer zur bevorzugten Wahl für Front- und Seitenzahnrestaurationen aus Keramik oder Composite mit einer Filmstärke unter 2 mm.



NEU!



GC FujiCEM™ Evolve

Innovativer, kunststoffverstärkter Glasionomer für Zuverlässigkeit und angenehmen Komfort

Einen Schritt voraus

FujiCEM™ Evolve ist eine vielseitige Befestigungslösung für Ihre tägliche Arbeit, die ein einfaches Protokoll mit den herausragenden Eigenschaften der Glasionomere von GC kombiniert. Ein neues Dosiersystem und die Möglichkeit der Lichthärtung zur Entfernung von Rückständen machen die Zementierung einfacher denn je. Darüber hinaus besticht FujiCEM™ Evolve durch verbesserte Eigenschaften, wie eine höhere Röntgenopazität und einen langlebigeren Haftverbund – hauptsächlich auf Zirkonoxid.



NEU!



Ideal für Metall- und Zirkonrestaurationen

G-CEM™ Veneer Starter Kit

249,90 EUR*

Art.-Nr. 012383 G-CEM Veneer Starter Kit
Inhalt: 2 x G-CEM Veneer Nachfüllpackung (1 ml; 1,7 g) A2 & TR, 2 x Try-in Paste Nachfüllpackung (2 ml; 1,5 g) A2 & TR, 1 x G-Multi PRIMER 5 ml, 1 x G-Premio BOND 5 ml, 45 x Dispensing Tips Metall

Die Leistung wird Sie beeindrucken.



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. J. Mattiussi, Italien



A2
Der Standard für die Befestigung der meisten Prothetikteile.

Transluzent
Perfekt für sehr dünne Restaurationen, um den natürlichen Farbton zu erhalten.

Opak
Wird verwendet, um gegebenenfalls verfärbte Substrate zu überdecken.

Bleach
Wird verwendet, um Opazität und Helligkeit zu erhöhen, wenn perlweiße Zähne gewünscht sind.

Weitere erhältlich Verpackungseinheiten:

G-CEM Veneer Nachfüllpackung
Inhalt: 1 Spritze 1 ml (1,7 g)
+ 10 Dispensing Tips Metall 35,90 EUR*
Art.-Nr. 012384 G-CEM Veneer A2
Art.-Nr. 012385 G-CEM Veneer Transluzent (TR)
Art.-Nr. 012386 G-CEM Veneer Opak (OP)
Art.-Nr. 012387 G-CEM Veneer Bleach (BL)

G-CEM Try-in Paste
Inhalt: 1 Spritze 1,2 ml (1,5 g) 36,80 EUR*
Art.-Nr. 012803 G-CEM Try-in Paste A2
Art.-Nr. 012804 G-CEM Try-in Paste Transluzent
Art.-Nr. 012805 G-CEM Try-in Paste Opak
Art.-Nr. 012806 G-CEM Try-in Paste Bleach

Zusätzliche Artikel:

Art.-Nr. 001926 **Dispensing-Tips Needle** Metall 20 Stk.; 2 Lichtschutzverschluss; 18,25 EUR*
Art.-Nr. 901503 **Dispensing-Tips Long Needle** Metall 30 Stk.; 30,35 EUR*
Art.-Nr. 009553 **G-Multi PRIMER** 5 ml; 64,90 EUR*
Art.-Nr. 012694 **G-Premio BOND** Nachfüllpackung 5 ml Flasche; 90,50 EUR*
Art.-Nr. 009552 **G-Premio Bond DCA** 3 ml Flasche; 47,30 EUR*



JETZT EINSTEIGEN! FujiCEM™ Evolve Single Pack

89,90 EUR*

Art.-Nr. 012948 FujiCEM™ Evolve Single Pack
Inhalt: 1 x GC FujiCEM™ Evolve Spritze (à 9,2 g / 5,0 ml), 15 x GC Push and Click Mischkanülen Regular

FujiCEM™ Evolve Triple Pack Automix

Preisvorteil! 236,84 EUR*

Art.-Nr. 012950 FujiCEM™ Evolve Triple Pack Automix
Inhalt pro Triple Pack Automix: 3 x GC FujiCEM™ Evolve Spritze (à 9,2 g / 5,0 ml), 45 GC Push and Click Mischkanülen Regular



Mit freundlicher Genehmigung von Prof. R. Sorrentino, Italien



- Handmischvariante oder Automix
- Keine Vorbehandlung
- Lange Verarbeitungszeit, kurze Abbindezeit
- Kein Kofferdam - Feuchtigkeitstolerant
- Hervorragende Randdichtigkeit
- Optimale Viskosität
- Geringe Filmstärke
- Optionale Lichthärtung
- Optimierter Haftverbund an Zirkonoxid



G-ænial

Das Allround-Composite für unkomplizierte unsichtbare Restaurationen.

**5 x G-ænial kaufen –
1 x G-ænial gratis!**

oder

**10 x G-ænial kaufen –
3 x G-ænial gratis!**

Wählen Sie zwischen den G-ænial Anterior und Posterior und stellen Sie sich Ihre individuellen Wunschfarben zusammen. Zusätzlich erhalten Sie von uns die jeweilige Anzahl Unitip Packungen oder Spritzen als Gratiszugabe. Nur gültig innerhalb gleicher Packungseinheit.



G-ænial Anterior überzeugt durch

- Seine Ästhetik & Röntgensichtbarkeit
- Seine vielseitige Anwendungsmöglichkeit
- Auf das Alter abgestimmtes Farbsystem
- Mühelose Verarbeitung



G-ænial Posterior überzeugt durch

- Ein angepasstes Farbsystem
- Sehr gute Röntgensichtbarkeit
- Seine gute Stopfbarkeit
- Hervorragende Festigkeit und Langlebigkeit

G-ænial A&P Spritzen Promo

63,35 EUR* (Preis pro Spritze)

A2 (Art.-Nr. 003941), A3 (Art.-Nr. 003942),
PA2 (Art.-Nr. 003962), PA3 (Art.-Nr. 003963)

Je 5 oder 10 x G-ænial Spritzen Anterior oder Posterior in den Farben A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE und P-IE bestellen
+ je nach gekaufter Menge 1 oder 3 G-ænial Spritze(n) A&P gratis!

G-ænial A&P Unitip Promo

90,20 EUR* (Preis pro 20er Packung)

A2 (Art.-Nr. 003912), A3 (Art.-Nr. 003913),
PA2 (Art.-Nr. 003934), PA3 (Art.-Nr. 003935)

Je 5 oder 10 x G-ænial Unitip Packs Anterior oder Posterior; Anterior Packung mit 20 Unitips: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE; Anterior Packung mit 10 Unitips: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW; Posterior Packung mit 20 Unitips: PA1, PA2, PA3, PA3.5, P-JE, PIE bestellen
+ je nach gekaufter Menge 1 oder 3 G-ænial Unitip Pack(s) A&P gratis!



Besuchen Sie einen unserer Workshops mit unseren Referenten Herrn Dr. Philipp Kober oder Herrn Dr. Martin Sorger!

Melden Sie sich jetzt an unter:

Oder kontaktieren Sie Ihren persönlichen GC Fachberater.



3D-Konfigurator GC Restorative Dentistry Guide zum GRATIS-Download: www.gceurope.com



G-ænial Flo X

Der perfekte Partner!

G-ænial Flo X enthält homogen verteilte, ultrafeine Partikel in einer mittleren Füllergöße (Barium-Glasfüller) und zeichnet sich durch seine niedrige Viskosität und insbesondere durch seine sehr gute Röntgenopazität (300 % bei 1 mm, 284 % bei 0,5 mm Schichtung) aus, was unter anderem die Diagnose von Sekundärkaries vereinfacht.

G-ænial Flo X Promo

5+1 oder 10+3! 64,30 EUR* (Preis pro Spritze)

Art.-Nr. 900712 G-ænial Flo X A2; Art.-Nr. 900713 G-ænial Flo X A3
Spritze 3,6 g (2 ml); Dosierspitzen III Plastik (20 Stk.)
Je 5 oder 10 x G-ænial Flo X Spritzen in den Farben A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 und AO3 bestellen **+ je nach gekaufter Menge 1 oder 3 G-ænial Flo X Spritze(n) gratis!**

Erhältlich in 8 Farben, die perfekt zu den G-ænial Posterior Farben passen sowie zwei Spitzenarten je nach Bedarf!
A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 und AO3
1 x 3,6 g (2 ml), 20 Dosiertips III Kunststoff, 1 Lichtschutzabdeckung



G-ænial® Universal Injectable

Hochfestes Composite für Restaurationen
Fließfähige Konsistenz – dauerhafte Festigkeit

G-ænial Universal Injectable ist ein Universal-Restaurationscomposite mit außerordentlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit für langlebige ästhetische Restaurationen. Der hohe Gehalt an ultrafeinen Bariumpartikeln und die vollabdeckende Silan-Beschichtungstechnologie (FSC) verleihen G-ænial Universal Injectable außerordentliche Festigkeit – fester als führende feste am Markt verfügbare Composite.

G-ænial® Universal Injectable

5+1 oder 10+3! 35,90 EUR* (Preis pro Packung)

Je 5 oder 10 x G-ænial Universal Injectable Spritzen bestellen
+ je nach gekaufter Menge 1 oder 3 G-ænial Universal Injecable Spritze(n) gratis! Farbmix möglich.

Erhältlich in 16 Farben: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE 1 x 1,7g (1 ml), 10 Dosiertips lang Kunststoff, 1 Lichtschutzabdeckung



Weitere Informationen sowie spezielle Angebote zu G-ænial Universal Injectable finden Sie auf Seite 2 im Praxisteil.

NEU!



G-ænial Universal Flo

Fließfähig und absolut universell für alle Kavitätenindikationen



Durch die einzigartige Fließfähigkeit lässt sich G-ænial Universal Flo wie ein Flowable applizieren und ist zusätzlich so standfest wie ein herkömmliches Composite. Es ist für alle Kavitätenklassen geeignet und zeichnet sich durch hervorragende Festigkeit, Polierbarkeit und Vielseitigkeit aus.

G-ænial Universal Flo Promo

5+1 oder 10+3! 65,85 EUR* (Preis pro Spritze)

Art.-Nr. 004203 G-ænial Universal Flo A2; Art.-Nr. 004204 G-ænial Universal Flo A3
Je 5 oder 10 x G-ænial Universal Flo Spritzen in den Farben A1, A2, A3, A3.5, A4, BW, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, AE und JE bestellen
+ je nach gekaufter Menge 1 oder 3 G-ænial Universal Flo Spritze(n) gratis!

Erhältlich in 15 Farben und drei Transluzenzen: Standardfarben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV; Innenfarben: AO2, AO3; Außenfarben: JE, AE; 1 x 3,4 g (2 ml), 20 Dosiertips III Kunststoff, 1 Lichtschutzabdeckung



**5 x G-ænial kaufen –
1 x G-ænial gratis!**

oder

**10 x G-ænial kaufen –
3 x G-ænial gratis!**

Wählen Sie zwischen den G-ænial Flo X, G-ænial Universal Flo und G-ænial Universal Injectable Angeboten, und stellen Sie sich Ihre individuellen Wunschfarben zusammen. Zusätzlich erhalten Sie von uns die jeweilige Anzahl Spritzen als Gratiszugabe. Nur gültig innerhalb gleicher Packungseinheit.

Essentia®



Entdecken Sie 6 Optionen, die alle klinischen Fälle abdecken

Frontzahnbereich
Individuell an den Patienten angepasstes Schichtungskonzept

Seitenzahnbereich
Universal-Einfarb-Restoration oder natürliche Zweifarbschichtung

Fordern Sie Ihr Gratismuster an!

Essentia® Unitip oder Spritze

5+1 oder **10+3!**¹

Je 5 oder 10 x Essentia Spritzen oder Unitips bestellen + je nach gekaufter Menge 1 oder 3 Packungen Essentia Spritze oder Unitips gratis!

¹Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater und nur innerhalb gleicher Verpackungseinheit.



Risk free = Kauf ohne Risiko!*

Essentia Starter Kit Unitip 182,40 EUR*

Art.-Nr. 900991 **Essentia Starter Kit Unitip** 182,40 EUR*; 30 Unitips (je 5 Unitips in 6 Farbtönen: LD; MD; DD; LE; DE; U); 1 Spritze ML; 20 Dosierspitzen III aus Kunststoff.

Essentia Starter Kit Spritze 323,55 EUR*

Art.-Nr. 900963 **Essentia Starter Kit Spritzen** 323,55 EUR*; 7 Spritzen, eine pro Farbton: LD; MD; DD; LE; DE; U; ML, 20 Dosierspitzen III aus Kunststoff.

* **Zufriedenheitsgarantie!** Sollten Sie von Essentia nicht überzeugt sein, ist die Rückgabe der geöffneten Packung natürlich möglich, Sie erhalten den Kaufpreis rückerstattet. Das Angebot gilt 4 Wochen ab Lieferscheindatum.

D-Light® Pro

Mehr sehen, als das Auge wahrnimmt
LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge, autoklavierbar & Detection Mode



Jetzt mit:

- **neuem hochstabilem Lichtleiter**
- **gesteigerter Akkuleistung** ⚡



Aushärten

- **HP Modus - High Power** 1400 mW/cm²
- Blaue LED mit Wellenlänge von 460 - 465 nm
- Violette LED mit Wellenlänge von 400 - 405 nm
- Effiziente Härtung alternativer am Markt befindlichen Licht-Initiatoren

Schützen

- **LP Modus - Low Power** mit reduzierter Leistungsabgabe von 700 mW/cm² z. B. bei tiefen Kavitäten, wenn die Präparation nahe an der Pulpa liegt

Erkennen

- **DT Modus - Detection Mode** verwendet ausschließlich UV-nahes Licht
- Visualisierung von Plaque
- Visualisierung von infiziertem Dentin
- Visualisierung von Mikro-Rand-Undichtheiten
- Bewertung von Bakterienaktivität z. B. in den Fissuren
- Visualisierung von fluoreszierenden Materialien
- Bewertung der Risttiefe

Autoklavieren

Essentia® Universal Shade

Eine Farbe - immer passend

Für alle Indikationen im Seitenzahnbereich
Lichthärtendes radio-opaques Universal Composite für die restaurative Zahnmedizin



Essentia HiFlo U
Lichthärtendes Universal-Composite mit hoher Fließfähigkeit

Art.-Nr. 900739
Essentia HiFlo Spritze
1 x 2 ml (3,6 g), U;
20 Dispensing Tips III Plastic € 51,40 EUR*



Essentia LoFlo U
Lichthärtendes Universal-Composite mit niedriger Fließfähigkeit

Art.-Nr. 900741
Essentia LoFlo Spritze
1 x 2 ml (3,4 g), U;
20 Dispensing Tips III Plastic € 51,40 EUR*



Essentia U
Lichthärtendes Universal-Composite mit besonders stopfbarer Konsistenz

Art.-Nr. 900998
Essentia Unitip
15 x 0,16 ml (0,32 g), U
57,70 EUR*
Art.-Nr. 900970
Essentia Spritze
1 x 2 ml (4,0 g), U
51,40 EUR*



Essentia® Universal Spritzen Bundlepack

3+1! **154,20 EUR*** ~~205,60 EUR*~~

Art.-Nr. 901464 **Essentia Universal Spritzen 3+1**
Inhalt: 4 x Essentia Spritze Farbe Universal à 2 ml

Gratisware ist bereits in angeführter Packungseinheit inkludiert.

Essentia® Universal Unitips Bundlepack

3+1! **173,10 EUR*** ~~230,80 EUR*~~

Art.-Nr. 901465 **Essentia Universal Unitips 3+1**
Inhalt: 4 x Essentia Unitips Farbe Universal à 15 Unitips (0,16 ml)

Gratisware ist bereits in angeführter Packungseinheit inkludiert.



Visualisierung von Plaque



Visualisierung von infiziertem Dentin



Visualisierung von Mikrosplatt



Bewertung der Bakterienaktivität in Fissuren



Visualisierung von Restaurationen und überschüssigem Zement



Bewertung der Risttiefe



Symbolbild

Bundlepack D-Light Pro Promo

Promopackung! **945,- EUR*** ~~1250,- EUR*~~

Art.-Nr. 890455 **D-Light Pro Promo Bundlepack**
Kaufen Sie 1 x D-Light Pro LED-Lampe
+ 3 x 5 ml G-Premio Bond Flaschen
+ je 1 x G-aenial Universal Injectable 1 ml A2, A3, Zubehör gratis!

Gratisware ist bereits in angeführter Packungseinheit inkludiert.

G-CEM LinkForce™

Dualhärtendes, adhäsives Befestigungs-Composite für alle indirekten Restaurationen

Ein System, drei Basiselemente: für eine starke Adhäsion in allen Situationen. Durch seine hervorragenden Selbsthärtungseigenschaften bietet G-CEM LinkForce sichere Haftung in allen Situationen.



G-CEM LinkForce System Kit

Preisvorteil! 342,40 EUR*

Art.-Nr. 009540 **G-CEM LinkForce System Kit**
2 x G-CEM LinkForce Kartusche A2+TR 8,7 g (5 ml);
30 x GC Automix Tip Regular; 5 x GC Automix Tip für Endo;
1 x G-Multi PRIMER, 1 x G-Premio BOND,
1 x G-Premio BOND DCA, 1 x GC ETCHANT,
2 x G-CEM Try-In Paste A2 + TR 1,5 g (1,2 ml); Zubehör

G-CEM LinkForce Nachfüllpackung

3+1! 147,90 EUR¹ (Preis pro Packung)

G-CEM LinkForce Cement Refill 147,90 EUR*
Inhalt: 1 x G-CEM LinkForce Kartusche 8,7 g (5 ml); Zubehör
Art.-Nr. 009544 **A2** | Art.-Nr. 009545 **TR**
Art.-Nr. 009546 **Opaque** | Art.-Nr. 009547 **Bleach**
Kaufe 3 Nachfüllpackungen G-CEM LinkForce
+ 1 Nachfüllpackung G-CEM LinkForce gratis!

¹Gültig für alle erhältlichen Farben und Packungen und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Opaque
(universal opaque)
Zur Abdeckung von verfärbten Bereichen



Bleach
(bleach opaque)
Ausgerichtet auf ultra-weiße Restaurationen zur Verbesserung der Ästhetik und der Helligkeit



A2
(A2 Translucent)
Die Standardfarbe für die meisten prothetischen Versorgungen



Translucent
(klar Translucent)
Perfekt, für sehr dünne Restaurationen zur Beibehaltung des ursprünglichen Farbtons



Weitere Verpackungseinheiten

Art.-Nr. 009542 **G-CEM LinkForce Starter Kit A2**
Art.-Nr. 009543 **G-CEM LinkForce Starter Kit TR**
Starter Kit Inhalt: 1 x Kartusche 8,7 g (5 ml),
20 x GC Automix Tip Regular, 1 x G-Multi PRIMER
(5 ml), 1 x G-Premio BOND (5 ml), Zubehör; 190,25 EUR*

G-CEM Try-in paste

Inhalt: 1 Spritze 1,2 ml (1,5 g) 36,80 EUR*
Art.-Nr. 012803 **G-CEM Try-in Paste A2**
Art.-Nr. 012804 **G-CEM Try-in Paste Translucent**
Art.-Nr. 012805 **G-CEM Try-In Paste Opak**
Art.-Nr. 012806 **G-CEM Try-in Paste Bleach**

Art.-Nr. 012694
G-Premio BOND 5 ml
Flasche 90,50 EUR*

Art.-Nr. 009552
G-Premio BOND DCA 3 ml
Flasche 47,30 EUR*

Art.-Nr. 009553
G-Multi PRIMER 5 ml
Flasche 64,90 EUR*

G-CEM LinkAce™

Selbstadhäsiver Composite-Befestigungszement in der Automix-Spritze




Vorteile

- Ausgezeichneter Haftverbund mit allen modernen Restaurationswerkstoffen
- Hohe Festigkeit des Haftverbundes mit Dentin und Schmelz, im chemisch härtenden und im lighthärtenden Modus
- Keine vorbereitende Konditionierung der Zahnschubstanz erforderlich
- Zementierung aller Arten von Inlays, Onlays, Kronen und Brücken aus Kunststoff und Metall
- Zementierung von konfektionierten Stiften aus Metall und Keramik, Glasfaserstiften und gegossenen Stiftaufbauten.




Metall



1-mm dickes Metallplättchen.

Zirkon



0,4-mm dickes Zirkonoxidplättchen mit Keramikschichtung bis zu 1,6 mm.



Jetzt den Guide zu unseren Befestigungszementen anfordern!



Jetzt unsere neue Befestigungs-App für Ihr Smartphone downloaden! Auch für Android unter: luting.gceurope.com



GC Initial™ LRF BLOCK

Der leuzitverstärkte Feldspat-CAD/CAM-Block für indirekte Restaurationen

Einfach schleifen... polieren ... befestigen ... **kein Glanzbrand!**




NEU!



Maße



Farben



Initial™ LRF Cerec Glazing Kit Promo

20% Preisvorteil! 187,75 EUR* ~~233,45 EUR*~~

Art.-Nr. 900757 Initial™ LRF Glazing Kit (für Cerec)
Inhalt: 3x Initial™ LRF Blöcke A2-HT-14, 2x Initial™ LRF Blöcke A2-LT-14, 3x Initial™ LRF A3-HT-14, 2x Initial™ LRF Blöcke A3-LT-14, Initial™ LRF Glaze Paste & Liquid, Initial™ Pinsel 02 LP

Initial™ LRF Cerec Block

6+1! 71,05 EUR¹ (Preis pro Packung)

Bei Kauf von 6 Packungen Initial™ LRF Blöcke (à 5 Stk.) erhalten Sie 1 Packung Initial™ LRF Blöcke (5 Stk.) gratis! (gültig für alle erhältlichen Artikelnummern, allerdings nur gültig innerhalb derselben Produktgruppe)

¹ Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater

Farben: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT, A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
Größe 12: zu je 71,05 EUR* pro Packung
Größe 14: zu je 71,05 EUR* pro Packung
Größe 14L: zu je 71,05 EUR* pro Packung
Packungseinheit: 5 Blöcke pro Packung

Glasurpaste & Liquid 46,35 EUR*
Initial™ LRF Blöcke sind CEREC kompatibel. Verfügbar für Bestellungen durch autorisierte CEREC Händler.

CERASMART™ 270

Kraftabsorbierende Hybridkeramik CAD/CAM-Block

Natürliche Passform und Flexibilität


Präzision, Stärke und Flexibilität kombiniert mit einer leicht anzuwendenden, lichthärtenden Oberflächenversiegelung




NEU!



Maße



Farben



CERASMART™ 270 Advanced Kit

462,75 EUR* ~~494,00 EUR*~~

Art.-Nr. 901594 CERASMART™270 Advanced Kit
Inhalt: 3x A2-HT-14, 3x A3-HT-14, 2x A2-LT-14, 2x A3-LT-14, Optiglaze Color A Plus 2,6 ml, White 2,6 ml, Red brown 2,6 ml, Clear 5 ml, Clear HV 5 ml, G-Multi Primer 5 ml

CERASMART™ 270 Cerec Block

6+1! ab 113,10 EUR¹ (Preis pro Packung)

Bei Kauf von 6 Packungen CERASMART™270 CAD/CAM Blöcke (à 5 Stk.) erhalten Sie 1 Packung CERASMART™270 CAD/CAM Blöcke (5 Stk.) gratis! (gültig für alle erhältlichen Artikelnummern, allerdings nur gültig innerhalb der selben Produktgruppe)

¹ Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater

Farben: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT, A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
Größe 12: 113,10 EUR* pro Packung
Größe 14: 123,50 EUR* pro Packung
Größe 14L: 133,95 EUR* pro Packung
Packungseinheit: 5 Blöcke pro Packung

CERASMART™270 Blöcke sind CEREC-kompatibel und im aktuellen CEREC Software-Update gelistet. Verfügbar für Bestellungen durch autorisierte CEREC Händler.



- Flexibilität für die Absorption von Stoßbelastungen
- Abrasionsstabilität für langlebige Restaurationen
- Extrem passgenaue Ränder für nahtlose Übergänge
- Hervorragende Polierbarkeit und Glanzbeständigkeit
- Optimale Fluoreszenz und Transluzenz
- Implantatgestützte Krone
- Ersatz einer großen Composite-Restauration mit parapulpären Stiften
- Restauration eines zweiten Molaren
- Restauration eines Quadranten

Die optimale Befestigung mit...

GC G-CEM LinkForce™

Dualhärtendes, adhäsives Befestigungs-Composite für alle indirekten Restaurationen

Die leistungsstarke Universallösung für alle adhäsiven Herausforderungen

Nähere Details zu G-CEM LinkForce siehe Seite 14.



GC G-CEM™ Veneer

Lichthärtender Kunststoffzement für hohe ästhetische Ansprüche bei einfacher Applikation

Nähere Details zu G-CEM Veneer siehe Seite 8.



TEMPSMART™ DC

Schnell und effizient zur finalen Restauration

Dualhärtendes Composite für provisorische Kronen und Brücken

Provisorische Restaurationen spielen in der restaurativen Zahnheilkunde eine wichtige Rolle. Sie schützen nicht nur die präparierten Zähne, sondern sorgen auch für Komfort und Ästhetik, bis Ihr Patient die endgültige Versorgung erhält. Mit TEMPSMART™ DC hat GC eine neue Technologie für ein smartes Provisorienmaterial eingeführt. TEMPSMART™ DC ist das erste frei von Weichmachern und dualhärtende Provisorienmaterial, das entwickelt wurde, um Ihnen die tägliche Arbeit einfacher und effizienter zu gestalten.

NEU!



SICHERE HALTBARKEIT

- Hohe Bruchstabilität
- Ideal für Seitenzahnbrücken

INTELLIGENTES KONZEPT

- Kurze Verarbeitungszeit durch Lichthärtung


ÄSTHETISCHE ERGEBNISSE

- Fluoreszenz und langanhaltender Glanz

BEQUEME VERARBEITUNG

- Nicht-klebrig
- Hochglanz in wenigen Schritten

Verarbeitungszeit mit TEMPSMART GC im Vergleich mit Wettbewerbern (Min.)



Quelle: GC R&D, Japan 2018, Daten liegen vor.

Kontaktieren Sie Ihren persönlichen GC Fachberater für weitere Details zu GC TEMPSMART™ DC!

TEMPSMART™ DC

3+1! 99,- EUR* (Preis pro Packung)

Kaufe 3 Packungen TEMPSMART™ DC 48 ml Kartusche + 1 Packung TEMPSMART™ DC 48 ml Kartusche gratis!

Aktion gültig für alle Farben innerhalb gleicher Verpackungseinheit nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Zubehör: 901537 Mischkanülen II Größe SSS (60 Stk.) 57,00 EUR*

48 ml Kartusche, 16 Mischkanülen

Art.-Nr.	12760	12761	12762	12763	12764	12765
Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW



TEMPSMART™ DC

3+1! 59,- EUR* (Preis pro Packung)

Kaufe 3 Packungen TEMPSMART™ DC 10 ml Kartusche + 1 Packung TEMPSMART™ DC 10 ml Kartusche gratis!

Aktion gültig für alle Farben innerhalb gleicher Verpackungseinheit nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Zubehör: 900668 GC Automix Tip Regular (10 Stk.) 10,50 EUR*

10 ml Kartusche, 10 Mischkanülen

Art.-Nr.	12766	12767	12768	12769
Farbe	A1	A2	A3	B1



Injection Moulding Technik EXACLEAR

Für einen klaren Durchblick

Klares Vinyl-Polysiloxan-Material – Ihr Partner für transparentes Arbeiten. Ein neuartiges, klares Silikonmaterial, das einen einfachen Weg zu hervorragenden Ergebnissen ermöglicht.

NEU!



GLASKLARE SICHT

- Hohe Transparenz ermöglicht visuelle Detailkontrolle
- Effektive Lichthärtung durch exzellente Transparenz

OPTIMALE HANDHABUNG

- Optimale Konsistenz für einfache Platzierung im Abformlöffel
- Für die Injection Moulding Technik
- Einfach zu schneiden oder zu durchbohren

PERFORMANCE

- Gut reproduzierbar, hat während des Applizierens optimale Stabilität und Reißfestigkeit
- Perfekte Übertragung vom Modell in den Mund

Kontaktieren Sie Ihren persönlichen GC Fachberater für weitere Details zu unseren Neuigkeiten GC EXACLEAR!

Perfekt geeignet für:

- **Injection Moulding Technik:** einfache Kontrolle beim Injizieren und effektive Lichthärtung
- **Temporäre Kronen- und Brückenarbeiten:** Effiziente Lichthärtung von dualhärtenden Materialien wie TEMPSMART™ DC
- **Composite-Schichttechnik:** einfache Lichthärtung von Palatinal
- **Platzierung von Glasfasern oder Brackets:** einfache Übertragung vom Modell in den Mund

EXACLEAR

69,- EUR*

Art.-Nr. 012792 EXACLEAR
2 Kartuschen (48 ml), 6 Mischkanülen II Größe S

Zubehör:
Art.-Nr. 900114 60 Mischkanülen II Größe L; 71,95 EUR*



Fließt ohne Druck
Optimale Konsistenz für eine leichte Platzierung im Abformlöffel

Optimale Konsistenz für ein erfolgreiches Verfahren

Fließt unter Druck
Flüssig beim Einsetzen für die perfekte Anpassung an die präparierten Zähne und die präzise Abbildung aller Details

Leicht zu bohren
Starr und fest nach dem Abbinden für ein problemloses Schneiden und Bohren der Injektionslöcher

Reißt nicht
Flexibel genug für ein leichtes Entnehmen, ohne zu brechen oder zu verformen

Injection Moulding Kit 129,- EUR*

Art.-Nr. 901532 Injection Moulding Kit
Inhalt: je 1 Spritze G-aenial Universal Injectable (1 ml / 1,7 g) A1, A2, A3, 1 Exaclear Kartusche 48 ml



EXA'lence

Vinyl PolyEther Silikon Abformmaterial

Mit EXA'lence bringt GC die Abformtechnik auf ein neues Niveau und löst eine ganze Reihe bekannter Problemstellungen im täglichen Umgang von Abformmaterialien – Abformtechniken. EXA'lence fließt im feuchten Milieu detailgenau an die Präparation an und garantiert selbst bei feuchten subgingivalen Präparationen stets blasen- und verzugsfreie Funktions- bzw. Präzisionsabformungen. Das Ergebnis sind jederzeit reproduzierbare und absolut zeichnungsscharfe Modelle.



EXA'lence Nachfüllpackung 48 ml

5+1! 64,75 EUR¹ (Preis pro Packung)

Kaufe 5 Packungen EXA'lence Nachfüllpackung (à 2 x 48 ml) + 1 Packung EXA'lence Nachfüllpackung (2 x 48 ml) gratis!

EXA'lence, **ExtraLight Body**, 2 x 48 ml Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow) Art.-Nr. 137907 Regular Set | Art.-Nr. 137912 Fast Set
EXA'lence, **Light Body**, 2 x 48 ml Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow) Art.-Nr. 137908 Regular Set | Art.-Nr. 137913 Fast Set
EXA'lence, **Medium Body**, 2 x 48 ml Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue) Art.-Nr. 137916 Regular Set | Art.-Nr. 137911 Fast Set
EXA'lence, **Heavy Body**, 2 x 48 ml Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue) Art.-Nr. 137904 Regular Set | Art.-Nr. 137909 Fast Set
EXA'lence, **Heavy Body Rigid**, 2 x 48 ml Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue) Art.-Nr. 137910 Fast Set



EXA'lence Nachfüllpackung 370 ml

5+1! 195,60 EUR¹ (Preis pro Packung)

Kaufe 5 Packungen EXA'lence Nachfüllpackung 370 (à 2 x 370 ml) + 1 Packung EXA'lence Nachfüllpackung 370 (2 x 370 ml) gratis!

EXA'lence, **Nachfüllpackung**, 2 x 370 ml Kartusche Art.-Nr. 137274 Medium Body Regular Set; Art.-Nr. 137273 Heavy Body Regular Set; Art.-Nr. 137271 Heavy Body Fast Set

EXA'lence Putty

5+1! 126,60 EUR¹ (Preis pro 1-1 Packung)

5+1! 368,60 EUR¹ (Preis pro 5-5 Klinikpackung)

Kaufe 5 Packungen EXA'lence Putty + 1 Packung EXA'lence Putty gratis!

Art.-Nr. 137810 EXA'lence, **Putty 1-1 Packung** (500 g / 278 ml Base, 500 g / 278 ml Katalysator, Zubehör)
Art.-Nr. 137866 EXA'lence, **Putty 5-5 Klinikpackung** (5 x 500 g / 278 ml Base, 5 x 500 g / 278 ml Katalysator, Zubehör)

EXA'lence Standard 370 ml

5+1! 140,60 EUR¹ (Preis pro Packung)

Kaufe 5 Packungen EXA'lence Standard 370 ml + 1 Packung EXA'lence Standard 370 ml gratis!

EXA'lence, **Standard, 370ml Kartusche**, 10 Dynamic Mixing Tips, 1 Bayonet Locking Ring Art.-Nr. 137871 Medium Body Regular Set; Art.-Nr. 137872 Heavy Body Regular Set Art.-Nr. 137873 Heavy Body Fast Set

EXA'lence Klinikpackung 370 ml

5+1! 576,80 EUR¹ (Preis pro Packung)

Kaufe 5 Packungen EXA'lence Klinikpackung 370 (à 6 x 370 ml) + 1 Packung EXA'lence Klinikpackung 370 (6 x 370 ml) gratis!

EXA'lence, **Klinikpackung**, 6 x 370 ml Kartusche Art.-Nr. 137868 Medium Body Regular Set; Art.-Nr. 137867 Heavy Body Regular Set; Art.-Nr. 137869 Heavy Body Fast Set

¹Alle Angebote gültig nach Absprache mit einem Fachberater und innerhalb gleicher Verpackungseinheit.

Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH)

Ein globales Problem, von dem jedes siebte Kind betroffen ist

MIH ist eine häufige Entwicklungsstörung, die meist einen oder mehrere der ersten permanenten Molaren betrifft. Es gibt höchst unterschiedliche Schweregrade – sie reichen von leichten Opazitäten bis zum posteruptiven Schmelzabbau.



MI Paste Plus & Tooth Mousse

- Die erste und millionenfach bewährte Zahnschutzcreme mit dem patentierten Wirkstoff Recaldent™
- Versorgt die Zähne mit der nötigen Menge an Kalzium, Phosphat und Fluorid*
- Verringert Überempfindlichkeiten
- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft
- Wirkt schnell und effektiv
- Zuckerfreier Zahnschutz

* MI Paste Plus enthält zusätzlich 900 ppm Fluorid

Tooth Mousse oder MI Paste Plus?

Tooth Mousse und MI Paste Plus können für dieselben Indikationen verwendet werden. Tooth Mousse wird bei Kindern unter 6 Jahren empfohlen, um das Fluoroserisiko zu vermeiden. Außerdem eignet sich das Produkt für Fälle, in denen keine Fluorid-Ergänzung erforderlich oder erwünscht ist. Für die Anwendung über Nacht wird Tooth Mousse bis zum Alter von 12 Jahren empfohlen. MI Paste Plus kann ab diesem Alter verwendet werden.

Fragen Sie nach Patienteninformationen oder einem Poster zum MIH-Thema für Ihren Warteraum direkt bei GC Austria oder bei Ihrem persönlichen GC Fachberater an.



CPP-ACPF (Casein Phospho Peptid und Amorphes Calcium Phosphat und Fluorid) wurde von The School of Dental Science an der University of Melbourne Victoria / Australien entwickelt. RECALDENT™ ist ein eingetragenes Warenzeichen unter Lizenz der Fa. RECALDENT™ Pty. Ltd. RECALDENT™ CPP-ACP wird aus Milchprotein gewonnen. Es sollte nicht bei Patienten mit Milcheiweiß- und Hydroxybenzoat-Allergie angewendet werden.

GC MI Behandlungslösungen

EXA'lence
MIH
Tooth Mousse®
MI Paste Plus®



GC MI Paste Plus® & GC Tooth Mousse®

Remineralisierende Zahnschutzcremes mit Dreifachwirkung: Stärken, Schützen, Regenerieren.

MI Paste Plus & Tooth Mousse

3+1! Tooth Mousse 164,60 EUR¹ (Preis pro Packung)
MI Paste Plus 182,30 EUR¹ (Preis pro Packung)


Kaufe 3 Packungen der 10er Packungen von Tooth Mousse oder MI Paste Plus + 1 x 10er Packung Tooth Mousse oder MI Paste Plus gratis!

Gültige für alle verfügbaren 10er Packungen von Tooth Mousse oder MI Paste Plus. ¹Aktion gültig nach Absprache mit einem GC Fachberater und nur innerhalb gleicher Verpackungseinheit.

MI Paste Plus Promopackung

10+3! 182,30 EUR*

Art.-Nr. 900760 MI Paste Promopackung 10+3
Inhalt: 10 Tuben MI Paste Plus (Mint, Melone, Vanille, Tutti-Frutti, Erdbeere) + 2 Tuben MI Paste Plus Erdbeere und 1 Tube MI Paste Plus Mint gratis!
Gratisware ist in angegebener Promopackung bereits beinhaltet.



1 © Prof. van Amerongen, Niederlande; 2 – 4 © Prof. Baroni, Italien

Klinisches Bild

- Abgegrenzte Opazität, cremeweiß bis gelbbrauner Verfärbung
- Defekter Schmelz weist die normale Schichtstärke auf (außer bei posteruptivem Abbau)
- Läsionen können asymmetrisch auftreten
- Ist ein erster Molar stark betroffen, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass auch der kontralaterale Molar betroffen ist
- Die Läsionen der zentralen Inzisiven sind meist weniger schwer, können aber unästhetisch wirken

StickTech-Workshop

Was kann Composite – Restaurationen tief zerstörter Zähne

Es sind nicht die „klassischen prothetischen Fälle“, die uns häufig in der Therapiewahl herausfordern. Es sind mehr die Patienten, deren Zähne vielleicht gesund oder wenig gefüllt sind, aber nicht schön in der Zahnfarbe, Zahnform und Zahnstellung sind. Wir sollten also heutzutage Behandlungs-



methoden anbieten können, mit denen wir die Wünsche unserer Patienten minimalinvasiv bei moderatem Kostenaufwand erfüllen können. Glücklicherweise ist das Dank der diversen Bleachingmethoden, der Existenz zahlreicher Korrekturschienenprodukte, der herausragenden Composite- und Glasfasermaterialien heutzutage sehr gut möglich, auch schwierige Fälle lassen sich damit minimalinvasiv und ästhetisch ansprechend lösen.

Diese Veranstaltungen sind im Rahmen des ZFP der ÖZÄK mit 3 Punkten approbiert.

Vortrag

Vom Glasionomer zum Glashybrid – die Evolution einer Materialklasse



Mit der Ratifizierung und schrittweisen Umsetzung der Minamata-Vereinbarung stellt sich zunehmend auch die Frage nach einer ernsthaften Alternative zum langjährigen Standardmaterial für posteriore Restaurationen; Amalgam. Der Vortrag wird beleuchten, was ein solches Amalgamersatzmaterial können muss und aufzeigen, welche Alternativen bereits heute zur Verfügung stehen. Detailliert wird dann dargelegt, wie sich gerade die Glasionomere durch eine Weiter-

entwicklung zahlreicher Materialeigenschaften als eine mögliche Amalgamalternative etablieren konnten. Moderne Glashybride sind mittlerweile in der Lage, zahlreiche Amalgamindikationen abzudecken; Einschränkungen verbleiben jedoch auch hier. Abschließend werden Einsatzgebiete und Anwendung dieser Materialien nochmals dargestellt. Der Vortrag richtet sich an alle restaurativ tätigen Kolleginnen und Kollegen.

Diese Veranstaltungen sind im Rahmen des ZFP der ÖZÄK mit 3 Punkten approbiert.



REFERENT
PD Dr. Falk Schwendicke

WANN
12. März 2020 | 18.00 – 20.00 Uhr

WO
ZAFI-Zahnärztliche Fortbildung
Gumpendorferstrasse 83/4
1060 Wien

GEBÜHR
49,- EUR (inkl. MwSt.)

VERANSTALTER
ZAFI in Kooperation mit GC

ANMELDUNG
GC Austria GmbH
T: 03124-54020, F: 03124-54020-40
info.austria@gc.dental
oder bei Ihrem persönlichen
GC Fachberater



REFERENTIN
Dr. Carmen Anding

WANN
Vortrag
18.01.2020 | 09:00 – 10:45 Uhr
Workshop
18.01.2020 | 13.30 – 16.00 Uhr

WO
Im Zuge des Konservierendes Symposium: Sporthotel Royer, 8970 Schladming

TEILNEHMER max. 15

KURSGEBÜHR
75,- EUR (inkl. MwSt.)

VERANSTALTER
ÖGZMK in Kooperation mit GC

ANMELDUNG
GC Austria GmbH
T: 03124-54020, F: 03124-54020-40
info.austria@gc.dental
oder bei Ihrem persönlichen
GC Fachberater



ALL THE TOOLS YOU NEED
WITHIN HAND'S REACH



GET CONNECTED
SMILE
PROGRAM



Holen Sie sich noch heute
unser GC Get Connected Smile
Program als App auf Ihr Handy
und bleiben Sie up-to-date!

WORKSHOP I
WANN
17.04.2020 | 13.30 – 18.30 Uhr

WO Hotel Roomz, Wien

WORKSHOP II
WANN
19.06.2020 | 13.30 – 18.30 Uhr

WO Obersteiermark

REFERENT
Dr. Martin Sorger

KURSGEBÜHREN
Kurs 1 und 2 jeweils
259,- EUR (inkl. MwSt.)

VERANSTALTER
GC Austria GmbH

ANMELDUNG
GC Austria GmbH
T: 03124-54020, F: 03124-54020-40
info.austria@gc.dental
oder bei Ihrem persönlichen
GC Fachberater

Composite-Workshops

Ästhetik leicht gemacht mit GC!

Moderne Composites bieten ein breites Spektrum an Möglichkeiten um den hohen ästhetischen Ansprüchen der Patienten gerecht werden zu können.



Theorie- und Vortrag klinischer Fälle
Praktischer Teil

- Schichtaufbau einer Frontzahnrestauration, einfach jedoch effizient
- Glasfaserverstärkte Composite-Restaurationen
- Keramikreparatur

Diese Veranstaltungen sind im Rahmen des ZFP der ÖZÄK approbiert.

Die aktuellen Kurstermine für unsere Workshops finden Sie unter <https://www.gceurope.com/education/courses/>



Provisorienworkshop

Schnell und effizient zur provisorischen Restauration

Provisorien – sicher – ästhetisch – smart

Die Herstellung von temporären Versorgungen ist ein wesentlicher Bestandteil des Herstellungsprozesses von feststehendem Zahnersatz.

Dieser Kurs bringt Sie und Ihre Mitarbeiter/Innen auf einfachen Weg zu einer perfekten, temporären Versorgung.

Zielgruppe: Zahnärzte/Innen + Fachpersonal

Diese Veranstaltungen sind im Rahmen des ZFP der ÖZÄK mit 5 Punkten approbiert.

KURSGEBÜHREN
160,- EUR (inkl. Materialpaket)
80,- EUR (ZASS Zahnmed. Stud.)
220,- EUR (Team 1 ZA+1 ZASS)

VERANSTALTER
Zafi in Kooperation mit GC

ANMELDUNG
GC Austria GmbH
T: 03124-54020, F: 03124-54020-40
info.austria@gc.dental
oder bei Ihrem persönlichen
GC Fachberater



WORKSHOP I
WANN
05.06.2020 | 13.00 - 17.00 Uhr

WORKSHOP II
WANN
07.11.2020 | 09.00 - 13.00 Uhr

WO
ZAFI | Gumpendorfer Strasse 83
A-1060 Wien

REFERENT
ZTM Andreas Wunsch

TEILNEHMER max.15



Vorträge & Workshops

Composite mit zeitgemäßen Impulsen

Vortrag
Composite mit zeitgemäßen Impulsen

Workshop
Tipps und Tricks bei zahnfarbenen Restaurationen „Composite 3D“

Mit Composite schöne Restaurationen zaubern ist ein Wunsch jeder Zahnärztin oder jedes Zahnarztes. Wie kann man mit Composite so umgehen, dass ein Ergebnis stimmt? Auf das Know-how kommt es an! Es sind immer die einfachen Dinge, die zum Erfolg führen. Beispielsweise kann durch eine Schichtung von nur zwei Farbkomponenten ein naturidentischer Effekt hervorgerufen werden. „Composite 3D“ von Ulf Krueger-Janson beschreibt ein Arbeitskonzept, das jeden befähigt, den Aufbau eines natürlichen Zahns zu imitieren. Die Matrizentechnik und viele Tricks aus der täglichen Praxis werden zum Schichtaufbau dargestellt und die verschiedensten Problemfälle diskutiert.

Diese Veranstaltungen sind im Rahmen des ZFP der ÖZÄK mit 30 Punkten approbiert.



REFERENT
Zahnarzt Ulf Krueger-Janson

WANN
09.10.2020 | 09:00 – 18:00 Uhr

WO
ZAFI | Gumpendorfer Straße 83
A-1060 Wien

TEILNEHMER max. 15

KURSGEBÜHR
400,- EUR pro Modul
Zahnmedizin StudentInnen:
200,- EUR pro Modul

VERANSTALTER
ZAFI in Kooperation mit GC

ANMELDUNG
GC Austria GmbH
T: 03124-54020, F: 03124-54020-40
info.austria@gc.dental
oder bei Ihrem persönlichen
GC Fachberater



ALL THE TOOLS YOU NEED
WITHIN HAND'S REACH




GET CONNECTED
SMILE PROGRAM



Get Connected SMILE Program

Lernen. Teilen. Profitieren.



NEU!



Get the app



Besuchen Sie uns
auf Facebook
www.facebook.com/
gcaustriagmbh



Besuchen Sie unsere
Homepage www.austria.gceurope.com

**Jetzt Bonus-Smiles kassieren!
Kontaktieren Sie dazu Ihren
persönlichen GC Fachberater.**

Glasfaserverstärkte Composite-Restaurationen

Kreative Zahnheilkunde, die verblüfft und Spaß macht

Ist ein Zahn trotz großem Engagement und Behandlungsaufwand nicht mehr zu erhalten, stellt sich spätestens post extractionem die Frage, wie die entstehende Lücke provisorisch und definitiv zu versorgen ist. Konventionelle Interimsprothesen bedingen nicht nur eine schlechte Akzeptanz der Patienten, sondern vor allem im Frontzahnbereich einen starken Verlust der natürlichen Weichgewebsarchitektur.

Glasfaserverstärkte Composite-Restaurationen eröffnen dem Zahnarzt ganz neue kreative Möglichkeiten bei hoher Erfolgsrate und guter Wirtschaftlichkeit. Viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten dieser bewährten Technologie werden im Vortrag besprochen, so z. B.:

- Herstellung direkter und indirekter Glasfasercompositebrücken im Front- und Seitenzahnbereich/Glasfaser-Marylandbrücken
- Schienung parodontal oder traumatisch geschädigter Zähne
- KFO-Retainer
- Glasfaser-verstärkte Langzeitprovisorien in der Implantologie
- Herstellung individueller Glasfaser-Stiftaufbauten

Diese Veranstaltungen sind im Rahmen des ZFP der ÖZÄK mit 30 Punkten approbiert.



REFERENT
Dr. Stephan Höfer

WANN
10.10.2020 | 09:00 - 18:00 Uhr

WO
ZAFI | Gumpendorfer Straße 83
A-1060 Wien

TEILNEHMER max. 15

KURSGEBÜHR
400,- EUR pro Modul
Zahnmedizin StudentInnen:
200,- EUR pro Modul

VERANSTALTER
ZAFI in Kooperation mit GC

ANMELDUNG
GC Austria GmbH
T: 03124-54020, F: 03124-54020-40
info.austria@gc.dental
oder bei Ihrem persönlichen
GC Fachberater



RONALD DÖRFLINGER
Geschäftsführer GC Austria GmbH
M: +43.664.3085320
ronald.doerflinger@gc.dental



MARIO PUSCHITZ
Vertriebsleiter Österreich
Professional Service Österreich
Steiermark/Kärnten; MP Berater
M: +43.664.2218141
mario.puschitz@gc.dental



KARL KAINZ
Produktmanagement
Labor Österreich
MP Berater
M: +43.664.88610076
karl.kainz@gc.dental



HANNES KITTL
Produktspezialist Ordination/Labor
Salzburg/Tirol/Vorarlberg
MP Berater
M: +43.664.3001990
hannes.kittl@gc.dental



JÜRGEN DORNINGER
Produktspezialist Ordination/Labor
Oberösterreich/Niederösterreich
MP Berater
M: +43.664.88316617
juergen.dorninger@gc.dental



ANDREAS KARPf
Produktspezialist
Ordination/Labor
Wien/Niederösterreich/
Burgenland; MP Berater
M: +43.664.7951388
andreas.karpf@gc.dental

**Für Ihre persönliche Beratung stehen Ihnen
unsere Produktspezialisten gerne zur Verfügung.**

GC Temp PRINT

3D-printfähiges,
lichthärtendes Composite
für temporäre
Kronen & Brücken

Brücken bauen für die Zukunft

Leichteres Drucken komplexer Restaurationen ohne Werkstoffverschwendung! GC Temp PRINT ist ein **biokompatibler Werkstoff** der Klasse IIa für temporäre Kronen und Brücken ohne Methylmethacrylat (MMA). Es ist für den Einsatz mit 3D-Drucksystemen konzipiert, die mit einer Wellenlänge von 385 bzw. 405 nm arbeiten. Es verfügt über **hervorragende mechanische Eigenschaften** und bleibt auch während der Lagerung stabil. Darüber hinaus lässt es sich perfekt mit OPTIGLAZE color kolorieren – einer einfachen Lösung, um Ihren 3D-Druckrestaurationen Glanz und Charakter zu verleihen.

Temp PRINT AKTION

OPTIGLAZE color gratis! 250,- EUR (Preis pro Packung)

Kaufe 1 Packung Temp PRINT light 500 g oder medium 500 g
+ 2 Packungen OPTIGLAZE color gratis!
Farbmix möglich

OPTIGLAZE® color

Lichthärtende Oberflächenversiegelung
zur Individualisierung indirekter
Composite-Restaurationen



Zur Charakterisierung aller Composites und PMMA-Kunststoffe

- Direkte & indirekte Composite-Restaurationen
- Prothesen und Konfektionszähne
- Provisorien
- Gefräste Restaurationen mit Composite-Blocken
- Gefräste PMMA-Ronden und -Blocke

* Die angeführten Preise beruhen auf den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers, exkl. MwSt. Preisirrtümer vorbehalten. Die aktuellen Verkaufspreise erhalten Sie direkt von Ihrem Dental-Depot. Die Auslieferung erfolgt ausschließlich über Ihren Dental-Fachhandel. Eine Verknüpfung von verschiedenen Aktionen ist nicht möglich. Aktionen gültig in Österreich bis 30.4.2020. Druck- und Satzfehler vorbehalten.



NEU!



Initial LiSi Press Masterkurs

Simply making teeth!

Durch die Symbiose von LiSi Press & LiSi Ceram wird der Kreis der Initial Familie geschlossen und ästhetische Möglichkeiten in einer neuen Dimension geschaffen. Der Kurs soll die Vielfältigkeit des LiSi Press Systems aufzeigen. Anhand eines Frontfalles wird demonstriert, wie über verschiedene Wege hoch ästhetische Ergebnisse erzielt werden können. Step by step werden die einzelnen Schritte von der Gerüstgestaltung bis zur fertigen Restauration erarbeitet. Den Teilnehmern wird das Wissen über die unterschiedlichen Transparenzstufen des Materials und deren Wirkung zum Erzielen natürlicher Resultate vermittelt. Ebenso wird

aufgezeigt wie mit minimalem Aufwand große Effekte erzielt werden. Mit der Schichttechnik wird der faszinierenden Natur gefolgt und ein nahtloser Übergang von Material zu natürlichen Strukturen geschaffen.

- Pressparameter sowie Verarbeitung von LiSi PressVest
- Wahl des Press-Rohlings
- Maltechnik und Charakterisierung mit Lustre-Pastes
- Cut-Back Technik und interne Individualisierung
- Kombination LiSi Press und LiSi Ceram
- Natural analoge Schichttechnik



Holen Sie sich noch heute unser GC Get Connected Smile Program als App auf Ihr Handy und bleiben Sie up-to-date!



Prothetik-Live-Kurs

Ein Teamworkshop für Zahnärzte/innen
und Zahntechniker/innen

LIVE!

Die Frontzahnkrone auf dem digitalen
Copy-Abutment vom Scan bis zur fertigen Krone

Diese Veranstaltungen sind im Rahmen
des ZFP der ÖZÄK approbiert.

WO
Akademie für orale Implantologie
Lazarettgasse 19 | 1090 Wien
www.implantatakademie.at
TEILNEHMERZAHL max. 50
ANMELDUNG
Akademie für orale Implantologie
GmbH & Co KG
Lazarettgasse 19 | 1090 Wien
T: +43.1.402.86.68.29
fortbildung@implantatakademie.at

REFERENTEN
Prim. Dr. Rudolf Fürhauser
Dr. Nikolaus Fürhauser
Dr. Lukas Fürhauser
DDr. Georg Mailath-Pokorny
Dr. Insa Herklotz
ZTM Stefan M. Roozen

WANN
24.04.2020
25.04.2020



akademie
FOR ORALE IMPLANTOLOGIE



REFERENT

ZTM Stefan M. Roozen
WANN
WORKSHOP I 13.03.2020
WORKSHOP II 14.03.2020
WO
Klema Dentalprodukte GmbH
Meiningen
KURS GEBÜHR
249,00 EUR (inkl. MwSt.)
VERANSTALTER
GC Austria GmbH
ANMELDUNG
GC Austria GmbH
T: 03124-54020, F: 03124-54020-40
info.austria@gc.dental
oder bei Ihrem persönlichen
GC Fachberater

Painting solution Workshop

Einsatz der GC-Malfarben in 2D und 3D auf monolithischen/teilreduzierten Kronen

Nach Zusendung eines Modelles, fertigen die Teilnehmer 2 Stk. Kronen vorweg im Labor an. 1 x monolithisch und 1 x reduziert in Zr oder Lithium Disilikat.

Beim WS selbst wird die monolithische Krone in einem Schritt mit Lustre Paste in Kombination mit Spectrum Stains bemalt. Die reduzierte Krone wird mit „internal staining“ und „micro layering“ gefertigt.

Mitzubringen sind die beiden Kronen sowie Schicht- bzw. Malwerkzeug und Schleifinstrumente.



Keramikworkshop

Initial Hands-on-Kurs

Vortrag: Ein Schichtschema für alle Initial Keramiken, vervollständigt durch das Bemalen mit Lustre Pasten. Anhand von Patientenfällen werden die Grundlagen der Keramik gezeigt.

Workshop: Es werden je eine Frontkrone in Metall und Zirkon oder Lithium-Disilikat verblendet. Modelle mit den Käppchen werden zur Verfügung gestellt. Ziel ist es einen Farbschlüsselzahn zu reproduzieren. Der Vortragende erklärt zusätzlich sein Konzept zum altersspezifischen Einsatz der Initial Keramik mit Einsatz von Effektmassen. Lustre Pasten zeigen

den multifunktionellen Einsatz mit verschiedensten Keramiken auf.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit eines Painting solution Workshop (Einsatz der GC-Malfarben in 2D und 3D auf monolithischen/teilreduzierten Kronen) an einem dieser beiden Workshoptage zu veranstalten.



REFERENTEN
ZTM Stefan M. Roozen
WANN
WORKSHOP I 15.05.2020
WORKSHOP II 16.05.2020
WO
Akademie f. Zahntechniker, Baden
VERANSTALTER
GC Austria GmbH
ANMELDUNG
T: 03124-54020, F: 03124-54020-40
info.austria@gc.dental
oder bei Ihrem persönlichen
GC-Fachberater
KURS GEBÜHR
390,- (inkl. MwSt.)

GRADIA® PLUS

Modulares Composite-System für indirekte Restaurationen

Ein neuer Standard für natürliche Mischungen und die Reproduktion von Farben



NEU!



Ihre Vorteile

- Innovation trifft Indikation
- Keramikpolymer-Technologie
- Rot & Weiß-Ästhetik
- Indikationsspezifische Konsistenz
- Effizient, modular und ökonomisch
- Lichthärtung: LED-Technologie

Jetzt mit neuer Kuvette für die Injektionstechnik.

Kontaktieren Sie Ihren persönlichen GC Fachberater für weitere Informationen!



AKTION A

GRADIA PLUS Set

35% Preisvorteil! 1379,- EUR¹ ~~2121,50 EUR*~~

Gradia PLUS Combi-Set A
901048 Layer Set 964,25 EUR
901050 Paint Set 609,00 EUR
901053 Accessory Set 548,10 EUR

AKTION B

GRADIA PLUS Set

35% Preisvorteil! 1946,50 EUR¹ ~~2994,50 EUR*~~

Gradia PLUS Combi-Set B
901048 Layer Set 964,25 EUR
901409 Layer Pro Set 872,90 EUR
901050 Paint Set 609,00 EUR
901053 Accessory Set 548,10 EUR

AKTION C

GRADIA PLUS Set

35% Preisvorteil! 1102,- EUR¹ ~~1695,- EUR*~~

Gradia PLUS Combi-Set C
901052 One Body Set 537,95 EUR
901050 Paint Set 609,00 EUR
901053 Accessory Set 548,10 EUR

AKTION D

GRADIA PLUS Set

35% Preisvorteil! 765,50 EUR¹ ~~1177,50 EUR*~~

Gradia PLUS Combi-Set D
901051 GUM Set 629,30 EUR
901053 Accessory Set 548,10 EUR

Die Farben sind auch als Einzelnachfüllpackungen erhältlich.
¹Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Farbtabelle Gradia Plus



Technisches Handbuch Gradia Plus



Anwenderberichte Gradia Plus

Labolight DUO Kombi-Set mit GRADIA PLUS Sets

KOMBI-AKTION! ab 1949,- EUR¹

Art.-Nr. 009137
Labolight DUO Kombi-Set
Aktionspreis gültig mit Gradia Plus Set-Kombination; 1949,00 EUR
Labolight DUO Einzelpreis 2877,65 EUR

Wenn Innovation auf Indikation trifft

GRADIA PLUS® von GC – wenn weiß und rot perfekt aufeinander abgestimmt sind

EXACLEAR

Ihr Partner für anspruchsvolle klinische Situationen

Dieses erweiterte, hochfeste, lichthärtende Nanohybrid-Composite basiert auf der neuesten Keramikpolymer-Technologie und bietet ganz ähnlich wie Keramik im Mund, Glanz, Transluzenz, Chroma und eine natürliche Opaleszenz. Sein einzigartiges Baukastenprinzip enthält weniger Standard-Farben, ermöglicht aber individuellere Misch- und Schichttechniken, wodurch es kompakter und kostengünstiger ist. Dennoch erfüllt es alle Anforderungen an Indikationen oder verwendete Techniken, vom klassischen oder multichromatischen Aufbau bis hin zum monolithischen Konzept.



EXACLEAR wird in eine Tiefzieh-schablone eingebracht und über dem Wax-up positioniert.



Temporäre Implantatabutments mit GRADIA PLUS opakiert und mit GC Stick glasfaserverstärkt.



Injizieren von Light Body.



Injiziertes und lichtgehärtetes Light Body Material.



Das Composite wird durch das besonders klare EXACLEAR hindurch lichtgehärtet.



Fertigstellung mit Lustre Paint CLF.



Restoration nach der Fertigstellung mit Lustre Paint.

Klinische Fälle: Stephen Lusty, Großbritannien
EXACLEAR, GC Stick und GRADIA PLUS sind Marken von GC.

Weitere Informationen zu Exaclear sehen Sie im Praxisteil auf Seite 19.

Labolight DUO

Vorhärtung – Step Modus | Endhärtung – Vollmodus

Mit der Entwicklung der Labolight DUO bietet GC jetzt ein multifunktionelles Lichthärtegerät für den Techniker, welches zwei Härtingsmodi kombiniert.

Neueste LED-Technologie im Inneren

- Die mit Doppel-Wellenlänge LED-Technologie ausgestattete Labolight DUO kann zum sicheren Lichthärten aller GC Composite verwendet werden: Die Doppel-Wellenlänge LED-Technologie erreicht bei folgendem Wellenbereich seine Höchstwerte:
 - 12 Blaue LED's: 465 nm - 485 nm
 - 3 Violette LED's: 390 nm - 400 nm

- Optimale Aushärtung aller lichthärtenden Materialien
- Reduzierte Lichtzykluszeiten
- Lange Lebensdauer der LED's

DUO AKTION
Labolight DUO

SONDERPREIS! ab 1999,- EUR¹

Art.-Nr. 009137 Labolight DUO
Normalpreis 2877,65 EUR

¹Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



GRADIA® PLUS
Labolight DUO
EXACLEAR

NEU!

Initial™ Zr-FS

Multi-indikatives
Vollkeramik-System

AKTION

Initial™ ZR-FS Basic + Advanced Set

JETZT! ab 1671,70 EUR¹

Art.-Nr. 877010 Basic Set; 1671,70 EUR*
Art.-Nr. 877011 Advanced Set; 1671,70 EUR*
Art.-Nr. 877068 Bleach Set; 308,80 EUR*
Art.-Nr. 877072 Gum Shades Set; 279,50 EUR*

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.
¹Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Alle Farben sind
auch einzeln als
Nachfüllpackung
erhältlich.

**Fordern Sie jetzt
Ihr persönliches
Umsteigerpaket an!**



**Fordern Sie jetzt
Ihr persönliches
Umsteigerpaket an!**

Initial™ MC

„State of the art“ –
Metall-Keramik

AKTION

Initial™ MC Basic + Basic Plus + Advanced Set

JETZT! ab 1795,62 EUR¹

Art.-Nr. 877045 Basic Set mit Pulver-Opaquer 1468,05 EUR*
Art.-Nr. 877001 Basic Set mit Pasten-Opaquer 1327,90 EUR*
Art.-Nr. 877046 Basic Plus Set mit Pulver-Opaquer 1460,45 EUR*
Art.-Nr. 877002 Basic Plus Set mit Pasten-Opaquer 1365,90 EUR*
Art.-Nr. 877003 Advanced Set 897,45 EUR*
Art.-Nr. 877070 Gum Shade Set (Pulver-Opaquer) 246,20 EUR*
Art.-Nr. 877071 Gum Shade Set (Pasten-Opaquer) 219,25 EUR*
Art.-Nr. 877065 Bleach Set 302,10 EUR*
Art.-Nr. 877083 Initial™ MC Classic Line Paste Opaque Set 506,25 EUR*

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.
¹Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

initial[™]
Painting Solutions

Die Kunst malbarer Keramik
Ästhetik durch Farbe mit Initial™
von GC – 2D- und 3D-Lösungen
für malbare Keramik

NEU!



Hier geht
es zum
Technischen
Handbuch:


Initial™ Spectrum Stains



Krone mit feiner
Textur, vor der
Glaser



Glaser mit flüssiger
oder pastöser
Konsistenz



Charakterisierung innen ...



Nach dem Brennen:
Die feine Textur wird
bei der Charakterisierung
und Glaser bewahrt.



... oder außen



Initial™ Spectrum Stain Set

SONDERPREIS! 405,50 EUR¹ ~~811,-EUR*~~

Art.-Nr. 877094 Initial™ Spectrum Stain Set
16 x GC Initial™ Spectrum Stain; SPS1 – SPS16, 3 g; 1 x Initial™ Spectrum
Glaser-Pulver GL, 10 g; 1 x Initial Spectrum GlaserLiquid, 25 ml;
1 x GC Initial; Spectrum Glaser-Pasten-Liquid, 8 ml;
1 x GC Initial™ Spectrum Farbschlüssel

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.
¹Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Ein breites Anwendungsspektrum

- Malfarben zur Charakterisierung
- Individualisierung der Schichtkeramik
- Breiter WAK-Bereich
- Kompatibel mit allen Arten der Dentalkeramik
- 1 Set für alle Initial Systeme
- Ein breites Spektrum an Farben
- Pulverfarben
- 16 Farben



Hier gehts
zur Painting
Solution
Broschüre:



Initial™ IQ Lustre Pastes NF & Initial™ IQ Lustre Pastes NF GUM

Eine Paste, viele Möglichkeiten!
Das perfekte Finish für Ihre Restaurationen.

Universelle drei-dimensionale Pasten verleihen allen Initial™-Keramiken Farbtiefe
und lebensnahe Transluzenz. Für sämtliche Keramiken und Hersteller geeignet!



Ausgangssituation



Auftragen der verschiedenen
Initial Lustre Pastes NF Gum
Shades



Charakterisierung mit
V-Shades



Endergebnis



- Breiter WAK-Bereich von 6,9 bis 13,3 erlaubt die Arbeit mit sämtlichen Keramikarten
- Verdünnungs- und Refresh-Liquids sorgen immer für optimale Konsistenz
- Verbesserte Pasten mit feineren thixotropen Eigenschaften zur leichten und präzisen Applikation
- Gebrauchsfertig



Die weltweit erste interaktive
Schulungs-App zur Verwendung
des Initial-Keramiksystems.
Jetzt GRATIS-Download!



Initial™ Lustre Pastes NF

4 + 1! AKTION

Kaufe 4 Packungen Initial IQ Lustre Pastes NF oder Initial IQ Lustre Pastes NF Gum Shades
+ 1 Packung Initial IQ Lustre Pastes NF oder Initial IQ Lustre Pastes NF Gum Shades gratis!

Farbmix möglich. Aktion gültig für alle verfügbaren Initial IQ Lustre Paste NF Massen
innerhalb gleicher Verpackungseinheit.

Initial IQ Lustre Paste NF V-Shades 4 g; 58,50 EUR*

Art.-Nr. 876401 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Lustre Paste Neutral, 4 g, L-N
Art.-Nr. 876402 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Lustre Body Shade A, 4 g, L-A
Art.-Nr. 876403 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Lustre Body Shade B, 4 g, L-B
Art.-Nr. 876404 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Lustre Body Shade C, 4 g, L-C
Art.-Nr. 876405 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Lustre Body Shade D, 4 g, L-D
Art.-Nr. 876406 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Enamel Effect Shade 1 - Vanilla, 4 g, L-1
Art.-Nr. 876407 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Enamel Effect Shade 2 - White, 4 g, L-2
Art.-Nr. 876408 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Enamel Effect Shade 3 - Light grey, 4 g, L-3
Art.-Nr. 876409 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Enamel Effect Shade 4 - Dark grey, 4 g, L-4
Art.-Nr. 876410 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Enamel Effect Shade 5 - Light blue, 4 g, L-5
Art.-Nr. 876411 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Enamel Effect Shade 6 - Dark blue, 4 g, L-6
Art.-Nr. 876412 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Enamel Effect Shade 7 - Incisio, 4 g, L-7
Art.-Nr. 876413 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Enamel Effect Shade 8 - Olive, 4 g, L-8
Art.-Nr. 876414 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Enamel Effect Shade V - Value, 4 g, L-V
Art.-Nr. 876426 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Enamel Effect Shade 9 - Orange, 4 g, L-9
Art.-Nr. 876427 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Enamel Effect Shade 10 - Twilight, 4 g, L-10

Initial IQ Lustre Paste GUM Shade 4 g; 48,50 EUR*

Art.-Nr. 876415 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Gum Shade, 4 g, G-23
Art.-Nr. 876416 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Gum Shade, 4 g, G-24
Art.-Nr. 876417 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Gum Shade, 4 g, G-34
Art.-Nr. 876418 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Gum Shade, 4 g, G-35
Art.-Nr. 876419 GC Initial IQ, One Body, LP NF, Gum Shade, 4 g, G-36

Initial™ LiSi Press

Die innovative Press-Keramik

Kombiniert beeindruckende Stärke mit hervorragender Ästhetik



GC erweitert die Initial™ LiSi Press Farbtöne mit niedriger Transluzenz-Farben.



AKTION 1

Initial™ LiSi Press

3+1! 82,40 EUR¹ (Preis pro Packung)

Kaufe 3 x Initial™ LiSi Press Ingots Packungen (à 5 x 3 g) + 1 x Initial™ LiSi Press Ingot (5 x 3 g) gratis! Farbmix möglich!

AKTION 2

Initial™ LiSi Press

LiSi PressVest Intro gratis! 82,40 EUR¹ (Preis pro Packung)

Kaufe 3 x Initial™ LiSi Press Ingots Packungen (à 5 x 3 g) + 1 x LiSi PressVest Intro Kit gratis! (Art.-Nr. 901427 Einbettmasse Einbettmasse; 6 x 100 g Pulver, 135 ml Liquid, 30 ml SR Liquid in der Sprühflasche) im Wert von 51,50 EUR*; Farbmix möglich

¹Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Lassen Sie sich durch Ihren persönlichen GC-Fachberater über die einzigartige revolutionäre Initial™ LiSi Press Keramik beraten und holen Sie sich Ihre speziellen Angebote bei Ihrem GC-Fachberater ab.

Das werden Sie an Initial™ LiSi Press lieben:

- Sehr hohe Biegefestigkeit
- Hervorragende Ästhetik
- Deutliche Zeitersparnis
- Nahezu keine Reaktionsschicht beim Ausbetten
- Schont die Antagonisten und ist abrasionsstabil

RISK FREE = KAUF OHNE RISIKO!

Zufriedenheitsgarantie!

Sollten Sie von Initial™ LiSi Press nicht überzeugt sein, ist die Rückgabe der geöffneten Packung natürlich möglich, Sie erhalten den Kaufpreis rückerstattet. Das Angebot gilt 4 Wochen ab Lieferscheindatum.

Verpackungseinheiten: 5 x 3 g à 82,40 EUR*

Art.-Nr. 901428 HT-EXW	Art.-Nr. 901437 MT-A2	Art.-Nr. 901538 LT-A1	Art.-Nr. 901444 LT-A
Art.-Nr. 901429 HT-BLE	Art.-Nr. 901438 MT-A3	Art.-Nr. 901539 LT-A2	Art.-Nr. 901445 LT-B
Art.-Nr. 901430 HT-E57	Art.-Nr. 901439 MT-B1	Art.-Nr. 901540 LT-A3	Art.-Nr. 901446 LT-C
Art.-Nr. 901431 HT-E58	Art.-Nr. 901440 MT-B2	Art.-Nr. 901543 LT-B1	Art.-Nr. 901447 LT-D
Art.-Nr. 901432 HT-E59	Art.-Nr. 901441 MT-C1	Art.-Nr. 901544 LT-B2	Art.-Nr. 901448 MO-0
Art.-Nr. 901433 HT-E60	Art.-Nr. 901442 MT-C2	Art.-Nr. 901545 LT-C1	Art.-Nr. 901449 MO-1
Art.-Nr. 901434 MT-B00	Art.-Nr. 901443 MT-D2	Art.-Nr. 901546 LT-C2	Art.-Nr. 901450 MO-2
Art.-Nr. 901435 MT-B0		Art.-Nr. 901547 LT-D2	Art.-Nr. 901541 LT-B00
Art.-Nr. 901436 MT-A1			Art.-Nr. 901542 LT-B0

Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Kalibrierset an!

Initial™ LiSi

Verblendkeramik für Lithium-Disilikat

Ein Farbsystem – ein Schichtungssystem



- Hervorragende natürliche Ästhetik
- Niedrige Brenntemperatur und exakt aufeinander abgestimmter WAK-Wert mit sehr hoher Brennstabilität
- Umfassendes Farb- und Schichtungssystem – Initial-Konzept
- Einfache Handhabung und effiziente Verarbeitung
- Schnelle, ästhetische und wirtschaftliche Ergebnisse



AKTION

Initial™ LiSi Basic + Advanced Set

JETZT! ab 713,30 EUR¹

Art.-Nr. 877086 Initial™ LiSi Basic Set 644,90 EUR*
Initial LiSi, Dentin, D-A1/DA-2/DA-3/DB-1/D-B2/D-C2, 20g; Schmelz, E-57/E-58/E-59/E-60, 20g; Klare Fluoreszenz, CL-F, 20g; Transluzent, TN/TO, 20g; Bleach-Dentin, BLD-2, 20g; Bleach-Schmelz, BL-E, 20g; Transluzenter Modifier, TM-01/TM-05, 20g; Initial™ Spectrum Glaze Pulver GL 10 g, Spectrum Glaze Liquid 25 ml; Modellierflüssigkeit 50 ml; Farbkarte; Technisches Handbuch

Art.-Nr. 877087 Initial™ LiSi Advanced Set 781,65 EUR*
GC Initial™ LiSi, Schmelz Okklusal, EO-15, 20g; Fluo-Dentin, FD-91/FD-92/FD-93, 20g; Schmelz Opal, EOP-2/EOP-3/EOP-4, 20g; CervikalTransluzent, CT-22/CT-23/CT-24/CT-25, 20g; GC Initial™ LiSi, Innenseite, IN-41/IN-42/IN-43/IN-44/IN-45/IN-46/IN-47/IN-48/IN-49/IN-50/IN-51, 20g; Modellierflüssigkeit 50 ml; Farbkarte

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.
¹Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

GC LiSi PressVest

Das Geheimnis von LiSi PressVest:
Geringere Bildung der Reaktionsschicht sowie einfachere Entfernung



LiSi PressVest Powder

185,45 EUR

Art.-Nr. 901424 LiSi PressVest Powder; 60 x 100g, EU/US

LiSi PressVest Liquid

37,40 EUR

Art.-Nr. 901425 LiSi PressVest Liquid; 900 ml, EU/US

Zubehör:
Art.-Nr. 901426 LiSi PressVest SR Liquid
100 ml; 56,65 EUR*



Einbetten und Pressen

Durch die Verwendung eines Trennmittels im Einbettmassenpulver und des LiSi PressVest SR Liquids wird eine „Trennschicht“ erzeugt, so dass eine leicht mit Glanzstrahlperlen abstrahlende Reaktionsschicht gebildet wird.

Einbetten leicht gemacht!

- Hohe Fließfähigkeit
- Flexible Verarbeitungszeit
- Zeitersparnis
- Mehr Platz beim Fixieren auf dem Sockelformer

Aadva® ALS 2

Aadva-Lab-Scanner mit intuitivem Scanflow

Einfach. Präzise. Produktiv.

Einführung einfacher und einzigartiger Workflows mit dem Aadva Lab Scan 2 von GC. Die Kombination aus einzigartigen Scan-Funktionen und robuster Scan-Hardware erleichtert Ihre Arbeitsabläufe.


Hybrid-Scan

Dieser ermöglicht, die gesamte Modellvorbereitung zu überspringen. Scannen Sie einfach den Abdruck sowie das Gipsmodell ohne Sägeschnitt und Stumpfpräparation und die Software kombiniert beides miteinander, um Ihnen ein detailliertes, digitales Arbeitsmodell zu liefern.



Smart-Scan

Diese Funktion erstellt eine genaue Scanstrategie, um die Notwendigkeit von Neuscans zu reduzieren oder sogar auszuschließen.



Okklusions-Scan

Dank dieser Funktion erübrigt sich die Notwendigkeit eines kompletten Biss-Scans, indem einfach eine Reihe von Referenzpunkten auf den Gipsmodellen gescannt werden.




ALS 2 Scanflow vs. konventioneller Scanflow

Durch die Reduzierung der Anzahl der Scans erhöht sich Ihre Produktivität.

Aadva Scanflow



Konventioneller Scanflow



NEU!

Vollfarbe

Texturscannen
Hoher Kontrast
und hohe Auflösung



Geschwindigkeit und Qualität

Automatisierte Z-Achse
und Touchscreen



Full HD 5 MP Kamera

Streifenlicht-Triangulation,
Blaulicht-LED



Konstante Genauigkeit

4-µm-Genauigkeit nach
ISO 12836

Volle Exocad-Integration

und offener STL-Export

exocad



TECHNISCHE DATEN

- Messfeld (X × Y × Z) mm
80 × 60 × 85
- 5-MP-Kamera
- 4-µm-Genauigkeit nach ISO 12836
- Sensortechnologie
Streifenlicht-Triangulation
Blaulicht-LED
- Monochromer Textur-Scan
Farbtextur-Scan
- Touchscreen
- Vollautomatische Z-Achse
- Artikulator-Scan
- Multi-die-Scan
- TripleTray-Scan
- Abdruck-Scan

Empfohlene Computerspezifikationen ALS 2 und Aadva Scan:

- Windows 10 64-Bit
- i7 mit 6 × 4,7 GHz
- 32 GB RAM
- USB-3.0-Anschluss
- 100–250 GB SSD
- Grafikkarte mit 6 GB RAM

Aadva® ALS2 jetzt ab 13.200,- EUR*

SIE HABEN INTERESSE?

Kontaktieren Sie uns unter
info.austria@gc.dental oder Ihren
persönlichen GC Fachberater!



TOP NEWS UND HIGHLIGHTS



LABOR

NEU!

Aadva ALS 2

Siehe Seite 2-3

Angebote gültig
bis 30. April 2020

GC



Since 1921
Towards Century of Health

GC AUSTRIA GmbH
Tel. +43.3124.54020
info.austria@gc.dental