

NEODIAMOND

Die Marke der Sie vertrauen können

Schneller abtragen, kürzere Behandlungszeit

Die besondere Bonding-Technologie (Advanced Triton Bonding) sorgt dafür, dass sich 20% mehr Schneidekantenanteile auf der Oberfläche der Diamanten befinden. Dies sorgt für einen schnelleren Abtrag, da die Kontaktfläche zum Zahn grösser ist, mehr abgetragen und weniger Hitze generiert wird. Somit sparen Sie kostbare Zeit.

Sterilisiert für Sicherheit und Komfort




Jeder NeoDiamond ist einzeln steril verpackt – bei uns steht es für „Patientensicherheit“!

Extra grobe Körnung ohne Zusatzkosten

Schnelle Identifizierung der Körnung mit Farberkennung:

- Extra Grob- Schwarz
- Grob- Grün
- Medium- Blau
- Fein- Rot
- Extra-Fein- Gelb
- Ultra-Fein- Weiss



XactFit® Bohrschaft in höchster Fertigungsqualität

Der Bohrschaft wird in Schweizer Qualität hergestellt. Er garantiert das höchste Maß an Fertigungs Genauigkeit und besitzt dadurch einen absolut sicheren Halt.

20% mehr Schneidekantenanteil dank Triton Bonding

Premium Qualität der Diamanten

Hohe Fertigungs Genauigkeit durch XactFit®

ISO 13485:2003 zertifiziertes Qualitätsmanagement System

Höchste Qualität und Wirtschaftlichkeit

Was NeoDiamond ausmacht, ist ihre fortschrittliche Technologie in höchster Qualität, gepaart mit Wirtschaftlichkeit. Die Leistung ist vergleichbar mit den meist teureren Diamanten zur Wiederaufbereitung, mit den Vorteilen vom "Einmal-Patienten-Gebrauch":

- ◆ Zeitersparnis – durch Einsparung der Reinigung und Sterilisation.
- ◆ Kostenersparnis – kein Wiederaufbereitungsprozess notwendig.
- ◆ Infektionskontrolle und Patientensicherheit – keine Kreuzkontamination.



Kontaktdaten

HENRY SCHEIN®
DENTAL

Henry Schein
Dental Austria
Computerstraße 6, 1100 Wien
Tel: 05-9992-0, Fax: 05-9992-9999
Info@henryschein.at
www.henryschein-dental.at



BESTELLSERVICENUMMER 05 9992 2222

Abbildungen sind beispielhaft.
Alle Preise in Euro zzgl. MwSt., abzüglich Ihrer Konditionen.

Satz-, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen.



NEODIAMOND®

Die Marke Der Sie Vertrauen Können



NEODIAMOND

	Zylinder, Stirn belegt	Tiefenmarkierung	Konisch Ende nicht belegt
ISO	150-012M 150-014M 150-016M	552-016M 552-021M	190-018C 219-012M 219-016M 220-014M 220-016M
Ref.	839 839 839	834 834	— — — 857 857
Best-Nr.	569852 569853 569854	545653 545484	569856 569857 569858 569859 545489

	Bohrer mit Führungsstift und rundem Kegel	Bohrer mit Führungsstift und rundem Kegel	Wurzelkanalöffner mit rundem Kegel	Konisch Ende nicht belegt
ISO	508C-018F 508C-018M 508C-021F 508C-021M	E164-011C E164-015C E164-018C	E165-014C E165-014LC	E213-015M
Ref.	— — — —	885 885 885	880 880	880
Best-Nr.	569860 569861 585824 561262	569862 569864 545487	561283 569865	569866

RA Diamanten

	Kugel	Zylinder
ISO	RA001-010M RA001-012M RA001-012C RA001-014M RA001-016M RA001-047M RA010-012M RA067-042M	RA109-012M RA110-012C
Ref.	801 801 801 801 801 801 805 909	835 836
Best-Nr.	569867 569869 569870 569872 569873 561284 561285 569874	569875 569877

	Zylinder	Konisch spitz	konisch flach	konisch rund	Flamme	Knospe
ISO	RA111-012C RA140-012M RA141-012M	RA167-010M RA167-012M	RA173-014M	RA199-012M RA199-014M	RA249-016M	RA257-018M
Ref.	837 880 881	859L 859L	848	850 850	862	368
Best-Nr.	569936 569878 569879	569880 569881	561286	561288 569937	561289	569938

Über 100 Millionen verkaufter Diamanten!



AWARDS



Bester Bohrer in der Kategorie "Einmal-Patienten-Gebrauch"



Bester Diamant-Bohrer für Zirkonia



Bester Diamant-Bohrer



Townie Choice Awards

