

ASPIRATOR TIP

ES Canulas de aspiración

FR Canules

DE HS-Absaugkanülen

IT Cannule

PT Cãnula de Aspiraço

- | | | | | | |
|--------------------------|-----|----------|------|---|--------|
| ☐ | REF | 900-1370 | 13cm | Blue/Azul/Bleu/Blau/Blu/Azul | ø 16mm |
| ☐ | REF | 900-1371 | 13cm | Grey/Gris/Gris/Grau/Grigio/Cinza | ø 16mm |
| ☐ | REF | 900-9379 | 13cm | Pink/Rosa/Rose/Rosa/Rosa/Rosa | ø 16mm |
| ☐ | REF | 900-9380 | 13cm | Lilac/Morado/Pourpre/Lila/Porpora/Lilás | ø 16mm |
| ☐ | REF | 900-9381 | 13cm | Yellow/Amarillo/Jaune/Gelb/Giallo/Amarelo | ø 16mm |
| ☐ | REF | 900-1869 | 15cm | Grey/Gris/Gris/Grau/Grigio/Cinza | ø 11mm |
| ☐ | REF | 900-1870 | 20cm | Grey/Gris/Gris/Grau/Grigio/Cinza | ø 11mm |

10

 HENRY SCHEIN INC.
(manufacturer) 135 DURYEA ROAD
Melville, NY 11747 USA

EC REP

HENRY SCHEIN SERVICES GMBH
MONZA STRASSE 2A
D-63225 LANGEN, GERMANY
WWW.HENRYSCHEINBRAND.COM



Rev 2017/05

INSTRUCTIONS FOR USE

For dental use only
Sterilise in autoclave at 134°C before use
Clean and rinse the instruments after each use
Use for maximum 100 cycles

MODO DE EMPLEO

Solo para uso dental
Esterilicese en lo autoclave antes de usar, ciclo 134°C
Después de cada uso, limpiar y enjuagar
Duración máxima 100 ciclos

MODE D'EMPLOI

A usage dentaire uniquement.
Avant la première utilisation, stériliser à l'autoclave, cycle 134° C.
Durée maximum : 100 cycles

GEBRAUCHSANWEISUNG

Nur für den dentalen Gebrauch
Bei 134°C im Autoklav sterilisieren
Nach jedem Gebrauch reinigen und abspülen
Maximale Haltbarkeit 100 Zyklen

ISTRUZIONI PER L'USO

Solo uso dentale
Sterilizzare in autoclave prima dell'uso, ciclo 134°C
Durata massima 100 cicli

INSTRUÇÕES DE USO

Apenas para uso odontológico.
As cânulas devem ser limpas e esterilizadas antes da utilização,
esterilizar em autoclave a 134 ° C.
Duração máxima 100 ciclos.