

# MEGA FS Rhodium

Form folgt der Funktion, ist ergonomisch und klar im Design.

## Ein angenehmeres Abhalten


der Wange durch den flachen, breit geformten Stiel.

## Der seidenmattierte Edelstahl

verhindert unerwünschte Lichtreflexionen und gibt dem MEGA ein hochwertiges Finish.

## Exakt scharfes Spiegelbild

durch Front Surface Verspiegelung




## Einfache Reinigung

durch die HAHNENKRATT Front Surface-Beschichtung mit Anti-Hafteffekt.



# MEGA FS Rhodium



	MEGA FS Rhodium				SS-Gewinde REF	CS-Gewinde REF
1	MEGA	4 plan	Ø 22 mm	12-Pckg.	6 060	6 070
	MEGA	5 plan	Ø 24 mm	12-Pckg.	6 061	6 071
2	MEGAduo, doppelseitig	4 plan	Ø 22 mm	6-Pckg.	6 100	6 170
	MEGAduo, doppelseitig	5 plan	Ø 24 mm	6-Pckg.	6 101	6 171
3	MEGAretract	4 plan	Ø 22 mm	6-Pckg.	6 660	6 665
	MEGAretract	5 plan	Ø 24 mm	6-Pckg.	6 661	6 666
4	MEGAretract, offene Form	4 plan	Ø 22 mm	6-Pckg.	6 680	6 685
	MEGAretract, offene Form	5 plan	Ø 24 mm	6-Pckg.	6 681	6 686
5	MEGAstretch		18x34 mm	Stück	6 860	
	MEGAstretch		22x38 mm	Stück	6 861	
6	MEGA Parallelometer		22x37 mm	Stück	6 900	
	MEGA Wangenabhalter	ohne Spiegel	Ø 22 mm	Stück	6 070 W	
	MEGAabrasiv Saphierharte Glasoberfläche für die Aluminium-Oxid Strahltechnik geeignet	4 plan	Ø 21 mm	Stück	6 080	

\*CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde.  
CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.

