



Years of  
Passion for Dental  
Excellence



# Dental Excellence made by **HAHNENKRATT**

Made in Königsbach-Stein

1932

Emil  
Hahnenkratt

## Unsere Erfolgsgeschichte begann vor mehr als 90 Jahren.

Die Firma E. HAHNENKRATT GmbH wurde im Jahr 1932 von dem Mechaniker-Meister Emil Hahnenkratt in Pforzheim gegründet.

Die Leidenschaft zur Technik hat sich über alle Generationen auch an den Urenkel vererbt und spiegelt sich heute durch den konsequenten Einsatz von Hightech in allen Bereichen des Unternehmens wider.



Hendrik Schepperheyn, Inhaber und Geschäftsführer  
und Ann-Katrin Schepperheyn

2025

## HERZLICH WILLKOMMEN ♥

Sagen Sie HALLO zu unseren  
IDS NEWcomer 2025:

**CONTEC**pro  
**CYTEC**pro  
**LightTransmitting**

Wir freuen uns darauf,  
Ihnen unsere NEWcomer  
und EVERgreens vorzu-  
stellen und sind gespannt  
auf Ihr Feedback.

Ihr HAHNENKRATT Team  
mit Familie Schepperheyn

Sibylle Schepperheyn  
– CEO –  
[s.schepperheyn@hahnenkratt.com](mailto:s.schepperheyn@hahnenkratt.com)



Ihr HAHNENKRATT Sales Team



## PARODONTOMETER

In allen gängigen Skalierungen

### Spitze

Feine, kugelförmige Spitze, – gewebeschonend

### Tiefschwarze »Diamond Like Carbon«

#### DLC-Beschichtung

für maximalen Kontrast und optimierte Lesbarkeit der Skalierung.

Nahezu verschleißfreie, nicht verblässende Beschichtung.

### Fugenfrie Übergänge im Messbereich

### Absolut resistent

gegenüber allen Arten von Desinfektion und Sterilisation.

## CONTEC<sup>pro</sup> CYTEC<sup>pro</sup>

### LightTransmitting

Die neuen **pro**-Wurzelstifte sind eine gute Ergänzung der seit mehr als 20 Jahren weltweit in der Praxis bewährten Wurzelstiften EXATEC, CYTEC und CONTEC aus weiß opakem HT-Glasfiber.

Die neue **pro-Linie** zeichnet sich durch die gleichen herausragenden Eigenschaften aus, insbesondere in Bezug auf Stabilität und sichere Verhaftung mit dem Komposit.

**pro** LightTransmitting über den gesamten apikalen Stiftbereich für eine – optimierte und gleichzeitig verkürzte – primäre Aushärtung des Komposits, bis hin zur Spitze des Wurzelstiftes. In einer eng getakteten Zeit sind es wertvolle Sekunden, die der Zahnarzt gewinnt, um ohne Zeitverlust den nächsten Arbeitsschritt durchführen zu können.

Hier erhalten Sie ein  
kostenfreies PromoSet

[aftersales@hahnenkratt.com](mailto:aftersales@hahnenkratt.com)

IDS 2025  
NEWS



## ULTRA FS MEGA FS Rhodium

### **Augenschonendes Arbeiten**

bei starkem Licht und unter Vergrößerung durch seidenmatte Oberfläche.

### **Exakt scharfes Spiegelbild**

durch Front Surface Verspiegelung

### **Höchste Reflektion**

für brillante Helligkeit, besonders bei ULTRA FS

### **Optimiertes Abhalten der Wange**

durch breit ausgeformte Stielansätze

## RELAX

**perfektes Zusammenspiel  
von Design und Ergonomie.**

### **Exakt scharfes Spiegelbild**

durch Front Surface Verspiegelung

### **Höchste Reflektion**

für brillante Helligkeit, besonders bei ULTRA FS

### **Angenehm leicht**

für ein entspanntes Arbeiten

### **Optimiertes Halten**

durch den breit geformten Griff mit Mulden

### **Qualitätsbeständig**

farbstabil, säurefest und resistent gegenüber  
Plaque-Indikatoren

### **Hygienisch**

durch den planen Übergang des – eingegossenen –  
Spiegels zur Fassung

### **Keine störende Reflektionen**

durch seidenmatte Oberflächen

**Das Instrument ist autoklavierbar, säurebeständig  
und für den Thermodesinfektor geeignet.**







**E. HAHNENKRATT GMBH**  
**Dentale Medizintechnik**

Benzstraße 19  
DE-75203 Königsbach-Stein

Fon +49 7232 3029-0

info@hahnenkratt.com  
sales@hahnenkratt.com  
marketing@hahnenkratt.com

www.hahnenkratt.com



EN ISO 13485 QM System  
Notify Body Certificate  
TÜV Rheinland

Information und  
Inspiration  
[www.hahnenkratt.com](http://www.hahnenkratt.com)

