











### **Air-N-Go® PERIO EASY-Düse**

- Innovatives „Schuhlöffel“-Design zum einfachen subgingivalen Einführen
- Ein echter Pluspunkt bei der nicht-operativen subgingivalen Zahn- und Implantatbehandlung (3 bis 8 mm tiefe Zahnfleischtaschen)
- Behandlungszeit pro Fläche nur 5 Sekunden



Klinischer Fall Dr. C. LIM, Großbritannien

Mithilfe modernster Modellertechniken in der Fluidodynamik haben wir AIR-N-GO®-Düsen entwickelt, die einen kontinuierlichen, zielgenauen und kontrollierten Sprühwasserstrahl erzeugen – und zwar punktgenau dort, wo Sie ihn benötigen.

Im Praxisalltag lassen sich mithilfe dieser Düsen supra- und subgingivale Biofilme wirksam entfernen.



### **Air-N-Go® PERIO-Düse**

- Subgingivale Verwendung für operative und nicht-operative Behandlungen (Tunnelling und Lappen)
- Doppelter seitlicher Sprühwasserstrahl mit hoher Leistungsstärke
- Dekontaminierung tiefer Zahnfleischtaschen (8-10 mm)



Klinischer Fall Dr. A. PATEL, Großbritannien





# ACTEON in Ihrer täglichen Praxis



## Prophylaxe-Workflow

### Diagnose

Mit Soprocare® können Sie Zahnbelag und mit der Mundpflege verbundene Krankheiten leicht erkennen

### Behandlung

Perfektes Match: Verwenden Sie Newtron®, AIR-N-GO® und unsere BLISS Handinstrumente in Kombination für eine maximal effiziente und präzise Behandlung bei höchstem Anwenderkomfort

### Nachkontrolle

Verschaffen Sie sich schnell ein zuverlässiges Bild über den Behandlungserfolg und den Zustand der Erkrankung

Weitere Informationen zur Anwendung von  
AIR-N-GO® easy finden Sie auch auf unserem **YouTube** Kanal



Air-N-Go® Easy: Dentales Airpolisher-Handstück - Newtron® P5 XS B.Led: Dentaler Ultraschall-Generator  
Medizinprodukte der Klasse IIa - CE0459 (GMED) - Hersteller: SATELEC® - Frankreich -  
Soprocare®: Medizinprodukt der Klasse I - CE - Hersteller: SOPRO® - Frankreich  
Bliss: Medizinprodukt der Klasse I - CE - Hersteller: PRODONT HOLLIGER - Frankreich  
Bitte lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung auf [www.acteongroup.com](http://www.acteongroup.com)  
Nur für die professionelle Zahnpflege - Aktualisiert am: 07/2021

ACTEON® Germany GmbH | Klaus-Bungert-Strasse 5 | 40468 Düsseldorf  
Tel.: +49 211 16 98 00-0 | Fax: +49 211 16 98 00-48  
[info.de@acteongroup.com](mailto:info.de@acteongroup.com) | [www.acteongroup.com](http://www.acteongroup.com)

SATELEC® | Ein Unternehmen der ACTEON® Group  
17 avenue Gustave Eiffel | ZI du Phare | 33700 MERIGNAC | FRANKREICH  
Tel. + 33 (0) 556 340 607 | Fax + 33 (0) 556 349 292  
[info@acteongroup.com](mailto:info@acteongroup.com) | [www.acteongroup.com](http://www.acteongroup.com)

