



PMMA-Ronden

Die PMMA-Lösung
mit Ästhetik und Langlebigkeit
für zuverlässige Restaurationen



Natürliche Transluzenz

Leicht zu polieren

Erhältlich in Multicolor
oder einfarbig

Zirlux® PMMA-Ronden



Zirlux® PMMA-Ronden sind so konzipiert, dass sie sich reibungslos in den digitalen provisorischen Workflow integrieren lassen und langlebige und natürlich aussehende Ergebnisse liefern. Zirlux PMMA eignet sich für provisorische Kronen, Brücken und Prothesen und bietet eine zuverlässige Lösung für gleichbleibende Qualität der Restaurationen.

Merkmale

- Abriebs- und Plaquesresistent
- Hohe Farbstabilität
- Mit natürlicher Transluzenz für naturidentische Ergebnisse
- Perfekte Fräsbarkeit
- Multilayer erhältlich in allen 16 Vita™-Farben und 3 Bleach-Farben.
- Vielseitige Anwendungen für Langzeit-Provisorien, Prothesen und Prothesenbasen

Indikationen

- Provisorische Kronen und Brücken
- Prothesen
- Prothesenbasen

TECHNISCHE DATEN†

Eigenschaften	Parameter
Biegefestigkeit	> 120 mPa
Elastizitätsmodul	> 2200 mPa
Wasserabsorption	< 20 µg/mm ²
Wasserlöslichkeit	< 0,8 µg/mm ²

VITA ist ein Markenzeichen von VITA North America

Monolayer-PMMA-Ronden

1 Ronde pro Karton

Artikel-Nr.	Größe und Stärke	Farbe
572-4174	16 mm	A1
572-4170	16 mm	A2
572-4169	16 mm	A3
572-4168	16 mm	B1
572-4175	20 mm	A1
572-4171	20 mm	A2
572-4172	20 mm	A3
572-4173	20 mm	B1

Pink PMMA-Ronden

1 Ronde pro Karton

Artikel-Nr.	Größe und Stärke	Farbe
572-4176	25 mm	Pink geädert
572-4177	30 mm	Pink geädert
572-4178	35 mm	Pink geädert

Multilayer-PMMA-Ronden

1 Ronde pro Karton

Artikel-Nr.	Größe und Stärke	Farbe	Artikel-Nr.	Größe und Stärke	Farbe	Artikel-Nr.	Größe und Stärke	Farbe	Artikel-Nr.	Größe und Stärke	Farbe
572-4179	16 mm	A1	572-4195	20 mm	A1	572-4211	16 mm	BL1			
572-4180	16 mm	A2	572-4196	20 mm	A2	572-4212	16 mm	BL2			
572-4181	16 mm	A3	572-4197	20 mm	A3	572-4197	16 mm	BL3			
572-4182	16 mm	A3.5	572-4198	20 mm	A3.5	572-4198	20 mm	BL1			
572-4183	16 mm	A4	572-4199	20 mm	A4	572-4199	20 mm	BL2			
572-4184	16 mm	B1	572-4200	20 mm	B1	572-4200	20 mm	BL3			
572-4185	16 mm	B2	572-4201	20 mm	B2						
572-4186	16 mm	B3	572-4202	20 mm	B3						
572-4187	16 mm	B4	572-4203	20 mm	B4						
572-4188	16 mm	C1	572-4204	20 mm	C1						
572-4189	16 mm	C2	572-4205	20 mm	C2						
572-4190	16 mm	C3	572-4206	20 mm	C3						
572-4191	16 mm	C4	572-4207	20 mm	C4						
572-4192	16 mm	D2	572-4208	20 mm	D2						
572-4193	16 mm	D3	572-4209	20 mm	D3						
572-4194	16 mm	D4	572-4210	20 mm	D4						

Erfahren Sie, warum Zirlux PMMA-Ronden die ideale Wahl für den Einsatz in Ihrem Dentallabor sind.

Henryschein-dental.de